

کیمسٹری

گریڈ IX

پریکٹیکل نوٹ بُک

Web Version of PCTB Textbook



giz

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور محفوظ ہیں۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ٹیٹ پیپر، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مصنفین

- 1- پروفیسر ڈاکٹر عابد ضیاء
 - 2- مسٹر ظفر مہدی ظفر
 - 3- ڈاکٹر منجمیل
 - 4- ڈاکٹر لبنی عامر
 - 5- مسٹر شگفتہ سعید
 - 6- سیدہ طاہرہ انجم
 - 7- ملک معظم محمود
 - 8- مسٹر مخدوم سرفراز
 - 9- مسٹر محمد سعید
 - 10- مسٹر عطا دینگیر
- پروفیسر آف کیمسٹری، وائس پرنسپل (ریٹائرڈ) گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ، لاہور
- سینئر سائنس ٹیچر (ریٹائرڈ) ڈی پی ایس، لاہور
- سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ (کیمسٹری)، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
- لیکچرار کیمسٹری ایف سی کالج، لاہور
- سابقہ ہیڈ آف کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ لاہور گرامر سکول، لیکچرار کیمسٹری ایچ سی کالج، لاہور
- سینئر ہیڈ مسٹرس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول، گورنر ہاؤس، لاہور
- ہیڈ آف سائنس ڈیپارٹمنٹ انٹرنیشنل سکول آف شوئفاٹ، لاہور
- لیکچرار کیمسٹری ایف سی کالج، لاہور
- سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ (کیمسٹری)، گورنمنٹ ہائرسیکنڈری سکول مراکہ کوارٹرز، لاہور
- سبجیکٹ سپیشلسٹ (کیمسٹری/جنرل سائنس)، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

مترجم

پروفیسر ڈاکٹر عابد ضیاء

کمپوزنگ الٹریٹریٹو ایڈلے آؤٹ

زابد الیاس

ایڈیٹرز

1- پروفیسر ڈاکٹر عابد ضیاء

2- عطا دینگیر

نگران طباعت

عطا دینگیر

سرٹیفکیٹ

تصدیق کی جاتی ہے کہ:

طالب علم

کلاس

سکول

نے کیمسٹری IX کا عملی کام سیشن مکمل کر لیا ہے۔

دستخط سائنس ٹیچر

دستخط ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ

Web Version of PCTB Textbook

فہرست تجربات

1	تعارف
2	عملی کام کے حاصلاتِ تعلیم
3	عمومی حفاظتی تدابیر
4	کیمسٹری تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والے عام آلات
7	جزل انسٹرکشنز
7	کیمسٹری تجربہ گاہ میں فرسٹ ایڈ

باب 1: علم کیمیا کے بنیادی اصول

9	تجربہ 1.1: لوہ چون (Iron filings) اور ریت کے دیے گئے آمیزہ کو طبعی طریقہ سے علیحدہ کریں۔
---	--

باب 5: مادہ کی طبعی حالتیں

12	تجربہ 5.1: دیے گئے مرکب (Naphthalene) کا میلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔
15	تجربہ 5.2: دیے گئے مرکب بائی فینائل (Biphenyl) کا میلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔
15	تجربہ 5.3: دی گئی مائع شے ایسی ٹون (Acetone) کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔
18	تجربہ 5.4: دی گئی مائع شے ٹالواین (Toluene) کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔
18	تجربہ 5.5: دی گئی مائع شے ایتھائل الکوحل (Ethyl Alcohol) کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔
18	تجربہ 5.6: امونیم کلورائیڈ (Ammonium Chloride) استعمال کرتے ہوئے عمل تصعید (Sublimation) کا مشاہدہ کریں۔
20	تجربہ 5.7: عمل تصعید کی مدد سے دیے گئے ریت اور نیپتھلین کے آمیزہ میں سے نیپتھلین علیحدہ کریں۔
22	تجربہ 5.8: دیے گئے الکوحل اور پانی کے آمیزہ کو عمل کشیدگی کی مدد سے علیحدہ کریں۔
24	تجربہ 5.9: تجربہ سے ثابت کریں کہ ایک کیمیائی تعامل ہیٹ کی شکل میں انرجی خارج کرتا ہے۔

باب 6: سولیوشنز

26	تجربہ 6.1: 0.1 M سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا 100 cm ³ سلوشن تیار کریں۔
29	تجربہ 6.2: سوڈیم کاربونیٹ (Na ₂ CO ₃) کا 100 cm ³ سلوشن تیار کریں جس کی مولیرٹی 0.1M ہو۔
31	تجربہ 6.3: 0.1M ہائیڈروکلورک ایسڈ (HCl) کا 250 cm ³ سلوشن تیار کریں۔
34	تجربہ 6.4: 0.1M آکزیلیک ایسڈ (Oxalic acid) H ₂ C ₂ O ₄ ·2H ₂ O کا 250 cm ³ سلوشن تیار کریں۔

36 تجربہ 6.5: دیئے گئے ایک مولر (1M NaOH) سلوشن سے $0.1M$ $100cm^3$ سلوشن تیار کریں۔

38 تجربہ 6.6: دیئے گئے $0.1M$ سوڈیم کاربونیٹ سلوشن سے $0.01M$ $100cm^3$ سلوشن تیار کریں۔

39 تجربہ 6.7: دیئے گئے $0.1M$ ہائڈروکلورک ایسڈ (HCl) سلوشن سے $0.01M$ $100cm^3$ سلوشن تیار کریں۔

40 تجربہ 6.8: دیئے گئے $0.1M$ آگزیٹک ایسڈ سلوشن سے $0.01M$ $100cm^3$ سلوشن تیار کریں۔

41 تجربہ 6.9: دیئے گئے ناخالص کو پرسلفیٹ سے خالص کو پرسلفیٹ کی قلمیں تیار کریں۔

43 تجربہ 6.10: واضح کریں کہ کچھ مانع اشیا ایک دوسرے میں حل ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتیں۔

45 تجربہ 6.11: واضح کریں کہ ٹمپریچر کے تبدیل ہونے سے پانی میں ٹھوس اشیا کی حل پذیری تبدیل ہو جاتی ہے۔

باب 7: الیکٹرو کیمسٹری

47 تجربہ 7.1: واضح کریں کہ دیئے گئے مختلف اشیا کے سلوشنز (Solutions) بجلی کے موصل ہوتے ہیں۔

50 تجربہ 7.2: واضح کریں کہ کیمیائی تعامل کے دوران آبی سالٹ سلوشن میں ایک میٹل دوسری میٹل کو نکال کر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

51 تجربہ 7.3: واضح کریں کہ ایک ایلیمینٹ اور ایک کمپاؤنڈ آپس میں تعامل کر کے ایک مختلف ایلیمینٹ اور ایک مختلف کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں۔

باب 8: کیمیکل ری ایکٹیویٹی

52 تجربہ 8.1: واضح کریں کہ دو عناصر کیمیائی طور پر مل کر بائنری (Binary) مرکب بناتے ہیں۔

54 تجربہ 8.2: واضح کریں کہ تحلیل تعامل (Decomposition Reaction) کے نتیجے میں مرکبات بنتے ہیں۔

56 تجربہ 8.3: واضح کریں کہ طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے۔

تعارف

کیمسٹری کی تجربہ گاہ دراصل کیمیا دان کی ورکشاپ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں طلبہ کو ایک خاص طریقہ کار کے تحت اشیا کے طبعی اور کیمیائی خواص کے مشاہدہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ تجربہ گاہ میں کام شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ طلبہ کو اس میں موجود مختلف سہولتوں سے آشنا کروایا جائے۔

تجربہ گاہ میں موجود اشیا

کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں درج ذیل اشیا موجود ہوتی ہیں جن سے آشنائی طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔

-1

تجربہ دکھانے والی میز

تجربہ شروع کرنے سے پہلے طلبہ اس میز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ استاد طلبہ کو اس دن کرنے والے تجربہ کے متعلق ہدایات دیتے ہیں اور تجربہ ان کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں۔ اس میز کے ساتھ پانی، سنک اور گیس کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔

-2

طلبہ کے کام کرنے والی میز

کیمسٹری کی تجربہ گاہ کی ضروریات کے مطابق یہ ایک خاص قسم کا میز ہے جو کہ عام میز کی نسبت ذرا اونچا ہوتا ہے اور بیک وقت کئی طلبہ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ طلبہ کی ہر نشست کے ساتھ درج ذیل سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔

(i) گیس کا ویلو (Valve)

(ii) پانی کا ٹل اور سنک (Sink)

(iii) کوڑا دان (Waste Box)

(iv) ری ایجنٹ رکھنے کی شیلف (Reagent Shelf): جس پر عام استعمال ہونے والے کیمیکلز ایک خاص ترتیب سے موجود ہوتے ہیں۔

(v) دراز (Drawers): میز کے ساتھ دراز بھی موجود ہوتے ہیں جن میں طلبہ اپنی کتابیں، کاپیاں اور دوسری اشیا رکھ سکتے ہیں۔

(vi) سائڈ شیلف (Side Shelf): تجربہ گاہ کے ایک طرف موجود اس الماری میں ایسے کیمیکلز رکھے جاتے ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں۔

(vii) بیلنس روم (Balance Room): عام طور پر کیمسٹری کی تجربہ گاہ کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ موجود ہوتا ہے جس میں چند بیلنس

(Balances) رکھے جاتے ہیں۔

(viii) آگ بجھانے والے آلات: آگ بجھانے والا آلا، آگ بجھانے والے کبل اور ریت سے بھری بالٹیاں بھی تجربہ گاہ کا اہم حصہ ہیں۔

عملی کام کے حاصلاتِ تعلم

طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی کام کو اپنے کورس کا لازمی حصہ سمجھتے ہوئے سرانجام دیں۔ ان کو ہدایات کی جاتی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک لیبارٹری ریکارڈ بک رکھیں جس میں وہ اپنے تمام پریکٹیکلز کے لیے تجربات میں استعمال کیے گئے طریقے، کیے گئے مشاہدات اور ان مشاہدات سے اخذ کیے گئے نتائج کا اندراج کریں۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عملی کام کے ذریعے اپنے آپ میں درج ذیل صلاحیتیں پیدا کریں۔

- ☆ کیمسٹری تجربہ گاہ میں حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔
- ☆ کیمیائی سامان، مرکبات اور ری ایجنٹس کو احتیاط سے استعمال کریں۔
- ☆ زہریلے مرکبات کو محتاط طریقے سے رکھیں اور سنور کریں۔
- ☆ آگ پکڑنے والے تعاملات کو کنٹرول کر سکیں۔
- ☆ آرگنک مرکبات کے میلنگ پوائنٹس معلوم کر سکیں۔
- ☆ آرگنک مرکبات کے بوائلنگ پوائنٹس معلوم کر سکیں۔
- ☆ ڈسٹیلیشن اور عمل تصعید کا مظاہرہ کر سکیں۔
- ☆ آمیزہ کے اجزاء کو علیحدہ کر سکیں۔
- ☆ مختلف ارتکاز کے سلوشنز تیار کر سکیں۔
- ☆ سلوشنز کو ڈائلوٹ کر سکیں۔
- ☆ معلوم کر سکیں کہ دیے گئے مختلف سلوشنز میں سے کون سے سلوشنز الیکٹریسیٹی کے موصل ہیں۔
- ☆ آبی میڈیم میں میٹل ڈسپلیمینٹ ری ایکشن دکھا سکیں۔
- ☆ تجزیاتی تعامل سے نئے مرکبات تیار کر سکیں۔
- ☆ حرارت زا اور حرارت گیر عوامل دکھا سکیں۔

عمومی حفاظتی تدابیر

پیشتر کہ آپ عملی کام شروع کریں.....

- 1 اپنے کام کرنے کی میز صاف ستھری رکھیں۔ یقین کر لیں کہ اس پر کوئی غیر ضروری اشیاء مثلاً سکول بیگ، فائلیں، کپڑے اور کتابیں وغیرہ نہ پڑی ہوں۔
- 2 تجربہ شروع کرنے سے پہلے پریکٹیکل مینوئل / بک میں درج ہدایات کو اچھی طرح پڑھ لیں۔
- 3 ہر ممکن حفاظتی احتیاطیں پیش نظر رکھیں۔
- 4 یقینی بنائیں کہ استعمال سے پہلے تمام آلات اور شیشے کا سامان صاف کر لیا گیا ہے۔

جب آپ تجربہ کر رہے ہوں.....







- 1 پریکٹیکل مینوئل / بک میں دی گئی ہدایات پر درست طور پر عمل کریں۔
- 2 ادھر ادھر مت گھومیں اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کریں۔
- 3 آپ کو جو حفاظتی اشیاء مہیا کی گئی ہیں، انھیں پہنیں یا استعمال کریں۔ ان حفاظتی اشیاء میں چشمے، دستانے، ایپرن اور چمٹیاں شامل ہیں۔
- 4 اشیاء کو گرم کرتے وقت جالی یا سینڈ باٹھ (Sand bath) کا استعمال کریں۔ گرم کرنے کے لیے سیٹ کیے گئے سامان سے دور مت جائیں۔ اگر آپ نے اپنے کام کی میز کو چند لمحوں کے لیے بھی چھوڑنا ہو یا جب آپ اپنا تجربہ ختم کر لیں تو بنسن برز یا سپرٹ لیپ کو بند کر دیں۔
- 5 اپریٹس اور دوسرے آلات خصوصاً تیز دھارا اشیاء کو بہت احتیاط سے استعمال کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ضرر یا نقصان نہ پہنچے۔
- 6 اگر آپ سے شیشے کی کوئی چیز (بیکرز، ٹیسٹ ٹیوبز اور تھرما میٹرز وغیرہ) ٹوٹ جائے یا کوئی چیز گر جائے تو فوراً اپنے ٹیچر کو رپورٹ کریں۔ آپ کو شاید صفائی کرنے میں بھی مدد کرنا پڑے۔
- 7 آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آگ بجھانے والے آلات، آگ پر قابو پانے والے کمبل اور فرسٹ ایڈ باکس، لیبارٹری میں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔

جب آپ کام ختم کر لیں.....

- 1 پانی اور گیس بند کر دیں، بجلی کے کنکشنز نکال دیں اور اپنا سامان لیبارٹری سٹاف کو واپس کر دیں۔
 - 2 اپنے آلات، شیشے کا سامان اور کام کرنے والی میز کو صاف کر دیں۔
 - 3 کوئی چیز ضائع کرنے کے لیے سنک میں نہ پھینکیں تاوقتیکہ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا جائے۔
 - 4 اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں۔
- سب سے بہترین حفاظتی اقدام یہ ہے کہ ہمیشہ محتاط اور چوکس رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کام کرنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔

کیمسٹری تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والے عام آلات

1- کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں عام طور پر استعمال ہونے والے آلات نیچے دکھائے گئے ہیں۔



-2- کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں موجود آلات اور ان کے استعمالات ذیل میں درج ہیں۔

(i) بنسن برنر (Bunsen Burner)	اسے اشیا کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
(ii) ٹرائی پوڈسٹینڈ (Tripod Stand)	لوہے سے بنے تین ٹانگوں والے اس سٹینڈ پر اشیا کو رکھ کر گرم کیا جاتا ہے۔
(iii) لوہے کی جالی (Wire Gauze)	لوہے سے بنی اس جالی کے درمیانی حصہ پر ایسبیس ٹاس (Asbestos) لگایا جاتا ہے۔ شیشے سے بنی اشیا کو گرم کرنے کے لیے انہیں ایسبیس ٹاس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ شعلہ براہ راست اشیا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس جالی کو ٹرائی پوڈسٹینڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔
(iv) سینڈ باتھ (Sand Bath)	لوہے سے بنی ایک پلیٹ میں موجود ریت سینڈ باتھ کا کام کرتی ہے۔ اشیا کو یکساں اور دھیمے انداز میں گرم کرنا ہو تو اس پر رکھ کر گرم کرتے ہیں۔
(v) ٹیسٹ ٹیوبز (Test Tubes)	شیشے سے بنی ان ٹیوبز میں کم مقدار میں ری ایجنٹس (Reagents) ڈال کر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
(vi) ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر (Test Tube Holder)	ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
(vii) ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ (Test Tube Stand)	لکڑی، پولی تھین یا سٹیل سے بنے اس سٹینڈ میں بیک وقت کئی ٹیسٹ ٹیوبز رکھی جاسکتی ہیں۔
(viii) بیکرز (Beakers)	مختلف مائع اشیا ڈالنے کے لیے بیکرز استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر تجربہ گاہ میں 500 cm^3 ، 250 cm^3 ، 100 cm^3 ، 50 cm^3 کے بیکرز موجود ہوتے ہیں۔
(ix) کونیکل یا ٹائٹریشن فلاسک (Conical or Titration Flask)	مخروطی شکل رکھنے والی اس فلاسک کو خاص طور پر ٹائٹریشن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
(x) فنل (Funnel)	فنل کو فلٹر کرنے کے لیے یا پھر مائع اشیا کو مختلف برتنوں میں منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فنل مختلف سائزز یعنی 8 cm ، 5 cm ، 3 cm میں دستیاب ہوتی ہیں۔
(xi) ایوپیوریٹنگ ڈش یا چائنا ڈش (Evaporating Dish or China Dish)	پورسلین (Porcelain) سے بنی ہوئی اس کٹھالی میں سلوشنز کو ابالا جاتا ہے یا مرکب بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی مختلف سائزز میں دستیاب ہیں۔
(xii) میاٹری سلیڈر (Measuring Cylinder)	مائع اشیا کا حجم ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر تجربہ گاہ میں درج ذیل حجم رکھنے والے سلیڈرز دستیاب ہوتے ہیں۔ 1000 cm^3 اور 100 cm^3 ، 50 cm^3 ، 20 cm^3 ، 10 cm^3 ، 5 cm^3

شیشے سے بنی لمبی گردن والی فلاسکس سے مائع اشیا کے صحیح حجم ناپے جاتے ہیں۔ ان کو والیومیٹرک اینالیز (Volumetric Analysis) کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی گردن پر ایک نشان موجود ہوتا ہے جو مائع اشیا کے صحیح والیوم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان فلاسکس کو ایسے سلوشنز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن کی مولیریٹی (Molarity) مخصوص ہوتی ہے۔ عام طور پر درج ذیل حجم ناپنے کے لیے ان فلاسکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 1000 cm³ اور 500 cm³، 250 cm³، 100 cm³	(xiii) حجم ناپنے والی فلاسک (Measuring Flask)
مائع اشیا کے مختلف لیکن صحیح حجم کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والے بیورٹ کا حجم 50 cm³ ہوتا ہے۔	(xiv) بیورٹ (Burette)
گلاس سے بنے ہوئے پیپٹ کو مائع اشیا کا صحیح اور مقررہ حجم ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ مختلف سائز میں دستیاب ہیں۔ ان کے عام سائز 10 cm³، 20 cm³ اور 25 cm³ ہیں۔	(xv) پیپٹ (Pipette)
اشیا کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجربہ گاہ میں اشیا کے درجہ حرارت عام طور پر سینٹی گریڈ سکیل میں ناپے جاتے ہیں۔	(xvi) تھرمامیٹر (Thermometer)
ترازو پر ٹھوس کیمیکلز کے وزن واپچ گلاس میں ڈال کر معلوم کیے جاتے ہیں۔	(xvii) واپچ گلاس (Watch Glass)
لوہے سے بنے اس سٹینڈ کو تھرمامیٹر لگانے، بیورٹ، گول پینڈے والی فلاسک اور دوسری اشیا کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔	(xviii) آئرن سٹینڈ (Iron Stand)
گلاس راڈ سے سلوشن کو ہلانا کر یکجان کیا جاتا ہے۔	(xix) گلاس راڈ (Glass Rod)
پولی تھین کی بنی اس بوتل میں ڈسکلڈ واٹر رکھا جاتا ہے۔ اس بوتل کو ہاتھ سے دبایا جائے تو اس کے منہ پر لگی نوزل سے پانی دھار کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس پانی سے نہ صرف فلٹر پیپر پر موجود رسوب کو دھوتے ہیں بلکہ کسی برتن سے رسوب کو فلٹر پیپر پر منتقل بھی کیا جاتا ہے۔	(xx) واش بوتل (Wash Bottle)
کسی شے کو خشک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں رکھے کیمیکل کی مدد سے کسی شے میں موجود نمی کو دور کیا جاتا ہے۔	(xxi) ڈیسیکیٹر (Desiccator)
شیشے یا دھات سے بنے اس چمچ کی مدد سے ٹھوس اشیا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔	(xii) سپچولا (Spatula)

جنرل انسٹرکشنز

- 1- طلبہ کو چاہیے کہ تجربہ گاہ میں موجودگی کے دوران ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔
- 2- تجربہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے لیب کوٹ اور حفاظتی عینک لگانا ضروری ہے۔
- 3- طالبات کو چاہیے کہ تجربہ گاہ میں موجودگی کے دوران اپنا ڈوپٹہ اور سر کے بال باندھ کر رکھیں۔
- 4- تجربہ گاہ میں اکیلے کام مت کریں۔
- 5- تجربہ گاہ میں کھانے پینے کی اشیاء مت لائیں۔
- 6- تجربہ گاہ میں موجود کسی مرکب یا گیس کا ذائقہ چکھنا یا کسی گیس کو براہ راست سونگھنا منع ہے۔ گیس کو سونگھنے کے لیے ہاتھ کی مدد سے اس کے دھان کو اپنے ناک کے قریب لایا جاتا ہے۔
- 7- کسی حادثے یا اشیاء کے ٹوٹنے کی صورت میں فوراً رپورٹ کریں۔
- 8- اشیاء کو استعمال کرنے کے بعد ان کی مخصوص جگہ پر رکھنے کی عادت اپنائیں۔
- 9- کیمیکلز کو آپس میں مت ملائیں۔
- 10- تجربہ گاہ میں کام کے دوران اپنا اور اپنے کلاس فیلوز کا خیال رکھیں۔
- 11- جن کیمیکلز کے بارے میں آپ کو ہدایات نہیں ملیں۔ ان کو استعمال مت کریں۔
- 12- فرسٹ ایڈ کے بارے میں ہدایت نامہ کا مطالعہ کریں۔

کیمسٹری تجربہ گاہ میں فرسٹ ایڈ

کیمسٹری تجربہ گاہ میں ایک فرسٹ ایڈ باکس موجود ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر آگ بجھانے والا آلہ، آگ بجھانے والے کمبل، پٹیاں اور ادویات وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ تجربہ گاہ میں بے احتیاطی اور اتفاقاً حادثات ہو سکتے ہیں۔ حادثہ جیسے بھی ہو آپ کو اس کے سدباب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چند عام قسم کے حادثات میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذیل میں درج ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

فرسٹ ایڈ	حادثہ
1- زخم لگنا	(i) معمولی زخم
زخم اگر شیشے کے ٹکڑے کی وجہ سے لگا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹائیں۔ زخم پر جراثیم کش ادویات میں سے مٹھلیڈ سپرٹ یا ٹنگر امینوڈین لگائیں۔	(ii) زیادہ بڑا زخم
زخم کو 10 منٹ تک دبا کر رکھیں تاکہ خون رشنا بند ہو جائے اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔	2- آنکھوں پر زخم
آنکھوں کو پانی کے ساتھ اور پھر 1 فیصد سوڈیم بائی کاربونیٹ سلوشن کے ساتھ دھوئیں۔	(i) آنکھ میں تیزاب کا پڑنا
آنکھ کو پانی اور پھر 1 فیصد بورک ایسڈ سے اچھی طرح دھوئیں۔	(ii) آنکھ میں اساس کا پڑنا
آنکھ کو مت ملیں۔ نرم رومال کے ساتھ بیرونی شے کو باہر نکالیں اور پانی سے آنکھ دھوئیں۔	(iii) آنکھ میں بیرونی شے کا پڑنا
آنکھ میں زیتون کا تیل ڈالیں اور کچھ دیر کے لیے بند رکھیں۔	(iv) آنکھ میں جلن

3- جلنے کی وجہ سے زخم (i) آگ سے جلنا (ii) جلنے کی وجہ سے آبلے پڑنا (iii) تیزاب سے جلنا (iv) اسماں سے جلنا (v) برومین سے جلنا زخم پر برنول یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ فوراً برنول لگائیں (آگ سے جلنے کی صورت میں زخم کو پانی سے مت دھوئیں)۔ ٹھنڈے پانی سے، پھر سوڈیم بائی کاربونیٹ کے سیر شدہ سلوشن سے اور آخر میں دوبارہ پانی سے دھوئیں۔ احتیاط! اگر جلد پر سلفیورک ایسڈ گر جائے تو دھونے سے پہلے کپڑے سے صاف کریں۔ پہلے پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور پھر ایک فیصد ایسینک ایسڈ سلوشن سے دھو کر دوبارہ پانی سے دھوئیں۔ جلد کو خشک کر کے برنول لگائیں۔ 2 فیصد امونیا سلوشن سے دھو کر گلیسرین لگائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گلیسرین صاف کر کے برنول لگائیں۔	4- زہر خورانی (i) زہر کھالینا (ii) تیزاب پی لینا (iii) کاسٹک الکی پی لینا (iv) ہیوی میٹل کا سالٹ نگل لینا فوراً تھوک دیں اور پانی سے منہ کو بار بار دھوئیں۔ بہت سا پانی یا لائٹ واٹر یا پھر ملک آف میگنیشیا پی لیں۔ بہت سا پانی پیئیں اور پھر لیمن یا اورنج جوس کا گلاس پیئیں۔ دودھ پیئیں یا انڈے کی سفیدی کھائیں۔
5- آگ لگنا (i) کپڑوں کو آگ لگنا (ii) بیکر میں موجود مائع کا آگ پکڑنا (iii) سپرٹ یا تیل کا آگ پکڑنا (iv) بجلی کے سامان یا وائرنگ کو آگ لگنا مت دوڑیں۔ فوراً آگ بجھانے والے لمبل یا خشک کاٹن کے کپڑے سے جسم کو ڈھانپ لیں۔ فرش پر لیٹ جائیں۔ بیکر کو ڈسٹر یا گیلے کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ اس سے آگ کو آکسیجن ملنا بند ہو جائے گی۔ آگ پر ریت اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا آمیزہ پھینکیں۔ پانی مت پھینکیں۔ یہ آگ پھیلانے کا موجب بنے گا۔ بجلی کے سوئچ فوراً بند کر دیں اور آگ پر ریت پھینکیں۔ آگ بجھانے کے لیے پانی ہرگز استعمال نہ کریں	

علم کیمیا کے بنیادی اصول

تجربہ 1.1 لوہہ چون (Iron filings) اور ریت کے دیے گئے آمیزہ کو طبعی طریقہ سے علیحدہ کریں۔



تاریخ

دیے گئے آمیزہ کے اجزاء کو ان کے طبعی خواص میں فرق کی بنیاد پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوہہ چون اور ریت کے آمیزہ کو علیحدہ کرنے کے لیے لوہہ چون کی مقناطیس کے ساتھ کشش والی خاصیت کو استعمال کیا جاتا ہے۔



میگنیٹ بار، لوہہ چون اور ریت کا آمیزہ، پلاسٹک کی شیٹ کا ٹکڑا، وائچ گلاس یا چائینڈش۔





ایک چائے ڈش یا وائچ گلاس میں تھوڑا سا لوہہ چون اور ریت کا آمیزہ لیں۔

میگنیٹ بار پر پلاسٹک شیٹ کا غلاف چڑھائیں۔

وائچ گلاس میں آمیزہ کو پھیلائیں اور میگنیٹ بار کو اس آمیزہ پر پھیریں۔ لوہہ چون کے ذرات میگنیٹ بار کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔

میگنیٹ بار پر چڑھے پلاسٹک کے غلاف کو ذرا ڈھیلا کر کے لوہہ چون کے ذرات کو علیحدہ کریں اور ایک دوسری وائچ گلاس میں اکٹھا کریں۔

اوپر دیے گئے عمل کو بار بار دہرائیں حتیٰ کہ آمیزہ میں سے سارا لوہہ چون علیحدہ ہو جائے۔





1- درج ذیل آمیزوں میں موجود اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کیے جائیں گے؟

(a) عام خوردنی نمک اور ایلومینیم کے ذرات کا آمیزہ

(b) عام خوردنی نمک اور امونیم کلورائیڈ کا آمیزہ

(c) عام خوردنی نمک، ریت اور لوہے کے ذرات کا آمیزہ

2- کون سی ٹھوس اشیا مقناطیس سے کشش رکھتی ہیں؟

مقناطیس سے کشش رکھتی ہیں یا نہیں		ٹھوس اشیا
ہاں	نہیں	
		پلاسٹک
		کوپر (تانبہ)
		براس (پیتل)
		نکل
		لوہے کے کیل
		زنک (جست)
		گولڈ (سونا)
		لکڑی



دلچسپ معلومات

- آمیزہ کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور مختلف اشیا کے طبعی طور پر ملنے سے آمیزہ بنتا ہے۔
- مرکبات سے عناصر کی علیحدگی کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں ہو سکتی ہے اور عناصر سے مرکبات کا بننا بھی کیمیائی تعامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔

3- نیچے دیے گئے کون سے عملی طریقے سے آپ عام خوردنی نمک اور ریت کے آمیزہ کو علیحدہ کریں گے؟

(a) عمل تصعید (Sublimation) سے (b) آمیزہ کو پانی میں ہلانے کے بعد فلٹر کرنے سے

(c) میگنیٹ بار سے (d) علیحدہ کرنے والی قیف (Separating funnel) سے

ذہنی آزمائش

باورچی خانے میں ابلے ہوئے چاولوں میں سے پانی کو نکالنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟



مادہ کی طبعی حالتیں

تجربہ 5.1: ▶ دیے گئے مرکب (نیفتھلین Naphthalene) کا میلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔




تاریخ

مادی اشیا تین طبعی حالتوں میں پائی جاتی ہیں جن کو گرم یا ٹھنڈا کرنے سے ایک دوسرے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جس ٹمپرچر پر کوئی ٹھوس اپنی مائع حالت میں تبدیل ہو جائے اس ٹمپرچر کو اس کا میلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اس ٹمپرچر پر مادی شے کی ٹھوس اور مائع حالتیں ایک ساتھ اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں۔ کسی ٹھوس شے کے میلنگ پوائنٹ سے اس کے ذرات میں موجود کشش کی طاقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کوویلنٹ مرکبات کے میلنگ پوائنٹس آئیونک مرکبات کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ قلمی شکل میں موجود مرکبات کسی خاص ٹمپرچر پر فوراً پگھل جاتے ہیں۔



تھرمامیٹر، بیکر (250 cm^3)، دھاگہ، کیپلری ٹیوب (Capillary Tube)، ٹرائی پوڈ سٹینڈ، لوہے کی جالی، سٹیرر (Stirrer)، لوہے کا سٹینڈ بمعہ کلیمپ، پانی اور دیا گیا مرکب (نیفتھلین)





کیپری ٹیوب کا ایک سرانسن برز (Bunsen Burner) پر گرم کر کے بند کریں۔

نیفتھلین کو اچھی طرح رگڑ کر اس کا پاؤڈر بنائیں۔

ایک سینٹی میٹر تک کیپری ٹیوب کو آرگینک مرکب (نیفتھلین) سے بھریں۔

دھاگے کی مدد سے کیپری ٹیوب کو تھرما میٹر کے ساتھ باندھیں۔ یاد رہے کہ کیپری ٹیوب کا پینڈا اور تھرما میٹر کا بلب ایک لیول پر ہونے چاہئیں۔

تھرما میٹر کو دھاگے کی مدد سے لوہے کے سٹینڈ کے کلیپ سے لٹکائیں۔

250 cm³ کا ایک بیکر لیں اور اس میں تقریباً 100 cm³ پانی ڈالیں۔ لوہے کی جالی کو ٹرائی پوڈ سٹینڈ پر رکھیں اور اس پر بیکر رکھ دیں۔

تھرما میٹر بمعہ کیپری ٹیوب پانی میں داخل کریں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

یاد رہے کہ کیپری ٹیوب کا اوپر والا سر پانی سے ایک یا دو سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے۔ جبکہ تھرما میٹر کا بلب پوری طرح پانی کے اندر ہونا چاہیے۔

بیکر میں موجود پانی کو مسلسل ہلاتے ہوئے گرم کریں۔

جب مرکب پگھلنے لگے تو ٹمپریچر نوٹ کریں۔

تجربہ کو دوبارہ میلنگ پوائنٹ نوٹ کریں۔

اوسط ٹمپریچر نکالیں اور اس کا مرکب کے معیاری میلنگ پوائنٹ سے موازنہ کریں۔

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

احتیاط



تھرما میٹر کا بلب بیکر کے پینڈے اور دیواروں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔

ذرا سوچیے



- 1- اپنے مشاہدے سے مرکب کی نوعیت اور اس کے خالص پن کا اندازہ لگائیں۔
- 2- جب کسی مرکب کا میلنگ پوائنٹ 100°C کے قریب ہو تو پانی کی بجائے آپ کو نمائش استعمال کریں گے؟
- 3- دو مختلف مرکبات کے میلنگ پوائنٹس مختلف کیوں ہوتے ہیں؟
- 4- کسی ٹھوس کے میلنگ پوائنٹ پر اس میں موجود کثافت (Impurity) کا کیا اثر ہوتا ہے؟
- 5- کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ٹھوس کے میلنگ پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے اسے واٹر باٹھ میں گرم کرنے کی بجائے براہ راست گرم کیا جائے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟



- 1- جب ایک پھینٹے ہوئے انڈے کو ایسی جگہ پر ٹھنڈا کیا جائے جہاں پریشم ہو تو یہ انڈا پاؤڈر حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- 2- جب کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو دباؤ ڈال کر چھوٹے سے سوراخ سے باہر نکالا جائے تو یہ سفید ٹھوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس ٹھوس کو ڈرائی آئس (Dry Ice) کہتے ہیں۔

نمبر شمار	میلنگ پوائنٹ (°C)
-1	$t_1 = \dots\dots\dots ^\circ\text{C}$
-2	$t_2 = \dots\dots\dots ^\circ\text{C}$



$$\text{اوسط نمبر پکڑ} = \frac{t_1 + t_2}{2} = \dots\dots\dots ^\circ\text{C}$$

دیے گئے آرگینک مرکب کا میلنگ پوائنٹ °C ----- ہے۔



1 جب کسی ٹھوس کا معلوم کردہ میلنگ پوائنٹ اس کے معیاری میلنگ پوائنٹ سے کم نکلے تو آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟



2 اگر برابر مقدار میں لیے گئے سوڈیم کلورائیڈ اور بینزویک ایسڈ (Benzoic acid) کو ایک جیسے ماحول میں گرم کیا جائے تو کون سا مرکب پہلے پگھلے گا اور ایسا کیوں ہوگا؟

ذہنی آزمائش



- 1- ریفریجریٹر سے نکالے گئے چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑوں کو اگر دھوپ میں رکھا جائے تو یہ فوراً پگھل جاتے ہیں جبکہ گلیشیر زکی برف سورج کی تپش سے بھی نہیں پگھلتی۔ اس کی وضاحت کریں۔
- 2- سردیوں میں سڑکوں پر پڑی برف کو پگھلانے کے لیے اس پر عام خوردنی نمک پھینکا جاتا ہے جس سے برف جلدی پگھل جاتی ہے اور سڑک ٹریفک کے لیے صاف ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی وضاحت کریں۔



▶ تجربہ 5.2

دیے گئے مرکب بائی فینائل (Biphenyl) کا میلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔

تاریخ

تجربہ 5.1 میں دیے گئے عملی کام کی طرح مکمل کریں۔



▶ تجربہ 5.3

دی گئی مائع شے ایسی ٹون (Acetone) کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کریں۔


تاریخ

جب کسی ٹمپرچر کسی مائع شے کا ویپر پریشر اس پر پڑنے والے بیرونی پریشر کے برابر ہو جائے تو اس ٹمپرچر کو مائع شے کا بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ کسی مائع شے کے بوائلنگ پوائنٹ کا انحصار درج ذیل باتوں پر ہوتا ہے۔

- 1- بیرونی پریشر
- 2- مائع شے کے مالیکیولز میں موجود کشش کی قوتوں کی نوعیت
- 3- مالیکیولر ماس
- 4- مائع شے کا خالص ہونا

کسی مائع شے میں دوسری اشیا کی آمیزش سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مائع شے پر پڑنے والا بیرونی پریشر اگر زیادہ یا کم ہو جائے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ یا کم ہو جائے گا۔

یکمر (250 cm³)، تھرمامیٹر، ہنس برز، ٹرائی پوڈسٹینڈ، لوہے کی جالی، سٹریٹر، فیوژن ٹیوب، کیپلری ٹیوب، آئرن سٹینڈ بمعہ کلیپ، ڈراپر، دھاگہ یا ربڑ بینڈ، ماچس، پانی، آرگینک مرکب (ایسی ٹون)



بوائلنگ پوائنٹ معلوم کرنا

1 کیپلری ٹیوب کا ایک سرانیلے شعلے میں گرم کر کے بند کریں۔

2 فیوژن ٹیوب کو تھرمامیٹر کے ساتھ دھاگے یا ربڑ بینڈ کی مدد سے اس طرح باندھیں کہ تھرمامیٹر کا بلب اور فیوژن ٹیوب کا پینڈ ایک لیول (Level) پر آجائیں۔

3 دھاگے کی مدد سے تھرمامیٹر بمعہ فیوژن ٹیوب آئرن سٹینڈ کے کلیپ سے لٹکائیں۔

4 250 cm^3 بیکر میں تقریباً 100 cm^3 پانی ڈالیں اور اسے ٹرائی پوڈسٹینڈ کے اوپر رکھی گئی لوہے کی جالی پر رکھیں۔

5 دی گئی شکل کے مطابق تھرما میٹر بمعہ فیوژن ٹیوب پانی میں لٹکائیں۔

6 ایک ڈراپر کی مدد سے ایک تہائی ($1/3$) فیوژن ٹیوب ایسی ٹون سے بھریں اور کیپلری ٹیوب کو فیوژن ٹیوب میں اس طرح رکھیں کہ اس کا بند سرا اوپر کی طرف ہو۔

7 بیکر میں موجود پانی کو گرم کریں اور مسلسل ہلاتے جائیں تاکہ سارے پانی کا ٹمپرچر ایک ہی رہے۔

8 کیپلری ٹیوب کے نچلے سرے سے جب مسلسل بلب ٹکنا شروع ہوں تو ٹمپرچر نوٹ کریں۔ تجربہ کو دہرائیں اور بوائٹنگ پوائنٹ کی اوسط ویلیو نکالیں۔

احتیاط



- 1- تھرما میٹر اور فیوژن ٹیوب کو بیکر کے پینڈے اور دیواروں سے الگ رکھیں۔
- 2- تھرما میٹر کا بلب اور فیوژن ٹیوب کا پینڈا ساتھ ساتھ ہونے چاہئیں۔
- 3- فیوژن ٹیوب کا منہ لازمی طور پر پانی سے باہر ہونا چاہیے۔

نمبر شمار	بوائٹنگ پوائنٹ $^{\circ}\text{C}$
-1	$t_1 = \dots\dots\dots ^{\circ}\text{C}$
-2	$t_2 = \dots\dots\dots ^{\circ}\text{C}$

$$\text{اوسط ٹمپرچر} = \frac{t_1 + t_2}{2} = \dots\dots\dots ^{\circ}\text{C}$$

دیے گئے آرگینک مرکب کا بوائٹنگ پوائنٹ $^{\circ}\text{C}$ ہے۔



ذرا سوچیے

- 1- کسی مائع شے کا بوائٹنگ پوائنٹ کیوں معلوم کیا جاتا ہے؟
- 2- استھائل الکحل کا بوائٹنگ پوائنٹ ایسی ٹون سے زیادہ کیوں ہے؟
- 3- اگر کسی مائع شے کا بوائٹنگ پوائنٹ 100°C سے زیادہ ہو تو بیکر میں پانی کے علاوہ کونسی دوسری مائع شے استعمال کی جائے گی۔
- 4- سمندری پانی کا بوائٹنگ پوائنٹ کشید کیے گئے پانی سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

1 پہاڑوں پر پانی کا بوائلنگ پوائنٹ سطح سمندر سے کم کیوں ہوتا ہے؟



2 کسی پہاڑ پر پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100°C سے کم ہے۔ ایسا طریقہ بتائیں جس سے بوائلنگ پوائنٹ کو بڑھایا جاسکے۔

3 پٹرولیم کی کسری کشید (Fractional Distillation) کے دوران اس کے مختلف اجزا کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کی کون سی طبعی خاصیت کو استعمال کیا جاتا ہے؟

4 الکوحل کا اگرچہ اپنا رنگ نہیں ہوتا لیکن تھرمامیٹر میں لال رنگ کی الکوحل بھری جاتی ہے۔ (a) آپ بتائیں کہ تھرمامیٹر میں کسی دوسرے مرکب کی بجائے لال رنگ کی الکوحل بھرنے کا کیا مقصد ہے؟

(b) تھرمامیٹر میں بھرنے کے لیے الکوحل ورمکری پر کیوں فوقیت دی جاتی ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

مائع کاربن ڈائی آکسائیڈ صرف 5 ایٹوسفیر پریشر پر برقرار رہ سکتی ہے۔ عام طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو مائع شکل میں سیٹیل کے بنے ہوئے ٹینک میں ڈال کر منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری اشیا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور برف کے برعکس یہ خود اڑ جاتی ہے اور باقی کچھ نہیں بچتا۔

ذہنی آزمائش

1- پریشر کک (Pressure Cooker) میں کھانا کیوں جلدی پک جاتا ہے؟

2- عام طور پر انڈیا بالنے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟



تجربہ 5.4 ▶ دی گئی مائع شے ٹالواین (Toluene) کا بوائٹنگ پوائنٹ معلوم کریں۔

تاریخ

تجربہ 5.3 میں دیے گئے عملی کام کی طرح مکمل کریں۔



تجربہ 5.5 ▶ دی گئی مائع شے ایتھائل الکوحل (Ethyl Alcohol) کا بوائٹنگ پوائنٹ معلوم کریں۔

تاریخ


تجربہ 5.3 میں دیے گئے عملی کام کی طرح مکمل کریں۔



تجربہ 5.6 ▶ امونیم کلورائیڈ (Ammonium Chloride) استعمال کرتے ہوئے عمل تصعید (Sublimation) کا مشاہدہ کریں۔

تاریخ

عمل تصعید ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹھوس شے گرم کرنے پر مائع شے میں تبدیل ہوئے بغیر براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عام اشیاء جو گرم کرنے پر براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہیں ان میں امونیم کلورائیڈ، نیفٹھلین، آئیوڈین (Iodine) کیمر (Camphor) اور منتھول (Menthol) شامل ہیں۔ یاد رہے کہ صرف وہی ٹھوس اشیاء براہ راست بخارات میں تبدیل ہوتی ہیں جن کا ویپر پریشر کم رے کے ٹمپرچر پر نمایاں طور پر زیادہ ہو۔



ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، بنسن برنز اور امونیم کلورائیڈ



ایک صاف ستھری اور خشک ٹیسٹ ٹیوب میں تقریباً ایک گرام امونیم کلورائیڈ ڈالیں۔ ٹیسٹ ٹیوب کو ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر کی مدد سے اس انداز سے پکڑیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح گرم کرتے ہوئے ٹیسٹ ٹیوب کا منہ ہمیشہ اپنے آپ اور دوسرے طالب علموں سے دور رکھیں۔



احتیاط



براہ راست بخارات میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھوس کو دھیمے شعلے پر گرم کریں۔

2- ٹیسٹ ٹیوب کے گرد ایک گیلافلٹر پیپر لپیٹیں۔

3- ٹیسٹ ٹیوب کو بنسن برز کے دھیمے نیلے شعلے پر گرم کریں اور ساتھ اس کی پوزیشن بھی تبدیل کرتے رہیں۔

ذرا سوچیے

- 1- کیا عمل تصعید ایک طبعی تبدیلی ہے یا کیمیائی؟
- 2- کیا ٹھوس کی یہ خاصیت اسے دوسری اشیا سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے؟
- 3- کیا پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا بھی عمل تصعید کہلا سکتا ہے؟



1- ایسی پانچ مزید اشیا کے نام لکھیں جو گرم کرنے پر براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

2- شبنم اور کُھر (Frost) کے درمیان کیا فرق ہے۔

ذہنی آزمائش

برف باری کے دوران برف کا ٹکڑا پانی میں آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ موسم کا ٹمپرچر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس ٹمپرچر پر برف کو نہیں غائب ہونا چاہیے۔ وضاحت کریں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

1- تجارتی پینے پر عمل تصعید کی مدد سے منجمد خوراک کو خشک کیا جاتا ہے۔ منجمد کافی (Coffee) میں سے پانی نکالنے کے لیے اسے وکیوم (Vacuum) میں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح برف براہ راست بخارات میں تبدیل ہو کر کافی کو خشک کر دیتی ہے۔ ان خشک کی ہوئی اشیا کو پانی ڈال کر دوبارہ اصل حالت میں لایا جاسکتا ہے۔

2- زنگ اور ٹن جیسی دھاتوں کو عمل تصعید کی مدد سے خالص بنایا جاتا ہے۔

عمل تصعید کی مدد سے دیے گئے ریت اور نیفتھلین کے آمیزہ میں سے نیفتھلین علیحدہ کریں۔

▶ تجربہ 5.7




تاریخ

دیے گئے آمیزہ کے اجزاء کو ان کے طبعی خواص میں فرق کی بنیاد پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ ریت اور نیفتھلین کے آمیزہ کے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے نیفتھلین کی اس خاصیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جس کے تحت یہ احتیاط سے گرم کرنے پر بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ ریت گرم کرنے سے بخارات میں تبدیل نہیں ہوتی۔



چائے ڈش، ہنس برز، فٹل، فلٹر پیپر، روئی، ٹرائی پوڈسٹینڈ، سینڈ باتھ، ریت اور نیفتھلین کا آمیزہ



احتیاط



ریت اور نیفتھلین کے آمیزہ کو احتیاط سے آہستہ آہستہ گرم کریں ورنہ نیفتھلین بخارات میں تبدیل ہونے کی بجائے پگھل جائے گی۔

چائے ڈش میں تقریباً 5 گرام دیا گیا آمیزہ لیں اور اسے ٹرائی پوڈ سینڈ کے اوپر رکھ گئے سینڈ باتھ پر رکھیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

فلٹر پیپر کو مخروطی شکل (Cone Shape) دیں اور فنل کی اندرونی سطح کو گیلاکر کے فلٹر پیپر کون کو اس میں اچھی طرح چپکا دیں اور پھر فنل کو الٹا کر کے بمعہ فلٹر پیپر کے چائے ڈش پر رکھیں۔

الٹائی گئی فنل کی نلی کا منہ روئی کے ٹکڑے سے بند کریں جیسا کہ صفحہ 20 پر شکل میں دکھایا گیا ہے۔

بنسن برز کی مدد سے سینڈ باتھ کو ہلکی آنچ پر آہستہ آہستہ گرم کریں۔

پانچ سے دس منٹ تک گرم کرنے کے بعد چائے ڈش کو کمرے کے درجہ حرارت تک ٹھنڈا ہونے دیں۔

فنل کو احتیاط سے اٹھائیں، فلٹر پیپر کو فنل میں سے نکالیں اور اس پر چمٹی ہوئی قلموں کا مشاہدہ کریں۔



ذرا سوچیے

- 1- نیفٹھلین اور پوٹاشیم سلفیٹ کے آمیزہ کے اجزاء علیحدہ کرنے کے لیے دو طریقے تجویز کریں۔
- 2- کیا عمل تصحید کی مدد سے سوڈیم کلورائیڈ کو خالص بنایا جاسکتا ہے؟
- 3- وولٹائل ٹھوس اشیا (Volatile Solids) کس قسم کی ٹھوس اشیا ہیں؟



ذہنی مشق

- 1- مچھروں کو بھگانے والی ٹکیاں (Mats) ایک یا دو دن کے بعد اپنا اثر کیوں کھودیتی ہیں؟
- 2- کمرے کی فضا کو معطر رکھنے کے لیے استعمال ہونے والی ٹھوس اشیا چند دن کے بعد غائب کیوں ہو جاتی ہیں؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

1- بہت تیز خوشبو رکھنے والی کیفیر کی قلمیں تجھیز و تکفین کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس تیز خوشبو کی وجہ سے میت سے نکلنے والی بو محسوس نہیں ہوتی۔

2- ایک ٹھوس شے گرم کرنے پر براہ راست بخارات میں اس لیے تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر پڑنے والا ہوا کا پریشر اور اس کے ذرات کے درمیان موجود کشش کی قوتیں اس کو مائع شکل میں برقرار نہیں رکھ سکتیں۔




تجربہ 5.8 ▶ دیے گئے الکوحل اور پانی کے آمیزہ کو عمل کشیدگی کی مدد سے علیحدہ کریں۔

تاریخ

الکوحل اور پانی ملانے سے ایک دوسرے میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس سلوشن کے اجزا کو علیحدہ کرنے کے لیے اسے گرم کر کے بخارات میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر ان بخارات کو ٹھنڈا کر کے مائع حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو عمل کشید کہتے ہیں۔ اجزا کو اس طرح علیحدہ کرنے کا انحصار ان اجزا کے بوائٹنگ پوائنٹس کے فرق پر ہے۔



گول پینڈے والی ڈسٹیلیشن فلاسک (Round Bottom Distillation Flask)، تھرمامیٹر، کارک، پانی، ربڑ کی ٹیوب کے ساتھ کنڈنسر (Condenser with rubber tubing)، رسیونگ فلاسک، بنسن برنر، آئرن سٹینڈ، لوہے کی جالی، پلاسٹر آف پیرس، الکوحل اور پانی کا آمیزہ۔



احتیاط !

- 1- تھرمامیٹر کا بلب ڈسٹیلیشن فلاسک کے بازو کے سامنے ہونا چاہیے۔
- 2- ڈسٹیلیشن فلاسک میں شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں۔



- 1 درجہ دار سلنڈر (Graduated Cylinder) کی مدد سے گول پینڈے والی فلاسک میں 100cm^3 دیا گیا آمیزہ لیں۔
- 2 دیے گئے سامان کو شکل کے مطابق جوڑیں۔
- 3 اس بات کا یقین کر لیں کہ تھرمامیٹر کا بلب ڈسٹیلیشن فلاسک کے بازو کے بالکل سامنے آئے۔
- 4 بوائٹنگ کے دوران مائع کو یکدم الٹنے (Bumping) سے روکنے کے لیے ڈسٹیلیشن فلاسک میں شیشے کے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں۔

پلاسٹر آف پیرس کی مدد سے کارک کے سوراخوں کو بالکل بند کر دیں تاکہ یہاں سے بخارات باہر نہ نکل سکیں۔
ہنس بزرگی مدد سے ڈسٹیلیشن فلاسک کو احتیاط سے گرم کریں۔ پانی کے نل کو تھوڑا کھول دیں تاکہ کنڈنسر
میں پانی گھومنا شروع کر دے۔

الکوحل 78°C پر پہلے بخارات میں تبدیل ہوگی اور ٹھنڈے کنڈنسر میں سے گزرنے کے بعد یہ بخارات دوبارہ
مائع حالت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس مائع کو رسیونگ فلاسک میں حاصل کر لیا جائے گا۔
جب تک الکوحل کی کشید (Distillation) ہوتی رہے گی تھرمامیٹر کا ٹمپرچر 78°C ہی رہے گا۔
جیسے ہی تھرمامیٹر کا ٹمپرچر 78°C سے بڑھنا شروع ہو فوراً دوسری رسیونگ فلاسک رکھ دیں۔ اب ڈسٹیلیشن
فلاسک کو دوبارہ گرم کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھرمامیٹر کا ٹمپرچر اب 100°C ہو جائے گا۔
اس ٹمپرچر پر پانی بخارات میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بخارات پھر ٹھنڈے ہو کر مائع بن جائیں
گے اور یہ مائع رسیونگ فلاسک میں آنا شروع ہو جائے گا۔

ذرا سوچیے

- 1- عمل کشید کے دوران ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت الکوحل بخارات میں تبدیل ہو رہی ہے۔
- 2- الکوحل کے ابلنے کے دوران ٹمپرچر مستقل کیوں رہتا ہے؟
- 3- ٹھنڈا پانی کنڈنسر میں نیچے سے داخل کرنے کی بجائے اوپر سے داخل کیوں نہیں کیا جاتا؟
- 4- تھرمامیٹر کا بلب ڈسٹیلیشن فلاسک کے بازو کے سامنے کیوں رکھا جاتا ہے؟



1- سمندر کے پانی میں بہت سے دوسرے مرکبات موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سے خالص پانی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

2- پٹرولیم میں بہت سے اجزاء موجود ہوتے ہیں جنہیں ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور فرنس آئل۔ پٹرولیم کے ان اجزاء کو کیسے علیحدہ کیا جاتا ہے؟

3- کمرے کے درجہ حرارت پر الکوحل اور پانی میں سے کس مائع کا ویپریشن زیادہ ہوگا؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

چینی بنانے کی صنعت میں گنے کا جوس گرم کر کے گاڑھا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے چینی حاصل کی جاتی ہے۔ اس عمل میں باقی بچ جانے والے حصے کو راب (Molasses) کہتے ہیں۔ اس راب کی فرمٹیشن کے دوران الکوحل بنتی ہے۔ الکوحل کو آمیزہ سے علیحدہ کرنے کے لیے کشید کیا جاتا ہے۔

ذہنی مشق

- 1- دو حل شدہ مائع کے سلوشن کو علیحدہ کرنے کے لیے عمل کشید کا استعمال ہوتا ہے۔ دو حاصل پذیر مائع کے آمیزہ کو کیسے علیحدہ کریں گے؟
- 2- دودھ میں سے چکنائی علیحدہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ تجویز کریں۔

تجربہ سے ثابت کریں کہ ایک کیمیائی تعامل ہیٹ کی شکل میں انرجی خارج کرتا ہے۔

تجربہ 5.9




تاریخ

کیمیائی تعاملات جب وقوع پذیر ہوتے ہیں تو ہیٹ کی شکل میں انرجی خارج یا جذب کرتے ہیں۔ ایسے تعاملات جو ہیٹ خارج کرتے ہیں انہیں حرارت زا تعاملات (Exothermic Reactions) اور جو جذب کرتے ہیں انہیں حرارت گیر تعاملات (Endothermic Reactions) کہتے ہیں۔ ہیٹ خارج یا جذب ہونے کی وجہ سے جس برتن میں تعامل وقوع پذیر ہوتا ہے وہ بھی گرم یا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس دوران تھرمامیٹر کی مدد سے برتن میں موجود حاصلات (Products) کا ٹمپرچر معلوم کیا جاسکتا ہے۔



بیکر (250cm³)، تھرمامیٹر کیلیم آکسائیڈ، پانی

کیمیائی مساوات



احتیاط!

تجربہ کرتے وقت طلباء کو چاہیے کہ جس بیکر میں تعامل ہو رہا ہو اس کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ کسی ممکنہ حادثہ سے بچا جاسکے۔

ایک بیکر میں تقریباً 50cm³ پانی لیں اور تھرمامیٹر کی مدد سے اس کا ٹمپرچر (T₁°C) نوٹ کریں۔

اب اس بیکر میں تقریباً 10 گرام کیلیم آکسائیڈ ڈالیں۔ چند منٹ گزرنے کے بعد بیکر میں موجود آمیزہ کا

ٹمپرچر اپنی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ جائے گا۔

بیکر میں موجود آمیزہ کا ٹمپرچر (T₂°C) نوٹ کریں۔




ذرا سوچیے

1- قدرتی گیس کے جلنے سے جو تعامل وقوع پذیر ہوتا ہے کیا وہ حرارت زا ہوتا ہے یا حرارت گیر؟

2- کیلیم آکسائیڈ کو پانی میں ڈالنے سے پانی بھاپ بن جاتا ہے۔ اس امر کی وضاحت کریں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ کیا اس تعامل کو تجارتی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے؟

ٹمپرچر میں فرق (T ₂ -T ₁)°C	کیلیم آکسائیڈ ڈالنے کے بعد کا ٹمپرچر (T ₂ °C)	کیلیم آکسائیڈ ڈالنے سے پہلے کا ٹمپرچر (T ₁ °C)





1- آئرن کے ایک ٹکڑے کو کاٹنے کے لیے قدرتی گیس کے شعلے کی بجائے آکسی ایسٹیلین (Oxyacetylene) شعلہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

2- جیٹ (Jet) جہاز جو ایندھن استعمال کرتے ہیں اس کا نام لکھیں۔

3- سورج میں روشنی اور حرارت کا ماخذ کیا ہے؟

4- خلائی جہاز کس قسم کا ایندھن استعمال کرتے ہیں؟

5- ایک نیوکلیرری ایکٹر (Nuclear Reactor) میں انرجی کس طرح پیدا کی جاتی ہے؟

6- جب ایک بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

ذہنی مشق

1- آپ کے خیال میں کونسا ایندھن ماحول دوست ہے؟

2- ہمارا جسم کون سے تعامل کے ذریعے اپنی انرجی حاصل کرتا ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

- 1- ضیائی تالیف (Photosynthesis) جس کے دوران سورج سے ملنے والی انرجی سے گلوکوز بنتا ہے، ایک اینڈو تھرملک تعامل ہے۔
- 2- ہمارا جسم کمبیشن (Combustion) جیسے کے تعامل کے ذریعے انرجی پیدا کرتا ہے۔ ایک گرام چکنائی (Fat) کے جلنے سے ایک گرام کاربوہائیڈریٹ کے مقابلے میں دو گنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح انسانی جسم چکنائی کی صورت میں زیادہ انرجی محفوظ کر سکتا ہے۔

سُلُوشَنز



6.1 تجربہ 0.1M سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا 100cm^3 سُلُوشَن تیار کریں۔

تاریخ

اگر کسی سُلُوشَن کے ارتکاز (Concentration) کا علم ہو تو اسے سٹینڈر سُلُوشَن (Standard Solution) کہتے ہیں۔ سُلُوشَن کے ارتکاز کو مولز پر ڈیسی میٹر کیوب (Moles per dm^3) کی اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب ایک مول سولیوٹ (Solute) کو سولیوینٹ کی اتنی مقدار میں حل کیا جائے کہ سُلُوشَن کا حجم ایک ڈیسی میٹر کیوب (1dm^3) ہو جائے تو اس سُلُوشَن کو ایک مولر (1M) سُلُوشَن کہیں گے۔ اسی طرح اگر ایک 0.1 مول سولیوٹ کو اتنے سولیوینٹ میں حل کیا جائے کہ سُلُوشَن کا حجم ایک ڈیسی میٹر کیوب ہو جائے تو اس سُلُوشَن کو 0.1 مولر (0.1M) سُلُوشَن کہیں گے۔



ٹاپ لوڈنگ بیلنس (Top Loading Balance)، سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ، ڈسٹلڈ واٹر،
واچ گلاس، 100cm^3 حجم ناپنے والی فلاسک بمعہ ڈھکن، ایک چھوٹا چمچ، فینل، بیکر (100cm^3)



احتیاط !
سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سفید چھوٹی گولیوں کی شکل میں بیچا جاتا ہے۔ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔

1. 0.1 مولیریتی کا 100 cm^3 سلوشن بنانے کے لیے سب سے پہلے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا درکار ماس معلوم کریں۔

(a) $\text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا مولر ماس} = 23+16+1=40 \text{ g mol}^{-1}$

(b) $\text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کا درکار حجم} = 100/1000 = 0.1 \text{ dm}^3$

(c) $\text{درکار حجم} \text{ dm}^3 \text{ میں} \times \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی مولیریتی} = \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے درکار مولز}$
 $= 0.1 \times 0.1 = 0.01 \text{ mole}$

(d) $\text{مولر ماس} \times \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے مولز} = \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا درکار ماس}$
 $\text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا درکار ماس} = 0.01 \times 40 = 0.4 \text{ g}$

ٹاپ لوڈنگ بیلس کو 0.00 گرام پریسٹ کریں۔

ایک خشک وائچ گلاس کو بیلس پر رکھیں اور دوبارہ 0.00 پریسٹ کریں۔

ایک چھوٹے چمچ کی مدد سے وائچ گلاس میں 0.4g سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ وزن کریں۔

وزن شدہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ایک بیکر میں ڈالیں۔ وائچ گلاس کو ڈسٹلڈ واٹر سے دھو کر یہ پانی بھی بیکر میں ڈالیں۔

اب تقریباً 20 cm^3 ڈسٹلڈ واٹر بیکر میں ڈال کر ہلائیں تاکہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ حل ہو جائے۔

ایک فنل کی مدد سے اوپر والے سلوشن کو 100 cm^3 حجم ناپنے والی فلاسک میں ڈالیں۔ بیکر کو ڈسٹلڈ واٹر سے دھوئیں اور یہ پانی بھی فلاسک میں ڈالیں۔

مزید ڈسٹلڈ واٹر ڈال کر سلوشن کے حجم کو دیے گئے نشان کے نیچے تک لے آئیں۔

ایک ڈراپر کی مدد سے احتیاط کے ساتھ مزید پانی ڈال کر دیے گئے نشان تک لے کر آئیں۔

فلاسک پر ڈھکن لگا کر اسے اس طرح ہلائیں کہ سلوشن پوری طرح یکجان ہو جائے۔



- 1- سلوشن اور سٹینڈرڈ سلوشن میں کیا فرق ہے؟
- 2- اگر سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے 0.8 گرام اتنے پانی میں حل کیے جائیں کہ سلوشن کا حجم ایک ڈیسی میٹر کیوب ہو جائے تو اس سلوشن کی مولیریتی کیا ہوگی؟
- 3- پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا 0.02 M 500 cm^3 سلوشن تیار کرنے کے لیے اس کا درکار ماس معلوم کریں۔
- 4- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا پانی میں حل ہونا حرارت زائل ہے یا حرارت گیر؟
- 5- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ کے تجارتی نام بتائیں؟



صحت مند دانتوں اور ہڈیوں کے لیے کیلیم کی مقدار پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ منرل واٹر کی بوتل میں کیلیم

آئنز کی مقدار 55 mg فی ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے۔ منرل واٹر میں کیلیم آئنز کی مولیریتی معلوم کریں۔

-1



2- pH پیپر کی مدد سے درج ذیل تجارتی اشیاء کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ تیزابی ہیں یا اساسی

شے پی اچ (pH)

- | | |
|-------------------|-------|
| (a) ٹوٹھ پیسٹ | _____ |
| (b) دودھ | _____ |
| (c) صابن کا سلوشن | _____ |
| (d) شیمپو سلوشن | _____ |
| (e) خوردنی تیل | _____ |

کیا آپ جانتے ہیں؟



1- شہد کی مکھی کا ڈنک تیزابی ہوتا ہے۔ اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے متاثرہ جگہ پر کیلامائن لوشن (Calamine Lotion) یا امونیا سلوشن لگایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بھڑکا ڈنک اساسی اثر رکھتا ہے۔ اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے متاثرہ جگہ پر سرکہ لگایا جاتا ہے۔

2- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کولائی (Lye) بھی کہتے ہیں۔ اسے سیوریج کی نالی یا اوون کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس استعمال کی وجہ یہ ہے کہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ بالوں اور چکنائی کو حل کر لیتا ہے۔ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو صابن اور ڈیٹرجنٹ بنانے، کاغذ بنانے اور پٹرولیم کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

ذہنی مشق



- 1- سرکہ کے سلوشن کو جو کہ ایسیٹک ایسڈ کا ڈائیوٹ سلوشن ہوتا ہے، اچار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلوشن کی کوئی خصوصیت کی وجہ سے اسے اس استعمال کے قابل سمجھا جاتا ہے۔
- 2- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کو محفوظ کرنے کے لیے ایلو مینیم سے بنے برتن کیوں استعمال نہیں کیے جاسکتے؟

تجربہ 6.2 ◀ سوڈیم کاربونیٹ (Na_2CO_3) کا 100cm^3 سلوشن تیار کریں جس کی مولیرٹی 0.1M ہو۔



تاریخ

ٹاپ لوڈنگ بیلس، سوڈیم کاربونیٹ، ڈسٹلڈ واٹر، واچ گلاس، 100cm^3 حجم کی فلاسک بمعہ ڈھکن، چھوٹا چمچ، فنل اور پیکر (100cm^3)



پہلے 0.1M 100cm^3 سلوشن تیار کرنے کے لیے سوڈیم کاربونیٹ کا درکار ماس نکالیں۔



(a) Na_2CO_3 کا مولر ماس $= 2(23) + 12 + 3(16) = 106\text{g mol}^{-1}$

(b) درکار حجم dm^3 میں $= \frac{100}{1000} = 0.1\text{dm}^3$

(c) درکار حجم dm^3 میں $\times$ درکار مولیرٹی Na_2CO_3 کے درکار مولز
 $= 0.1 \times 0.1 = 0.01\text{mole}$

(d) مولر ماس $\times$ مولز کی تعداد Na_2CO_3 کا درکار ماس
 $= 0.01 \times 106 = 1.06\text{g}$

ایک واچ گلاس میں سوڈیم کاربونیٹ کے 1.06g وزن کریں اور تجربہ 6.1 کے عملی کام کی طرح ایک 100cm^3 ناپنے والی فلاسک میں اس کا درکار سلوشن تیار کریں۔



1- سوڈیم کاربونیٹ کو واشنگ سوڈا اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کو بیکنگ سوڈا کیوں کہتے ہیں؟



2- اگر سوڈیم کاربونیٹ کو سرکہ کے سلوشن میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



- 1- اینٹ الیسنڈ (Antacid) کی ایک گولی یا سیرپ (Syrup) میں میکنیشیم ہائیڈروآکسائیڈ استعمال کیا جاتا ہے جو معدہ میں موجود الیسنڈ کی زیادہ مقدار کو کم کر دیتا ہے۔
- 2- سوڈیم کاربونیٹ سوڈیم دھات کا ایک اہم مرکب ہے۔ خشک سوڈیم کاربونیٹ کو سوڈا الیش کہتے ہیں۔ واشنگ سوڈا $(Na_2CO_3 \cdot 10H_2O)$ کی بہت زیادہ مقدار پانی کو سوفٹ (Soft) کرنے اور ڈیٹرینٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

ذرا سوچیے

- 1- سوڈیم کاربونیٹ ایک الیسنڈ ہے یا نہیں؟
- 2- اگر پانی میں سوڈیم کاربونیٹ کا سلوشن بنا کر اس میں ایک قطرہ فینول فٹھلین ڈالی جائے تو سلوشن کا کیا رنگ ہوگا؟

ذہنی مشق



- 1- فروٹ سالٹ (Fruit Salt) کے پانی میں بنے سلوشن کو بدھضمی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ فروٹ سالٹ کے اجزاء ترکیبی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟
- 2- کاربونیٹڈ واٹر (Carbonated Water) کسے کہتے ہیں؟ اس کی تیزابیت کی کیا وجہ ہے؟



0.1M ہائڈروکلورک ایسڈ (HCl) کا 250 cm^3 سلوشن تیار کریں۔

تجربہ 6.3

تاریخ

عام طور پر مرکبات قلمی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے مرکبات کے سلوشنز آسانی سے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مرکب کا درکار ماس وزن کر کے پانی میں حل کر لیا جاتا ہے۔ منرل ایسڈز ٹھوس حالت میں نہیں ملتے بلکہ یہ معلوم ارتکاز یا مولیرٹی کے آبی سلوشنز کی صورت میں ملتے ہیں۔ ہائڈروکلورک ایسڈ تجارتی طور پر 12M یا 37% آبی سلوشن کی صورت میں ملتا ہے۔ اس سلوشن کی مزید ڈائلوشن سے درکار ارتکاز یا مولیرٹی کے سلوشنز تیار کیے جاتے ہیں۔




ڈسٹلڈ واٹر، 12.0M ہائڈروکلورک ایسڈ (سٹاک سلوشن)، 250 cm^3 حجم ناپنے والی فلاسک، بیکر،

گلاس راڈ، بیورٹ (Burette)، فنل، واش بوتل یا ڈراپر

(b) ناپنے والی فلاسک میں ڈائلوشن

(a) دیے گئے HCl سلوشن کا حجم پیمائش کرنا



ہائڈروکلورک ایسڈ کا درکار سلوشن تیار کرنے کے لیے اس کا مرتکز سلوشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مرتکز سلوشن کا حجم نکالنے کے لیے مولیرٹی مساوات کی مدد لی جاتی ہے۔

$$0.1M \text{ ہائڈروکلورک ایسڈ کا درکار سلوشن} = 12M \text{ ہائڈروکلورک ایسڈ کا دیا گیا سلوشن}$$

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$12 \times V_1 = 0.1 \times 250$$

$$V_1 = \frac{0.1 \times 250}{12}$$

$$V_1 = 2.00 \text{ cm}^3$$

بیورٹ کو بیورٹ سٹینڈ میں لگائیں اور اس میں فعل کی مدد سے مرتکز ہائڈروکلورک ایسڈ احتیاط سے بھریں۔

250 cm³ ناپنے والی فلاسک میں 100 cm³ پانی ڈالیں۔

اب بیورٹ کی مدد سے 2.0 cm³ مرتکز ہائڈروکلورک ایسڈ اس فلاسک میں ڈالیں۔

ناپنے والی فلاسک میں مزید ڈسٹلڈ واٹر ڈال کر دیے گئے نشان کے ذرائعہ تک بھریں۔ اب واش بوتل یا

ڈراپر کی مدد سے اس میں مزید ڈسٹلڈ واٹر اس طرح ڈالیں کہ پانی دیے گئے نشان تک پہنچ جائے۔


فلاسک کو اچھی طرح ہلایا کر سلوشن کو یکجان کریں۔



1- کیا آپ جانتے ہیں کہ عام ٹمبر پچر اور پریشر پر ہائڈروجن کلورائیڈ گیس حالت میں پائی جاتی ہے؟

2- ہائڈروکلورک ایسڈ کو منرل ایسڈ کیوں کہتے ہیں؟

3- کیا آپ چند دوسرے منرل ایسڈز کے نام جانتے ہیں؟



لیڈ ایکو مولیئر یا کاربیٹری میں 6M سلفیورک ایسڈ (Sulphuric acid) سلوشن استعمال ہوتا ہے۔

مارکیٹ سے ملنے والے سلفیورک ایسڈ کی مولیرٹی 18M ہوتی ہے۔ کاربیٹری میں استعمال کرنے کے لیے

آپ 6M سلفیورک ایسڈ کا 1000 cm³ سلوشن کیسے تیار کریں گے؟

2- ہماری خوراک میں موجود پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے معدہ کی دیواروں سے ہائڈروکلورک ایسڈ خارج ہوتا ہے۔
کیا ہم اپنی خوراک میں ہائڈروکلورک ایسڈ استعمال کر سکتے ہیں؟

3- پانی ابلنے والی الیکٹرک کیپل کے اندر جمنے والے مواد کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟

4- ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن اور عام نمک (NaCl) کے سلوشن میں کون سے آئنز مشترک ہوں گے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

ایٹوں پر سے سالہ اتارنے کے لیے ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن استعمال کرتے ہیں۔ یہ سالہ کیلیم ہائڈروآکسائیڈ مرکب پر مشتمل ہوتا ہے اور ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن سے ری ایکٹ کر کے حل پذیر کیلیم کلورائیڈ بناتا ہے۔ ہائڈروکلورک ایسڈ کو سٹیل پر موجود زنگ اتارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سٹیل کو ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن میں ڈبوایا جاتا ہے۔

تفنی مشق

- 1- انسانی زندگی بچانے کے لیے سیلان گلوکوز انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے ارتکاز کی کیا اہمیت ہے؟
- 2- لیموں کے جوس میں موجود کونسی شے گھریلو سامان کی صفائی کا سبب بنتی ہے؟

0.1M آگزیک ایسڈ ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Oxalic acid) کا 250 cm^3 سلوشن تیار کریں۔

تجربہ 6.4



تاریخ

ٹاپ لوڈنگ بیلنس، آگزیک ایسڈ ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)، ڈسٹنڈ واٹر، واچ گلاس، 250 cm^3 حجم ناپنے کی فلاسک بمعہ ڈھکن، چھوٹا چمچ، فنل، بیکر (100 cm^3)۔



پہلے 0.1M آگزیک ایسڈ کا 100 cm^3 سلوشن بنانے کے لیے درکار ماس نکالیں۔



- (a) آگزیک ایسڈ ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) کا مولر ماس = $2(1) + 2(12) + 4(16) + 2(18)$
= 126 g mol^{-1}
- (b) آگزیک ایسڈ کا درکار حجم dm^3 میں =
- (c) آگزیک ایسڈ کے درکار مولز = آگزیک ایسڈ کی درکار مولیرٹی
= 0.1×0.25
= 0.025 mole
- (d) آگزیک ایسڈ کا درکار ماس = آگزیک ایسڈ کے مولز کے مولز
= 0.025×126
= 3.150 g

2 واچ گلاس میں 3.150 g آگزیک ایسڈ وزن کریں اور 250 cm^3 حجم ناپنے والی فلاسک میں تجربہ 6.1 کے عملی کام کے مطابق اس کا سلوشن بنائیں۔

ذرا سوچیے

- 1- کیا آگزیک ایسڈ ایک ویک (weak) ایسڈ ہے یا سٹرونک (strong)؟
- 2- آگزیک ایسڈ پانی میں حل ہو کر آئنز (ions) بناتا ہے۔ اس کے اینائن (anion) کا نام لکھیں۔
- 3- آگزیک ایسڈ ایک کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہے لیکن پھر بھی پانی میں حل ہو کر آئیونک کمپاؤنڈ کی طرح آئنز کیوں بناتا ہے؟

احتیاط



- 1- سویوٹ کی صحیح مقدار تو لیں۔
- 2- استعمال سے پہلے بیکر اور ناپنے والی فلاسک کو اچھی طرح دھو لیں۔





1- ذیل میں درج ایسڈز میں سے کون سا ایسڈ ہم اپنی خوراک میں استعمال نہیں کرتے؟

- (a) ٹارٹارک ایسڈ (Tartaric Acid) (b) سیٹرک ایسڈ (Citric Acid)
(c) لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid) (d) بینزوک ایسڈ (Benzoic Acid)

2- دودھ میں کون سا ایسڈ موجود ہوتا ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



- 1- آگزیلیک ایسڈ کو سوئی کپڑوں پر لگے زنگ کے داغ مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آگزیلیک ایسڈ کی چند قلمیں لے کر انہیں زنگ لگے داغوں پر پانی کی مدد سے رگڑا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے کو دھو لیتے ہیں۔
2- آگزیلیک ایسڈ ایک زہریلا مادہ ہے۔ حادثاتی طور پر نگل لینے سے خون میں آگزیلیٹ آئزن کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون میں موجود کیلیم آئزن کیلیم آگزیلیٹ کی صورت میں باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح عضلات کی حرکت کو کنٹرول کرنے والے کیلیم آئزن کم ہونے کی وجہ سے عضلات کی غیر ارادی حرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ذہنی آزمائش



کچھ لوگ چائے یا کافی (Coffee) لائٹ (Light) پیتے ہیں اور کچھ سٹرونک (Strong)۔
ان دونوں اقسام کے ارتکاز میں کیا فرق ہوتا ہے؟

دینے گئے ایک مولر (1M NaOH) سلوشن سے $0.1\text{M } 100\text{cm}^3$ سلوشن تیار کریں۔

▶ تجربہ 6.5



تاریخ

ایک معلوم مولیرٹی کے مرکب سلوشن سے ڈسٹلڈ واٹر کی مدد سے کم ارتکاز والا سلوشن بنایا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کم ارتکاز والے سلوشن کی مولیرٹی کم اور حجم زیادہ ہوگا۔



ڈسٹلڈ واٹر، ایک مولر (1M) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن، حجم ناپنے والی فلاسک (100cm^3)، پیکر،

گلاس راڈ، پیپٹ (Pipette)، فنل اور ڈراپریا واش بوتل (Wash Bottle)



ذرا سوچیے

- 1- کیا یہ ممکن ہے کہ 0.01 مولر سلوشن سے 0.1 مولر سلوشن بنایا جاسکے؟
- 2- سلوشن بنانے کے دوران ڈسٹلڈ واٹر کا استعمال کیوں ضروری ہے؟

① 0.1 مولر NaOH کا 100cm^3 سلوشن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ درج ذیل مولیریٹی مساوات کی مدد سے زیادہ مرکب سلوشن کا درکار نکال لیا جائے۔

دیا گیا NaOH 1M سلوشن درکار NaOH 0.1M سلوشن

$$\begin{aligned} M_1 V_1 &= M_2 V_2 \\ 1 \times V_1 &= 0.1 \times 100 \\ V_1 &= \frac{0.1 \times 100}{1} \\ &= 10\text{cm}^3 \end{aligned}$$

② پیپٹ یا بیورٹ کی مدد سے 1M NaOH سلوشن کے 10cm^3 ناپنے والی فلاسک (100cm^3) میں ڈالیں۔

③ اب ڈسٹلڈ واٹر ڈال کر دیے گئے نشان سے تھوڑا نیچے تک فلاسک کو بھریں۔ ڈراپریا واش بوتل کی مدد سے پانی کو دیے گئے نشان تک لے کر آئیں اور ڈھکن لگا دیں۔
④ فلاسک کو اچھی طرح ہلا کر محلول یکجان کر لیں۔



احتیاط !
سلوشن کو فنل کی مدد سے بیورٹ میں ڈالیں۔ بیورٹ کے بھر جانے کے بعد فنل کو اُتار لیں۔



1- صابن کیسے بنایا جاتا ہے؟

2- کاسٹک سوڈا ایک ڈیلیکیوسینٹ (Deliquescent) مرکب ہے۔ ڈیلیکیوسینٹ کا کیا مطلب ہے؟

3- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے مرکب سلوشن کو اگر بیکر میں ڈال کر کھلی فضا میں پڑا رہنے دیں تو اس پر کیا اثرات ہوں گے؟

4- باتھ روم کے سنکس (Sinks) صاف کرنے کے لیے کون سا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے؟



ذہنی مشق

عام صابن اور مصنوعی طور پر تیار کردہ ڈیٹرجنٹ میں کیا فرق ہے؟



دیئے گئے 0.1M سوڈیم کاربونیٹ سلوشن سے 100cm³ 0.01M سلوشن تیار کریں۔

تجربہ 6.6



تاریخ

ڈسٹلڈ واٹر، 0.1M سوڈیم کاربونیٹ سلوشن، ناپنے والی فلاسک (100 cm³)، بیکر، گلاس راڈ۔



درکار سلوشن بنانے کے لیے فراہم کردہ مرکب سلوشن کا حجم نکالنے کے لیے درج ذیل مولیریٹی مساوات

استعمال کریں۔

دیا گیا 0.1M سوڈیم کاربونیٹ سلوشن

درکار 0.01M سوڈیم کاربونیٹ سلوشن

$$\begin{aligned} M_1 V_1 &= M_2 V_2 \\ 0.1 \times V_1 &= 0.01 \times 100 \\ V_1 &= \frac{0.01 \times 100}{0.1} \\ &= 10 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

پپیٹ یا بیورٹ کی مدد سے 0.1M سوڈیم کاربونیٹ کے 10cm³ ناپنے والی فلاسک میں ڈالیں۔

تجربہ 6.5 کے عملی کام کی طرح سلوشن کا حجم ڈسٹلڈ واٹر سے دیے گئے نشان تک لے کر آئیں۔

احتیاط


1- بیورٹ کے جیٹ (Jet) کو مائع سے بھرنے کے لیے اس میں موجود مائع کو باہر نکالیں۔

2- بیورٹ میں موجود مائع کا وایوم نوٹ کرنے کے لیے اپنی آنکھ اور مائع کی خلی سطح (Lower Meniscus) کو ایک ہی لیول پر رکھیں۔



1- سوڈا گلاس کسے کہتے ہیں؟

2- سوڈا الیش (Na₂CO₃) بنانے کے لیے درکار خام مال پاکستان میں بکثرت موجود ہے۔ اس خام مال کا نام بتائیں۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

سوڈیم کاربونیٹ کو آگ بجھانے والے آلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں یہ ہائڈروکلوک ایسڈ سے تعامل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بناتا ہے۔ جو آگ بجھانے کا باعث بنتی ہے۔



تنبہ

شربت کی ایک بوتل سے آپ مشروبات کے تمیں گلاس بنا سکتے ہیں۔ اسی بوتل سے اگر آپ بیس یا چالیں گلاس بنائیں تو ان کے ذائقہ میں کیا فرق ہوگا۔

دیے گئے 0.1M ہائڈروکلورک ایسڈ (HCl) سلوشن سے 100cm³ 0.01M سلوشن تیار کریں۔

تجربہ 6.7



تاریخ

ڈسٹلڈ واٹر، 0.1M ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن، ناپنے والی فلاسک (100 cm³)، بیکر، گلاس راڈ، پیپٹ، بیورٹ، فنل اور ڈراپر یا واش بوتل



1 درکار کم مرکب سلوشن بنانے کے لیے مولیریٹی مساوات لگا کر زیادہ مرکب سلوشن کا درکار حجم نکالیں۔

$$\begin{aligned} \text{دراکار 0.01M ہائڈروکلورک ایسڈ} &= \text{دیا گیا 0.1M ہائڈروکلورک ایسڈ} \\ M_1 V_1 &= M_2 V_2 \\ 0.1 \times V_1 &= 0.01 \times 100 \\ V_1 &= \frac{0.01 \times 100}{0.1} \\ &= 10 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

2 ناپنے والی فلاسک (100 cm³) میں تقریباً 20cm³ ڈسٹلڈ واٹر ڈالیں۔

3 پیپٹ یا بیورٹ کی مدد سے 0.1 مولر ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن کے 10cm³ ناپنے والی فلاسک میں ڈالیں۔

4 تجربہ 6.5 کے عملی کام کی طرح سلوشن کا حجم ڈسٹلڈ واٹر سے دیے گئے نشان تک لے کر آئیں۔

احتیاط



1- بیورٹ کی ریڈنگ نوٹ کرنے کے لیے اینٹی پیرالکس (Anti parallax) کارڈ استعمال کریں۔

2- ایسڈ کو کم مرکب بنانے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسڈ کو پانی میں ڈالیں۔



1- 0.01 مولر ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن میں موجود تمام آئنز کی شناخت کریں۔

2- اگر آپ کو 48cm³ 1.5M سلفیورک ایسڈ سے کم مرکب 0.18M سلفیورک ایسڈ سلوشن بنانا ہو تو سلوشن کا کل حجم کیا ہوگا؟



ذہنی مشق

1 مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کا 50cm³ سلوشن بنانے کے لیے 14.8 مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کے کتنے کیوبک سینٹی میٹر درکار ہوں گے؟



دیے گئے 0.1M آگزیٹک ایسڈ سلوشن سے 100cm³ 0.01M سلوشن
تیار کریں۔

تجربہ 6.8



تاریخ

ڈسٹنڈ واٹر، 0.1 مولر آگزیٹک ایسڈ سلوشن، ناپنے والی فلاسک (100cm³) بیکر، گلاس راڈ، پیپٹ، فنل اور

ڈراپریا واش بوتل



1 درکار ارتکاز کا سلوشن بنانے کے لیے دیے گئے زیادہ مرکوز سلوشن کا حجم درج ذیل مولیریٹی مساوات کی مدد سے نکالیں۔

$$\begin{aligned} \text{دیا گیا } 0.1M \text{ آگزیٹک ایسڈ} & \quad \text{درکار } 0.01M \text{ آگزیٹک ایسڈ} \\ M_1 V_1 & = M_2 V_2 \\ 0.1 \times V_1 & = 0.01 \times 100 \\ V_1 & = \frac{0.01 \times 100}{0.1} \\ & = 10 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

2 پیپٹ یا بیورٹ کی مدد سے دیے گئے 0.1M آگزیٹک ایسڈ سلوشن کے 10cm³ ناپنے والی فلاسک (100cm³) میں ڈالیں۔

3 تجربہ 6.5 کے عملی کام کی طرح درکار کم مرکوز سلوشن بنائیں۔



1- دیے گئے 0.2M آگزیٹک ایسڈ سلوشن سے 250cm³ 0.001M سلوشن کیسے بنایا جائے گا؟



2- مارکیٹ میں ہائڈروجن پر آکسائیڈ کا 3.0% سلوشن فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ اس سلوشن سے 2.0% سلوشن کیسے بنائیں گے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



ہائڈروجن پر آکسائیڈ ایک بہت اچھا آکسائیڈانٹ ایجنٹ ہے۔ اس لیے اس کو جراثیم کش اور رنگ کاٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

دیے گئے ناخالص کو پرسلفیٹ سے خالص کو پرسلفیٹ کی قلمیں تیار کریں۔

تجربہ 6.9




تاریخ

قدرتی طور پر پائے جانے والے اکثر مرکبات ناخالص ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دوسرے مرکبات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی مرکب کو خالص بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہر قسم کی کثافتوں سے پاک کیا جائے۔ مرکبات کو خالص بنانے کا ایک طریقہ عمل قلماء (Crystallization) ہے۔ کو پرسلفیٹ کی پانی میں حل پذیری ٹمپرچر کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے اور ٹمپرچر کم کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔ حل پذیری کے اس فرق کو خالص کو پرسلفیٹ کی قلمیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



بیکر (250cm³)، ہلانے والی گلاس راڈ، چائے ڈش، ٹرائی پوڈ سٹینڈ، بنسن برنز، لوہے کی جالی، آئرن سٹینڈ،

فلٹر پیپر، فنل، ناخالص کو پرسلفیٹ، ڈسٹلڈ واٹر



احتیاط!
کو پرسلفیٹ ایک زہریلا مرکب ہے اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔



1. 250cm³ بیکر میں 50cm³ پانی ڈالیں۔ اس میں اتنا ناخالص کو پرسلفیٹ ڈالیں کہ ہلانے کے بعد بھی کو پرسلفیٹ نیچے بیٹھ جائے۔

2. اوپر والے سلوشن کو فلٹر کریں اور فلٹریٹ کو چائے ڈش میں لیں۔

3 کو پرسلیفٹ کا مرکز سلوشن بنانے کے لیے اوپر والے سلوشن کو گرم کریں۔ اب اس مرکز سلوشن میں ایک شیشے کی راڈ ڈبو کر نکالیں اس پر پھونک ماریں۔ پھونک مارنے سے اگر شیشے کی نلی پر کو پرسلیفٹ کی نیلے رنگ کی قلمیں بن جائیں تو اس کا مطلب ہے عمل قلماء شروع ہو گیا ہے۔ اگر شیشے کی راڈ پر قلمیں نمودار نہ ہوں تو سلوشن کو مزید گرم کریں۔

4 اب چائے ڈش میں موجود سلوشن کو بغیر ہلائے ٹھنڈا ہونے دیں۔

5 کچھ دیر کے بعد جب بڑے سائز کی قلمیں بن جائیں تو اوپر والے سلوشن کو تھار لیں۔ کو پرسلیفٹ کی قلموں کو چائے ڈش سے فلٹر پیپر پر ٹرانسفر کریں۔

6 فلٹر پیپر کی تہوں میں لے کر ان قلموں کو خشک کریں۔

ذرا سوچیے

- 1- چائے ڈش میں موجود سلوشن کو اتنا گرم کیوں نہیں کیا جاتا کہ سارا پانی اڑ جائے؟
- 2- قلمیں حاصل کرنے کے بعد باقی رہ جانے والے سلوشن میں کیا کچھ موجود ہوگا؟
- 3- عجالتی طور پر اہم مرکبات مثلاً چینی، یوریا اور ایلمز (Alums) کی قلمیں بھی اسی طریقہ سے تیار کی جاتی ہیں۔ ان مرکبات کے علاوہ دوائیے مرکبات کے نام لکھیں جن کی قلمیں اس طرح تیار کی جاتی ہیں۔

خالص کو پرسلیفٹ کی قلموں کا رنگ ----- ہے اور ان کی شکل و صورت ----- جیسی ہے۔



1- سمندر کے پانی سے خوردنی نمک کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

2- آپ نے عام مٹی کی سطح پر مختلف سائٹس کو ابھرتے دیکھا ہوگا۔ سائٹس کے اس طرح مٹی میں سے ابھرنے کی کیا وجہ ہے؟ نیز بتائیں کہ کیا اس عمل کو بھی عمل قلماء کہا جاسکتا ہے۔

ذہنی مشق

جب مرکز بیٹھے شربت کو فریج میں رکھا جاتا ہے تو اس کی تہ میں چینی کیوں بیٹھ جاتی ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

کو پرسلیفٹ کو لکڑی محفوظ کرنے اور تیراکی کے تالاب کو فنگس (Fungus) سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں استعمالات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کو پرسلیفٹ جراثیم کش ہے۔



تجربہ 6.10

واضح کریں کہ کچھ مائع اشیا ایک دوسرے میں حل ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتیں۔

تاریخ

کچھ مائع اشیا ہر نسبت میں ایک دوسرے میں حل ہو کر یکجان آمیزہ بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایتھانول (Ethanol) اور پانی ہر نسبت میں ایک دوسرے میں حل ہو کر ایک ہی مائع شے کی طرح نظر آتی ہیں۔ آپس میں حل نہ ہونے والی مائع اشیا کو اگر ملایا جائے تو وہ علیحدہ علیحدہ تہوں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ آپس میں حل ہونے والی مائع اشیا کے مالیکیولز (Molecules) آپس میں کشش کی قوت رکھتے ہیں جبکہ حل نہ ہونے والی مائع اشیا کے مالیکیولز ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں۔

دو بیکرز (250cm³)، ویسٹ بوتل (Waste Bottle)، حفاظتی عینک، پانی، سورج مکھی کا تیل اور

ایتھانول



پانی اور تیل کا آمیزہ



پانی اور ایتھانول کا آمیزہ

- ① ایک بیکر میں تقریباً 25cm³ پانی ڈالیں اور اتنا ہی سورج مکھی کا تیل ڈالیں۔
- ② ایک شیشے کی راڈ کی مدد سے آمیزہ کو ہلائیں۔
- ③ بیکر کو کچھ دیر کے لیے بغیر ہلائے پڑا رہنے دیں۔
- ④ اسی تجربہ کو پانی اور ایتھانول کے ساتھ دہرائیں۔





نمبر شمار	مائع	مائع	مشاہدہ
1-	پانی	تیل	
2-	پانی	استھانول	

احتیاط
استعمال سے پہلے بیکرز کو پانی سے اچھی طرح دھو کر خشک کریں۔

پانی اور سورج مکھی کا تیل آپس میں
استھانول اور پانی آپس میں



ذرا سوچیے

- 1- آپس میں حل ہونے والی اور حل نہ ہونے والی اشیاء میں کیا فرق ہے؟
- 2- استھانول کیوں پانی میں حل ہو جاتی ہے؟
- 3- سورج مکھی کا تیل پانی میں کیوں حل نہیں ہوتا؟
- 4- ذیل میں دی گئی مائع اشیاء میں سے کون سا جوڑا آپس میں حل ہو جاتا ہے؟
 - (i) پانی اور زیتون کا تیل
 - (ii) سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل
 - (iii) پانی اور کلوروفارم

1- سوتی کپڑوں پر چکنائی کا نشان لگ جائے تو آپ اسے کیسے ختم کریں گے؟

2- مشینیں چلانے کے لیے پانی میں ناعمل پذیر لبریکنٹس (Lubricants) استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسی مشینوں کو صاف کرنے کے لیے کس قسم کی صابن استعمال کی جاتی ہے؟

3- مصنوعی دھاگے سے بنے کپڑوں پر سے داغ آسانی سے ختم کیے جاسکتے ہیں جبکہ سوتی کپڑوں پر پڑنے والے داغ مشکل سے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟




بعض اوقات یہ ممکن ہوتا ہے کہ دھوئیں اشیاء کو حل کرنے سے جو آمیزہ وجود میں آئے وہ مائع حالت میں ہو۔ پوناٹیم اور سوڈیم کی بھرت اس کی ایک مثال ہے۔ عام ٹیپر پر پوناٹیم اور سوڈیم دونوں ٹھوس دھاتیں ہیں لیکن جب ان کے آمیزہ میں 10% سے لیکر 50% تک سوڈیم موجود ہو تو بننے والا آمیزہ مائع حالت میں ہوتا ہے۔

ذہنی مشق

گھر میں پینٹ اور پالش کرنے والے کاریگر اپنے کام کے دوران عام طور پر مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تیل پانی میں ناعمل پذیر ہے اس لیے صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی اس کی بو نہیں جاتی۔ کیا آپ کوئی ایسا طریقہ تجویز کر سکتے ہیں جس سے ہاتھوں میں سے آنے والی مٹی کے تیل کی بو ختم ہو جائے۔



واضح کریں کہ ٹمپرچر کے تبدیل ہونے سے پانی میں ٹھوس اشیا کی حل پذیری تبدیل ہو جاتی ہے۔



تجربہ 6.11

تاریخ

کسی مخل کی گراموں میں وہ مقدار جو سو گرام محلول میں کسی خاص ٹمپرچر پر حل ہو کر سیر شدہ محلول بنائے، حل پذیری کہلاتی ہے۔



حل پذیری کی اکائی گرام فی سو گرام (g/100g) ہے۔

درج ذیل عوامل مخل کی حل پذیری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔


- 1- ٹمپرچر
- 2- مخل کی قسم
- 3- محلول کی قسم
- 4- اگر مخل گیس کی شکل میں ہو تو اس کا پریشر

بیکر (250cm³)، بنسن برنز، آئرن سٹینڈ، ٹرائی پوڈ سٹینڈ، لوہے کی جالی، شیشے کی راڈ اور حفاظتی عینک



ذرا سوچیے

- 1- لیموں کی سکیمین بناتے وقت آپ ٹھنڈے پانی کی بجائے عام پانی میں چینی کیوں حل کرتے ہیں؟
- 2- اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ مخل کی حل پذیری ٹمپرچر کے بڑھنے سے کم ہو جاتی ہے تو آپ یہ تجربہ اسی طرح کریں گے یا اسے تبدیل کریں گے؟



1- ایک بیکر میں تقریباً 50cm³ ڈسٹلڈ واٹر لیں۔

2- اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے چینی کی قلمیں ڈالیں اور شیشے کی راڈ کی مدد سے ہلائیں حتیٰ کہ چینی نیچے

میں بیٹھنا شروع ہو جائے۔ اب چینی ڈالنا بند کر دیں۔

3- شکل کے مطابق بیکر کو بنسن برنز پر گرم کریں اور سلوشن کو ہلائیں۔

4- چند منٹ گرم کرنے سے نیچے تہ میں بیٹھی ہوئی چینی بھی پانی میں حل ہو جائے گی۔

5- اب چینی کی چند قلمیں اور ڈالیں اور ہلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چینی بھی پانی میں حل ہو گئی ہے۔





1- ٹیپرچ تبدیل کرنے سے حل پذیری کا تبدیل ہونا کسی مخل کی قلمیں بنانے کا موجب بن جاتا ہے۔ ذیل میں دیے گئے مرکبات میں سے کون سے مرکب کی قلمیں پانی کو اس طرح محلل کے طور پر استعمال کرنے سے حاصل کی جاسکتی ہیں؟ یہ بھی واضح کریں کہ باقی مرکبات کی قلمیں اس طریقے سے کیوں حاصل نہیں کی جاسکتیں؟



- 2- کون سے مرکبات کی پانی میں حل پذیری ٹیپرچ بڑھنے سے کم ہو جائے گی؟
- (a) جن مرکبات کے پانی میں حل ہونے سے ہیٹ انرجی خارج ہو۔
- (b) جن مرکبات کے پانی میں حل ہونے سے ہیٹ انرجی جذب ہو۔
- (c) جو مرکبات پانی میں مکمل طور پر آئیونائز (Ionize) ہو جائیں۔
- (d) جو مرکبات پانی کے ساتھ ری ایکٹ (React) کر جائیں۔

3- ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کا پانی میں حل ہونا ایک طبعی تبدیلی ہے یا کیمیائی؟

4- سوڈا واٹر کی بوتل کو گرم کرنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی حل پذیری کم ہوگی یا زیادہ؟

ذہنی مشق

کیا سمندری پانی کو منجمد کرنے سے پینے کا پانی حاصل کیا جاسکتا ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

مانع اشیا میں گیسوں کی حل پذیری پریش بڑھنے سے ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی غوطہ خور بہت زیادہ گہرائی سے یکدم سطح پر آتا ہے تو گہرائی میں زیادہ پریش ہونے کی وجہ سے اس کے خون میں حل پذیر نائٹروجن اور آکسیجن خون کی شریانوں میں بلبوں کی شکل میں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ غوطہ خور کے لیے یہ بات نہایت تکلیف دہ ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ خلاء میں جانے والے افراد کو بھی اسی وجہ سے خلائی لباس کے پھٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے ہیلیم اور آکسیجن کا آمیزہ استعمال ہوتا ہے۔

الیکٹرو کیمسٹری

تجربہ 7.1 < واضح کریں کہ دیے گئے مختلف اشیاء کے سلوشنز (Solutions) بجلی کے موصل ہوتے ہیں۔




تاریخ

ایک ایسا مرکب جو پانی میں حل ہو کر آئنز میں تبدیل ہو جاتا ہے الیکٹرو لائٹ کہلاتا ہے۔ انہی آئنز کی وجہ سے یہ سلوشن بجلی کا موصل بن جاتا ہے۔ کسی سلوشن کی موصلیت (Conductivity) کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے بیٹری کی مدد سے کرنٹ گزارا جائے۔



بیٹری، الیکٹروڈز، کنکشن کے لیے تار، بلب، 5 بیکرز (250 cm³)، ڈسٹلڈ واٹر، سوڈیم کلورائیڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ، چینی، سرکہ۔



احتیاط!



- 1- استعمال سے پہلے بیکرز کو اچھی طرح دھو کر صاف کریں۔
- 2- کسی مائع کی موصلیت جاننے سے پہلے الیکٹروڈز کو ڈسٹلڈ واٹر سے دھوئیں۔
- 3- تمام کنکشن اچھی طرح لگانے چاہئیں۔
- 4- الیکٹروڈز کو آپس میں نہیں ملنا چاہیے۔



پانچ بیکرز لیں اور ہر ایک میں 100 cm³ ڈسٹلڈ واٹر ڈالیں۔

تین بیکرز میں علیحدہ علیحدہ 2.5 گرام سوڈیم کلورائیڈ، سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور چینی ڈالیں اور اچھی طرح ہلائیں تاکہ آمیزہ یکجان ہو جائے۔

اسی طرح باقی دو بیکرز میں علیحدہ علیحدہ 2.5 cm³ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سرکہ ڈالیں۔ آمیزہ کو ہلائیں۔

شکل میں دکھائے گئے سرکٹ کے مطابق الیکٹروڈز کو جوڑیں۔

ایک ایک کر کے ہر بیکر میں الیکٹروڈز ڈبو کر دیکھیں کہ بلب جلتا ہے یا نہیں۔

①

②

③

④

⑤

نمبر شمار	پانی میں حل شدہ مرکب کا نام	بلب جلتا ہے یا نہیں	نتیجہ
1-	ڈسٹلڈ واٹر		
2-	چینی		
3-	سوڈیم کلورائیڈ		
4-	سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ		
5-	ہائیڈروکلورک ایسڈ		
6-	سرکہ		



_____ کے آبی سلوشنز بجلی کے موصل ہیں۔
 _____ کے آبی سلوشنز بجلی کے غیر موصل ہیں۔



ذرا سوچیے
1- کیا بلب کے روشن ہونے کا تعلق الیکٹرولائٹ کی نوعیت پر ہے؟ 2- الیکٹرولائٹس میں بجلی کیسے گزرتی ہے؟ 3- کیا موصلیت صرف آبی سلوشنز کی معلوم کی جاسکتی ہے؟ 4- مختلف سلوشنز کی موصلیت میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ 5- اگر ایک سٹرونگ الیکٹرولائٹ کے ارتکاز کو کم کر دیں تو اس کی موصلیت زیادہ ہوگی یا کم؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس بجلی کی موصل نہیں ہے۔ یہ گیس اس وقت بھی بجلی کی موصل نہیں جب اس کو کسی آرگینک محلول میں حل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف پانی میں حل ہونے پر برقی موصل ہے کیونکہ پانی کے اندر یہ ہائیڈروجن آئنز اور کلورائیڈ آئنز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی آئنز اسے بجلی کا موصل بناتے ہیں۔

1- بارش کے دوران لوگوں کو بجلی کے کھمبوں سے بجلی کا جھٹکا کیوں لگتا ہے؟

2- کیا انسانی خون، آنسو، پیشاب اور پسینہ بجلی کے موصل ہیں یا غیر موصل؟

3- ذیل میں درج مائع کو ان کی موصلیت میں اضافہ کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

سمندری پانی، دریا کا پانی، بارش کا پانی



- 4- ذیل میں دی گئی اشیا میں سے بجلی کی موصل، الیکٹرولائٹ اور نان الیکٹرولائٹ علیحدہ کریں۔
 آئرن، ٹھوس سوڈیم کلورائیڈ، کوپرسلفیٹ کا آبی سلوشن، گلوکوز کا آبی سلوشن، سوڈیم کاربونیٹ کا آبی سلوشن،
 کوپر، یوریا کا آبی سلوشن، ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کا ٹالوین (Toluene) میں سلوشن۔

برقی موصل	الیکٹرولائٹ	نان الیکٹرولائٹ

- 5- کوئی دھاتیں ان کے سائٹس کی الیکٹرولیسز (Electrolysis) کے ذریعے بنائی جاتی ہیں؟
- 6- آئرن کی شیٹس کو زنگ سے بچانے کے لیے ان پر زنگ کی تہ کیسے جمائی جاتی ہے؟

دلچسپ معلومات

الیکٹرولیسز کے عمل کے ذریعے تیار شدہ روزمرہ استعمال کے بہت سے اہم کیمیکلز ہم تک پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائی (Lye) یا سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور کلورین گیس۔ کئی سالوں سے ہم اپنے گھروں میں بیٹریز اور ڈرائی سیلز کی مدد سے فلیش لائٹس، ریڈیو کیکولیٹرز، گھڑیاں، کیمرے، کھلونے اور موبائل فون چلا رہے ہیں۔

تفنی مشق

- 1- لیبارٹری میں کام کرنے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پانی ایک ویک برقی موصل ہے۔ تاہم اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ گیلے ہاتھوں اور گیلے پاؤں کے ساتھ بالوں کو خشک کرنے والا آلہ، الیکٹرک شیور اور استری استعمال نہ کی جائے۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟
- 2- ایک الیکٹرولائٹ ٹھوس حالت میں برقی موصل نہیں ہوتا جبکہ اس کا آبی سلوشن برقی موصل ہوتا ہے۔ کیوں؟

واضح کریں کہ کیمیائی تعامل کے دوران آبی سالٹ سلوشن میں ایک میٹل دوسری میٹل کو نکال کر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

تجربہ 7.2



تاریخ

الیکٹروکیمیکل سیریز میں موجود زیادہ ری ایکٹو (Reactive) میٹل اپنے سے کم ری ایکٹو میٹل کو اس کے آبی سالٹ سلوشن سے باہر نکال کر خود اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ ری ایکٹو میٹل آئرن اپنے سے کم ری ایکٹو میٹل کو پرکھ، آبی کو پرسلفیٹ سلوشن میں سے نکال کر خود اس کی جگہ لے لیتی ہے۔



250 cm³ بیکر، شیشے کی راڈ، ڈسٹلڈ واٹر، کو پرسلفیٹ، لوہے کے تین کیل۔

ایک بیکر میں 100 cm³ ڈسٹلڈ واٹر لیں اور اس میں 2 سے 3 گرام کو پرسلفیٹ کی قلمیں ڈالیں۔

شیشے کی راڈ سے ہلا کر سلوشن تیار کریں۔

اس بیکر میں اب لوہے کی تین کیل ڈالیں۔

سلوشن کو کچھ دیر پڑا رہنے دیں۔


- 1
- 2
- 3
- 4



ذرا سوچیے!

- 1- کیا کلورین واٹر کی مدد سے آئیوڈین کو پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کے آبی سلوشن میں سے باہر نکالا جاسکتا ہے؟
- 2- اگر کو پرسلفیٹ کے آبی سلوشن میں زنگ میٹل ڈالی جائے تو کیا تعامل ہوگا؟
- 3- کیا سوڈیم اور پانی کے باہمی تعامل سے آپ ہائیڈروجن گیس حاصل کر سکتے ہیں؟

1- کوئی میٹلو کو پرسلفیٹ کے آبی سلوشن میں سے کو پر کو باہر نکال سکتی ہیں؟



2- زنک، میکینشم اور آئرن جیسی میٹلو ہائڈروکلورک ایسڈ سے تعامل کر کے ہائڈروجن گیس نکالتی ہیں۔ اس قسم کا تعامل کو پریٹل کیوں نہیں کر سکتی؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



1- میٹلو کی ری ایکٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی میٹلو کو خالص حالت میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ٹائی ٹینیم میٹل کو حاصل کرنے کے لیے ٹائی ٹینیم (IV) کلورائیڈ کا تعامل میکینشم میٹل سے کیا جاتا ہے۔



2- جب آئرن آکسائیڈ کا تعامل ایلومینیم پاؤڈر سے کیا جاتا ہے تو آئرن پگھلی ہوئی حالت میں ملتا ہے۔ اس تعامل کو تھرمائٹ پروسس کا نام دیا گیا ہے اور الیکٹرک ویلڈنگ ایجاد ہونے سے پہلے اسی تعامل سے ٹوٹی ہوئی ریلوے لائن کو جوڑا جاتا تھا۔




ذہنی مشق




میٹلو کی ری ایکٹیویٹی کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آپ سلورنائٹ سے سلور میٹل کو نکال سکتے ہیں؟ آپ اس تجربہ کو کیسے ڈیزائن کریں گے۔

واضح کریں کہ ایک ایلیمینٹ اور ایک کمپاؤنڈ آپس میں تعامل کر کے ایک مختلف ایلیمینٹ اور ایک مختلف کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں۔




ایلومینیم میٹل کی پتیاں اور کو پر کلورائیڈ کے آبی سلوشن کو استعمال کرتے ہوئے تجربہ 7.2 کو دہرائیں۔



احتیاط
استعمال سے پہلے ایلومینیم میٹل کی پتیاں ریگ مال (Sand Paper) سے اچھی طرح صاف کریں۔

کیمیال ری ایکٹوٹی



تجربہ 8.1

واضح کریں کہ دو عناصر کیمیائی طور پر مل کر بائنری (Binary) مرکب بناتے ہیں۔



تاریخ

بائنری مرکب ایسا مرکب ہے جس میں دو مختلف عناصر کیمیائی طور پر ملے ہوں۔ ایسے مرکبات مالکیولز یا آئنز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مالکیولر بائنری مرکب دو غیر دھاتیوں کے ایٹمز کے ملنے سے بنتا ہے۔ مثلاً HCl , H_2S , H_2O وغیرہ جبکہ آئیونک بائنری مرکبات میں دھاتی ایٹمز غیر دھاتی ایٹموں سے ملے ہوتے ہیں۔ مثلاً FeS , KBr , $NaCl$ وغیرہ۔ اس طرح بننے والے مرکب کے خواص ان عناصر کے خواص سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ بنتا ہے۔



ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، ہنس برنز، ہاون دستہ، ترازو بمعدہ باٹ، بارمیگنیٹ، سلفر کا سفوف، لوہ چون، ڈسکلڈ واٹر اور ڈائلوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ۔

کیمیائی مساوات



1. 6.5 گرام لوہ چون اور 3 گرام سلفر کا پاؤڈر علیحدہ علیحدہ وزن کریں۔

2. لوہ چون اور سلفر کے سفوف کو ملائیں اور ان کو ہاون دستے میں خوب رگڑیں۔

3. اس آمیزہ کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لیکر پہلے دھیمی آگ پر گرم کریں اور پھر تیز آگ پر اتنا گرم کریں کہ یہ آمیزہ سرخ ہو جائے۔

4. ٹیسٹ ٹیوب کو ٹھنڈا ہونے دیں۔

5. ٹیسٹ ٹیوب کو ایک کاغذ پر رکھ کر اس طرح توڑیں کہ آمیزہ کاغذ پر آجائے۔



احتیاط!

1- لوہ چون اور سلفر کے سفوف کا صحیح وزن کریں۔

2- شروع شروع میں دھیمے شعلے سے گرم کریں۔



کیمیائی تعامل سے پہلے موجود عناصر اور تعامل کے بعد بننے والے مرکب کے خواص کا مقابلہ

نمبر شمار	تجربہ	کیمیائی تعامل سے پہلے	کیمیائی تعامل کے بعد
1-	آمیزہ پر بارمیگنیٹ پھیرنے کے اثرات		
2-	پانی میں ڈال کر ہلائیں اور پھر تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں		
3-	ڈائلیوٹ ہائڈروکلورک ایسڈ ڈالیں اور ہلائیں۔		



ذرا سوچو!

- 1- ضیائی تالیف کے دوران کون سے بائنری مرکبات استعمال ہوئے ہیں؟
- 2- بائنری آئیونک اور بائنری مالیکیولر مرکبات میں کیا فرق ہے؟
- 3- جب میکینیشیم کو ہوا میں جلایا جائے تو کونسا بائنری مرکب بنے گا؟

عام زندگی میں درج ذیل بائنری مرکبات کیسے بنتے ہیں؟
 SO_2 ، CO_2 ، CO ، AgS




کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سوڈا واٹر، آگ بجھانے والے آلات اور چینی (Sugar) کی میل دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ اس گیس کو لیبارٹری میں کیسے تیار کریں گے؟

ذہنی مشق

2-

- 1- عام زندگی میں استعمال ہونے والے دو بائنری مرکبات کے نام لکھیں۔
- 2- کون سا بائنری کمپاؤنڈ انسانی معدہ میں خوراک ہضم کرنے کے دوران استعمال ہوتا ہے؟

واضح کریں کہ تھیلی تعامل (Decomposition Reaction) کے نتیجہ میں مرکبات بنتے ہیں۔




تاریخ

ایک ایسا تعامل جس کے دوران ایک مرکب تحلیل ہو کر دوسرے مرکبات یا عناصر میں تبدیل ہو جائے تحلیل
تبادل کہلاتا ہے۔ تحلیل تعامل کے دوران چونکہ ہمیشہ ایک یا زیادہ کیمیکل بانڈز ٹوٹتے ہیں اس لیے ایسے تعامل کے وقوع پذیر
ہونے کے لیے انرجی درکار ہوتی ہے۔ یہ انرجی کسی بھی شکل میں ہم پہنچائی جاسکتی ہے۔



ٹیسٹ ٹیوبز، سوراخ دار ربڑ کارک، ڈیلیوری ٹیوب (Delivery Tube)، ہنسن برنز، ماچس،
ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، حفاظتی عینک، زنک کاربونیٹ (ZnCO₃)، لائم واٹر (کیلیم ہائیڈروآکسائیڈ کا سر شدہ محلول)



احتیاط!
کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہوا میں شامل ہونے
سے بچانے کے لیے کارک اور ڈیلیوری
ٹیوب کو اچھی طرح سیل کرنا چاہیے۔


ٹھوس زنک کاربونیٹ لے کر اس کو ہاون دستہ میں اچھی طرح پیس لیں۔
تقریباً 5 گرام زنک کاربونیٹ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں۔
دکھائی گئی شکل کے مطابق ٹیسٹ ٹیوب کے ساتھ کارک اور ڈیلیوری ٹیوب لگائیں۔ پلاسٹر آف پیس سے
کارک اور ڈیلیوری ٹیوب کو اچھی سیل کریں۔
ٹیسٹ ٹیوب کو ہنسن برنر کی مدد سے گرم کریں۔

- 1
- 2
- 3
- 4




ذرا سوچیے!

- 1- تحلیل تعامل کے اُلٹ تعامل کو کیا کہیں گے؟
- 2- لائم واٹر دودھیا کیوں ہو جاتا ہے؟
- 3- پلاسٹر آف پیس سے کارک سیل (Seal) کیوں ہو جاتا ہے؟
- 4- اگر سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم ہائی کاربونیٹ کو علیحدہ علیحدہ گرم کیا جائے تو کیا ہوگا؟



کیمیائی مساوات



1- ایک چمچ میں تھوڑی سی چینی کی قلمیں لیں اور ان کو پہلے دھیمے شعلے پر اور پھر گرم شعلے پر گرم کریں۔ اپنے مشاہدات نیچے دیے گئے ٹیبل میں نوٹ کریں۔

گرم کرنے سے پہلے	دھیمے شعلے پر گرم کرنے کے بعد	تیز گرم شعلے پر گرم کرنے کے بعد
چینی کی ظاہری شکل و صورت		
چینی کا رنگ		

2- سبز رنگ رکھنے والا کوپر کاربونیٹ گرم ہو کر کالا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ رنگ کی اس تبدیلی کی وجہ بتا سکتے ہیں؟

3- ایسے دو مزید دھاتی کاربونیٹس کے نام لکھیں جو گرم کرنے پر تحلیل ہو جاتے ہیں۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

چونے کے پتھر کو گرم کر کے ہر سال لاکھوں ٹن لائم بنایا جاتا ہے۔ یہ لائم سیمنٹ، گلاس اور کھیل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



ذہنی مشق

سوڈا واٹر کی بوتل میں کاربونک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ بوتل کا ڈھکن کھولنے سے پریشر کم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کاربونک ایسڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ایک دوسرے مرکب میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ کاربونک ایسڈ کے اس تحلیلی تعامل کی متوازن مساوات لکھیں۔

واضح کریں کہ طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے۔


تجربہ 8.3



کیمیائی اور طبعی تبدیلیوں کے دوران حرارت جذب یا خارج ہوتی ہے۔ ایسی تبدیلی جس میں حرارت خارج ہو اسے حرارت زا (Exothermic) تبدیلی کہتے ہیں اور جس میں حرارت جذب ہو اسے حرارت گیر (Endothermic) تبدیلی کہتے ہیں۔ حرارت خارج ہونے یا جذب ہونے کو ٹمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے کی صورت میں نوٹ کیا جاسکتا ہے۔ کسی مرکب کا پانی میں حل ہونا ایک طبعی تبدیلی ہے جس کے دوران حرارت خارج یا جذب ہو سکتی ہے۔



امونیم کلورائیڈ، 250 cm^3 بیکر، تھرمائیٹر، سسٹرر، ڈسٹنڈ واٹر



1 ڈسٹنڈ واٹر سے تقریباً آدھا بیکر (100 cm^3) بھریں۔

2 پانی کا ٹمپریچر نوٹ کریں۔ یہ $T_1^\circ\text{C}$ ہوگا۔

3 بیکر میں تقریباً 5 گرام امونیم کلورائیڈ ڈال کر سسٹرر سے ہلائیں۔

4 سلوشن کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سلوشن کا کم سے کم ٹمپریچر نوٹ کریں جو $T_2^\circ\text{C}$ ہوگا۔

5 تجربہ کو دہرائیں۔



نمبر شمار	ابتدائی ٹمپرچر T_1 °C	فائنل ٹمپرچر T_2 °C	ٹمپرچر میں کمی $(T_2 - T_1)$
1			
2			
3			



- 1- کیا آپ ایک ایسے مرکب کا نام بتا سکتے ہیں جو پانی میں حل ہونے سے حرارت جذب کرے؟
- 2- اس تجربہ میں اگر آپ بیکروچھوئیں تو کیا محسوس کریں گے؟
- 3- امونیم کلورائیڈ کے پانی میں حل ہونے سے کس قسم کی تبدیلی ہوتی ہے؟
- 4- اس تبدیلی کے دوران ہیٹ انرجی کہاں سے کہاں منتقل ہوتی ہے؟
- 5- پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا ایک حرارت ذات تبدیلی ہے یا حرارت گیر؟

1- اشیا کو گرم کرنے کے لیے ہم قدرتی گیس، ہلڑی یا مٹی کا تیل جلاتے ہیں۔ کیا آپ دوا ایسے طریقے بتا سکتے ہیں جن کی مدد سے اشیا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے؟

-1



-i

-ii

2- ریفریجریٹر میں ٹھنڈک کیسے پیدا ہوتی ہے؟

-2

3- بجلی پیدا کرنے کے بعد بھاپ خود کس شے میں تبدیل ہو جاتی ہے؟

-3

کیا آپ جانتے ہیں؟



ہوا میں موجود نائٹروجن گیس ایک غیر عامل گیس ہے۔ عام حالات میں یہ آکسیجن گیس سے تعامل نہیں کرتی۔ تاہم بجلی چمکنے کے دوران یہ ایک حرارت گیر تعامل کے ذریعے آکسیجن سے مل کر نائٹرک آکسائیڈ گیس بناتی ہے۔

ذہنی مشق



آئس کریم بنانے کے لیے امونیم نائٹریٹ، امونیم کلورائیڈ اور برف کا آمیزہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آمیزہ کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟

Web Version of PCTB Textbook