

کیمسٹری

گریڈ X

پریکٹیکل نوٹ بک

Web Version of PCTB Textbook



giz

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق بحق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ٹیسٹ پیپرز، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مصنفین

- 1- ڈاکٹر عابد ضیاء
- 2- ظفر مہدی ظفر
- 3- ڈاکٹر سمن جمیل
- 4- ڈاکٹر مسز لبنی عامر
- 5- محمد شعیب جہانگیر
- 6- ملک معظم محمود
- 7- محمد سعید
- 8- مخدوم سرفراز
- 9- عطا دستگیر
- پروفیسر آف کیمسٹری، وائس چانسلر (ریٹائرڈ) گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ، لاہور
- سینئر کیمسٹری ٹیچر، ریسورس اکیڈمی، گلبرگ، لاہور
- سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ (کیمسٹری)،
- لیکچرار ایف سی کالج یونیورسٹی، لاہور
- اسسٹنٹ پروفیسر (کیمسٹری)، گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ، لاہور
- ہیڈ آف سائنس ڈیپارٹمنٹ انٹرنیشنل سکول آف شوقیات، لاہور
- پرنسپل، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول، کھڈیاں خاص، ضلع قصور
- لیکچرار ایف سی کالج یونیورسٹی، لاہور
- سبجیکٹ سپیشلسٹ (کیمسٹری)، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

مترجم

ایڈیٹر

- 1- ڈاکٹر عابد ضیاء
- 2- عطا دستگیر
- ڈاکٹر عابد ضیاء

نگران طباعت عطا دستگیر ڈائریکٹر (مسودات) محترمہ ریحانہ فرحت

ڈپٹی ڈائریکٹر (گرافکس) سیدہ انجم واصف کمپوزنگ اسٹریٹنز اینڈ لے آؤٹ محمد اعظم

سرٹیفکیٹ

تصدیق کی جاتی ہے کہ:

طالب علم

کلاس

سکول

رول نمبر

نے کمپسٹری X کا عملی کام سیشن مکمل کر لیا ہے۔

دستخط سائنس ٹیچر

دستخط ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ

Web Version of PCTB Textbook

فہرست تجربات

i

عملی کام کے حاصلات تعلم

باب 10: ایسڈز، بیسز اور سالٹس

- 1 فلم ٹیسٹ (Flame Test) کے ذریعے سوڈیم، کیلیم، سٹرانٹیم، بیریم، کوپر اور پوٹاشیم آئنز کی شناخت کریں۔ **تجربہ 10.1:**
- 4 دیے گئے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کی والیومیٹرک ایٹالیسز (Volumetric Analysis) کے ذریعے مولیرٹی معلوم کریں۔ **تجربہ 10.2:**
- 8 دیے گئے ہائیڈروکلورک ایسڈ سلوشن کو سٹینڈرڈائز (Standardize) کریں۔ **تجربہ 10.3:**
- 11 والیومیٹرک ایٹالیسز سے دیے گئے سوڈیم کاربونیٹ سلوشن کی مولیرٹی معلوم کریں۔ **تجربہ 10.4:**
- 14 دیے گئے آگزیلیک ایسڈ $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ سلوشن کی مولیرٹی معلوم کریں۔ **تجربہ 10.5:**
- 17 چند قدرتی طور پر پائی جانے والی اشیاء کے بارے میں ثابت کریں کہ وہ ایک ویک ایسڈ ہیں۔ **تجربہ 10.6:**
- 20 دی گئی اشیاء کو ایسڈ، بیس یا نیوٹرل اشیاء میں تقسیم کریں۔ **تجربہ 10.7:**

باب 11: آرگینک کیمسٹری

- 24 فینلنگ (Fehling) کے ٹیسٹ اور ٹالین (Tollen) کے ٹیسٹ سے ایلڈی ہائیڈ (Aldehyde) کی شناخت کریں۔ **تجربہ 11.1:**
- 27 2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائیڈرازین ٹیسٹ سے کیٹونز (Ketones) کی شناخت کریں۔ **تجربہ 11.2:**
- 29 سوڈیم کاربونیٹ ٹیسٹ سے کاربوسیلیک ایسڈ (RCOOH) کی شناخت کریں۔ **تجربہ 11.3:**
- 31 فیرک کلورائیڈ ٹیسٹ کی مدد سے فینول کی شناخت کریں۔ **تجربہ 11.4:**

باب 12: ہائیڈروکاربنز

- 33 پوٹاشیم پرمینگنیٹ (KMnO_4) ٹیسٹ کی مدد سے سچو ریڈ اور آن سچو ریڈ آرگینک کمپاؤنڈز کی شناخت کریں۔ **تجربہ 12.1:**

باب 13: بائیو کیمسٹری

- 36 تجربہ سے ثابت کریں کہ شوگر تحلیل ہو کر عناصر یا دوسرے کمپاؤنڈز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ **تجربہ 13.1:**

باب 15: ماحولیاتی کیمیا (پانی)

- 39 تجربہ کر کے دکھائیں کہ سخت پانی میں سے کیلیم اور میگنیشیم آئنز نکال دیں تو پانی نرم ہو جاتا ہے۔ **تجربہ 15.1:**

عملی کام کے حاصلاتِ تعلم

طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی کام کو اپنے کورس کا لازمی حصہ سمجھتے ہوئے سرانجام دیں۔ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک لیبارٹری ریکارڈ بک رکھیں جس میں وہ اپنے تمام پریکٹیکلز کے لیے تجربات میں استعمال کیے گئے طریقے، کیے گئے مشاہدات اور ان مشاہدات سے اخذ کیے گئے نتائج کا اندراج کریں۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عملی کام کے ذریعے اپنے آپ میں درج ذیل صلاحیتیں پیدا کریں۔

- ☆ کیمسٹری تجربہ گاہ میں حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔
- ☆ کیمیائی سامان، مرکبات اور ری ایجنٹس کو احتیاط سے استعمال کریں۔
- ☆ زہریلے مرکبات کو محتاط طریقے سے رکھیں اور سنور کریں۔
- ☆ آگ پکڑنے والے تعاملات کو کنٹرول کر سکیں۔
- ☆ فلیم ٹیسٹ کے ذریعے سوڈیم، کالیم، سٹرانسیم، پیریم، کوپراور پوٹاشیم آئنز کی شناخت کر سکیں۔
- ☆ والیومٹرک اینالیزس کے ذریعے دیے گئے سلوشن کی مولیرٹی معلوم کر سکیں۔
- ☆ دیے گئے سلوشن کو سٹینڈرڈ اینز کر سکیں۔
- ☆ دی گئی اشیا کو ایسڈ، بیس یا نیوٹرل اشیا میں تقسیم کر سکیں۔
- ☆ فیملنگ کے ٹیسٹ اور رٹالن کے ٹیسٹ سے ایلڈی ہائیڈ کی شناخت کر سکیں۔
- ☆ 2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائیڈرازین ٹیسٹ سے کی ٹونز کی شناخت کر سکیں۔
- ☆ سلوشن کی pH معلوم کرنے کے لیے ٹرس پیپر، pH پیپر اور انڈیکیٹر کا استعمال کر سکیں۔
- ☆ لیبارٹری میں کاربوسیکلک ایسڈ اور فینول کی شناخت کر سکیں۔
- ☆ پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ سلوشن کے استعمال سے سچو ریڈکٹ اور آن سچو ریڈکٹ کمپاؤنڈز کی شناخت کر سکیں۔
- ☆ پانی کا سخت پن معلوم کر کے اس کی کوالٹی ٹیسٹ کر سکیں۔

ایسڈز، بیسز اور سالٹس (Acids, Bases and Salts)

10

باب

فلیم ٹیسٹ (Flame Test) کے ذریعے سوڈیم، کیلیم، سٹرانسیم، بیریم، کوپر اور پوٹاشیم آئنز کی شناخت کریں۔



تاریخ


فلیم ٹیسٹ کی مدد سے کسی کمپاؤنڈ میں موجود چند میٹل آئنز کی شناخت بہت جلد اور آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ تاہم تمام میٹلوں کے آئنز شعلے کو رنگ دار نہیں کر سکتے۔



الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلوں کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز نیوکلئس کے ساتھ بہت زیادہ کشش نہیں رکھتے اور اس وجہ سے ہنس ہنس کر شعلے کے درجہ حرارت پر انرجی جذب کر کے مزید اوپر والے شیلز میں چلے جاتے ہیں۔ ہنس کر شعلے کی گرمی سے ان میٹلوں کے سالٹس بخارات میں تبدیل ہو کر آئنز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شعلے میں موجود الیکٹرونز ان مثبت آئنز کے بیرونی شیلز میں داخل ہو کر رنگ دار روشنی کی صورت میں انرجی خارج کرتے ہیں۔ اس شعلے کے رنگ کا انحصار اس عنصر کی اپنی مخصوص خاصیت کو ظاہر کرتا ہے جس سے یہ بنتا ہے۔ سوڈیم کو شعلے میں گرم کرنے سے شعلے کا اورنج رنگ میں تبدیل ہو جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سوڈیم کے الیکٹرونز اس کے بیرونی 3p سب شیل (Sub shell) سے 3s سب شیل میں واپس آ گئے ہیں۔

فلیم ٹیسٹ کرنے کے لیے عام طور پر میٹلوں کے کلورائیڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سالٹ جلدی بخارات میں تبدیل ہو کر رنگ دار فلیم دینے کا موجب بنتے ہیں۔


کسی عنصر کا سپیکٹرم (Spectrum) دیکھنے کا ایک متبادل طریقہ یہ ہے کہ اس عنصر کو گیس کی حالت میں ڈسچارج ٹیوب (Discharge Tube) میں لے کر اس میں سے کرنٹ گزارا جائے۔ اس طرح ڈسچارج ٹیوب میں موجود ایٹمز انرجی جذب کرتے ہیں جن سے ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز مزید اوپر والے شیلز میں چلے جاتے ہیں۔ یہی الیکٹرون جب اپنے پرانے شیل میں واپس آتے ہیں تو اتنی ہی انرجی روشنی کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ اگر یہ انرجی نظر آنے والی روشنی ہوگی تو شعلے کو رنگ دار بنا دے گی۔






اپریٹس: وایچ گلاس (Watch glass)، پلائٹینم یا نائیکروم کی تار، ہنسن برنز یا سپرٹ لیمپ، گلاس راڈ، بیکر، سچولا

کیمیکلز: HCl ، $CaCl_2$ ، $CuCl_2$ ، $BaCl_2$ ، $SrCl_2$ ، KCl ، $NaCl$ ، مرکلز



اہم اطلاع

لیبارٹری میں بہت مہنگی پلائٹینم سے بنی ہوئی تار کی بجائے نائیکروم (Nichrome) کی تار استعمال کی جاتی ہے۔ نائیکروم، نکل اور کرومیم کی بھرت ہے جو بجلی سے چلنے والے ہیٹر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔



طریقہ کار

پلائٹینم یا نائیکروم سے بنی تار کے اگلے سرے کو گول دائرے کی شکل دیں۔

اس تار کو مرکزل ہائیڈروکلورک ایسڈ میں ڈبو کر اتنا گرم کریں کہ شعلے میں لے جانے سے یہ رنگدار شعلہ دینا بند کر دے۔

دیے گئے سچولا (Spatula) کی مدد سے وایچ گلاس میں تھوڑا سا سالٹ لیں اور چند قطرے مرکزل

HCl کے ڈال کر ایک پیسٹ بنائیں۔ تھوڑا انتظار کریں تاکہ یہ سالٹ کلورائیڈ سالٹ میں تبدیل ہو جائے۔

اس پیسٹ کی تھوڑی سی مقدار کو نائیکروم تار کے سرے پر بننے والے گول دائرے پر لیں اور اس کو ہنسن برنز کے نیلے

رنگ کے شعلے میں لے کر جائیں۔ یاد رہے کہ پیسٹ کو شعلے کے اوپر والے حصہ پر گرم کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ

اگر دیا گیا سالٹ ایک کلورائیڈ ہی ہے تو یہ سارا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دیے گئے سالٹ سے بننے والے شعلے کا رنگ نوٹ کریں۔

اس کے بعد نائیکروم کی تار کو مرکزل HCl سے دھوئیں اور اسے پھر سے شعلے پر اتنا گرم کریں کہ یہ رنگدار شعلہ


دینا بند کر دے۔

دیے گئے دوسرے سالٹس پر یہی تجربہ دہرائیں۔


نیچے دیے گئے ٹیبل میں شعلے کہ وہ رنگ لکھیں جو مختلف آئنز کی وجہ سے بنتے ہیں۔

احتیاطیں!
« □ μ ~ u g zà ; /
Sh Çà { (Paste) ° Å
ā □ W □ e □ @ eā □
Xñ Y+D
Xc eß ~ ? Y ± /
¢ ¹ u g zà ; 6% /
V W □ s p ~ 1 zü
ì Y □ yOÄö xÅgZ
Å« □ Ð □ Åk Z k Z
* □ » ¢ ن » ä °
Xc e

میٹل آئرنز	سوڈیم آئن	کیلیسیم آئن	سٹرانیشیم آئن	بیریم آئن	کاپر آئن	پوٹاشیم آئن
شعلے کا رنگ						



1- سورج غروب ہوتے وقت آپ آسمان پر بہت سے رنگوں کی روشنیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ رنگ کیسے بنتے ہیں؟



2- عام بازاروں میں سفید ٹیوب لائٹس کی بجائے سوڈیم لائٹس کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟

3- بہت دور ستاروں میں جو عناصر موجود ہیں ان کا کیسے پتہ چلایا جاتا ہے؟



- 1- مختلف ایٹمز شعلے کو مختلف رنگ کیوں دیتے ہیں؟
- 2- آپ کے خیال میں شعلے کو رنگ دار بنانے کے لیے کسی سالٹ کو گرم کرنا کیوں ضروری ہے؟
- 3- عام زندگی میں میٹلوں کی رنگ دار شعلے دینے کی خاصیت کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس قسم کے مظاہروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وضاحت کریں۔
- 4- کچھ میٹلوں رنگ دار شعلہ نہیں بناتیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟



کیا آپ جانتے ہیں؟


- ☆ کسی شے کا رنگ کالا اس لیے نظر آتا ہے کیوں کہ وہ شے پڑنے والی روشنی کو مکمل جذب کر لیتی ہے۔
- ☆ اگر کوئی شے پڑنے والی روشنی میں سے کچھ جذب کر لے تو وہ رنگ دار نظر آتی ہے۔
- ☆ اگر کسی شے پر پڑنے والی تمام روشنی اس میں سے گزر جائے تو وہ شے شفاف نظر آتی ہے۔
- ☆ اگر کسی شے پر پڑنے والی تمام روشنی منعکس ہو جائے تو وہ شے سفید نظر آتی ہے۔

ذہنی آزمائش

آپ کے خیال میں آتش بازی کیسے بنائی جاتی ہے؟ ذیل میں درج رنگ دار شعلے کیسے وجود میں آتے ہیں؟

سبز	نیلا
سرخ	بنفشی
سفید	طلائی

دیے گئے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سولوشن کی والیومٹرک اینالیسز (Volumetric Analysis) کے ذریعے مولیریٹی معلوم کریں۔



تاریخ



والیومٹرک اینالیسز کے تحت ٹائٹریشن کی تکنیک سے ہم کسی سولوشن کی مولیریٹی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس تکنیک میں نامعلوم مولیریٹی والے سولوشن کو آہستہ آہستہ اور محتاط طریقے سے ایک ایسے سولوشن کے معلوم حجم کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس کی مولیریٹی کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ان دو سولوشنز کے مخصوص حجم ملنے سے جو کیمیائی تعامل وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے مکمل ہونے کا پتہ رنگ کی تبدیلی سے لگایا جاتا ہے۔ رنگ کی یہ تبدیلی ایک ایسے کمپائونڈ کی بدولت ممکن ہوتی ہے جسے انڈیکیٹر (Indicator) کہتے ہیں اور جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے سولوشن میں ڈالا جاتا ہے۔ تعامل کے دوران جس مرحلے پر انڈیکیٹر کے رنگ میں تبدیلی نظر آتی ہے اسے اینڈ پوائنٹ (End Point) کہتے ہیں۔ تعامل کرتے وقت دونوں میں سے کسی بھی سولوشن کو بیورٹ (Burette) میں اور دوسرے کو ٹائٹریشن فلاسک میں لیا جاتا ہے۔ ٹائٹریشن کی اسی تکنیک کی بدولت ہم صنعتوں میں بننے والے یا بازار میں ملنے والے کمپائونڈز کے خالص پن کو میٹ کر سکتے ہیں۔

ایسڈز اور پیسز کی ٹائٹریشنز کے دوران بہت سے کمپائونڈز بطور انڈیکیٹر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ یہ کمپائونڈز سولوشن کی pH میں تبدیلی سے اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں۔ بطور انڈیکیٹر استعمال ہونے والے ان کمپائونڈز کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے رنگ میں پیدا ہونے والی تبدیلی یکدم کی خاص pH پر نہیں ہوتی بلکہ pH میں تبدیلی کے ایک مخصوص وقفے کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے مخصوص ایسڈ میں ٹائٹریشنز کے لیے ہم ایسا کمپائونڈ بطور انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں جو تعامل کی تکمیل کے قریب ہونے والے pH کے وقفے کے دوران رنگ تبدیل کرے۔

رنگ میں تبدیلی اور انڈیکیٹر کی پی ایچ رینج

انڈیکیٹر	پی ایچ رینج / رنگ میں تبدیلی کا درمیانی وقفہ	ایسڈک سولوشن میں رنگ	بیسک سولوشن میں رنگ
فنیول فتھلین	8.3 - 10.0	بے رنگ	سرخ یا گلابی
میٹھائل اورنج	3.1 - 4.1	سرخ	ہلکا پیلا
ٹمز	5.1 - 8.0	سرخ	نیلا
برومو تھائی مول بلیو	6.0 - 7.6	پیلا	نیلا


ٹائٹریٹ (Titrand) یا ٹائٹریٹ (Titrant): وہ سولوشن جو کوئی فلکسک میں لیا جائے گا ٹائٹریٹ یا ٹائٹریٹ کہلاتا ہے۔

ٹائٹریٹ (Titrant): ٹائٹریٹ کے دوران جو سولوشن بیورٹ میں لیا جائے گا وہ ٹائٹریٹ کہلاتا ہے۔

کان کورڈینٹ ریڈنگ (Concordant Reading): بیورٹ سے لی گئی ایسی ریڈنگز جن میں 0.1 cm^3 کا فرق ہوکان کورڈینٹ ریڈنگز کہلاتی ہیں۔

مینسکس (Meniscus): کسی تنگ شیشے کی ٹیوب مثلاً بیورٹ یا پیٹ میں مائع کی سطح کو مینسکس کہتے ہیں۔ شفاف مائع کی صورت میں سطح کا نچلا مینسکس پڑھا جاتا ہے جبکہ رنگ دار مائعات کے لیے سیدھا مینسکس پڑھتے ہیں۔ بیورٹ سے ریڈنگ نوٹ کرتے وقت آنکھ کو مائع کی سطح کے سامنے رکھا جاتا ہے اس طرح پیرالکس (Parallex) کی وجہ سے غلط ریڈنگ لینے سے بچا جاسکتا ہے۔

اینٹی پیرالکس کارڈ یا پیپر (Anti parallex card or paper): کارڈ یا کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کو ریڈنگ لینے سے پہلے بیورٹ کے پیچھے رکھا جاتا ہے تاکہ آسانی سے صحیح ریڈنگ نوٹ کی جاسکے اینٹی پیرالکس کارڈ یا پیپر کہلاتا ہے۔



بیکرز، بیورٹ، پیٹ، فنل، کونیکل فلاسک، آکسجن سٹینڈ، ڈسٹلڈ واٹر، 0.1 M NaOH، HCl سلوشن، فینول فٹھلین۔

اہم اطلاع


فینول فٹھلین کا سلوشن بنانے کے لیے ایک گرام انڈی کیٹر لے کر 50% الکحل کے 500cm³ میں حل کیا جاتا ہے۔ 10cm³ ٹائٹریٹ کے لیے ایک یا دو قطرے انڈی کیٹر کے استعمال کیے جاتے ہیں سلوشن کا رنگ pH کم ہونے پر گلابی سے بے رنگ ہو جاتا ہے۔ ہلکا گلابی رنگ اینڈ پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہلکا گلابی رنگ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے سلوشن میں حل ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھیکا پڑتا جاتا ہے۔



1- پیٹ کو پہلے ڈسٹلڈ واٹر اور پھر سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن سے دھوئیں۔

2- کونیکل فلاسک کو صرف ڈسٹلڈ واٹر سے دھوئیں۔

3- پیٹ استعمال کرتے ہوئے 10cm³ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کو کونیکل فلاسک میں ڈالیں۔





ذرا سوچئے

- 1- 0.1 M سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے 1 dm³ سلوشن میں موجود NaOH کا ماس کیا ہوگا؟
- 2- رف ٹائٹریشن کیوں کی جاتی ہے؟
- 3- سٹینڈرڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

4- اوپر والے سلوشن میں ایک یا دو قطرے فینول فٹھلین کے ڈالیں جو سلوشن کو گہرا گلابی کر دیں گے۔

5- بیورٹ کو پہلے ڈسٹلڈ واٹر اور پھر دیے گئے HCl سلوشن سے دھوئیں۔

6- بیورٹ کو سٹینڈ کے کلیمپ میں بالکل سیدھا فٹ کریں۔

7- فٹل کی مدد سے HCl سلوشن کو بیورٹ میں ڈالیں اور فٹل کو ہٹالیں۔

8- بیورٹ کے نیچے ایک پیکر رکھیں اور بیورٹ کا سٹاپ کاک (Stop Cock) کھولیں۔ اس طرح بیورٹ کی چٹائی نوزل میں موجود ہوا کے بلبلے خارج ہو جائیں گے اور اس میں بھی ایسڈ بھر جائے گا۔

9- سفید کاغذ کو بیورٹ کے پیچھے رکھیں اور ریڈنگ نوٹ کریں۔ اس کو ابتدائی ریڈنگ کہیں گے۔

10- کونیکل فلاسک میں بیورٹ سے ایک وقت میں 1 cm³ HCl سلوشن قطرہ قطرہ ڈال کر رف ریڈنگ لیں۔

11- HCl سلوشن کو ڈالنے کے بعد ہر بار کونیکل فلاسک کو ہلائیں تاکہ دونوں سلوشنز یکجا ہو جائیں۔

12- اس وقت تک HCl سلوشن ڈالتے جائیں جب تک کونیکل فلاسک میں موجود آمیزہ کا رنگ ہلکا گلابی نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک قطرہ HCl اور ڈالنے سے یہ گلابی رنگ بالکل غائب ہو جائے گا۔

13- یہ اس ٹائٹریشن کا اینڈ پوائنٹ کہلاتا ہے۔

14- بیورٹ میں سلوشن کی ریڈنگ دوبارہ لیں۔ یہ فائنل ریڈنگ کہلائے گی۔

15- آخری ریڈنگ اور پہلی ریڈنگ کا فرق بتائے گا کہ HCl سلوشن کا کتنا حجم استعمال ہوا ہے۔


16- صحیح ریڈنگ لینے کے لیے ٹائٹریشن کو دوبارہ کریں۔ اس مقصد کے لیے کونیکل فلاسک میں HCl سلوشن یکدم ڈال دیں حتیٰ کہ اینڈ پوائنٹ سے 2 cm³ کا فرق رہ جائے۔ اس کے بعد قطروں کی صورت میں HCl ڈال کر اینڈ پوائنٹ تک لے آئیں۔

17- تین کن کارڈینٹ ریڈنگز نوٹ کریں۔

ٹائٹریشن نمبر	رف ریڈنگ	1	2	3
فائنل ریڈنگ	x			
ابتدائی ریڈنگ	y			
HCl کا استعمال ہونے والا وایوم cm ³ میں	(x - y)			

اوسط وایوم = cm³

HCl کا وایوم جو استعمال ہوا = cm³



مولیرٹی مساوات کی مدد سے دیے گئے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کی مولیرٹی نکالیں۔

$$\frac{M_1 V_1}{n_1} = \frac{M_2 V_2}{n_2}$$

احتیاطیں!


- ☆ استعمال سے پہلے کونیکل فلاسک اور بیورٹ کو ڈسٹلڈ واٹر سے دھو لیں۔
- ☆ اینڈ کیٹر کے رنگ میں تبدیلی کو واضح انداز میں دیکھنے کے لیے بیورٹ کے نیچے پڑی کونیکل فلاسک کے نیچے سفید رنگ کی ٹائل یا سفید کاغذ رکھ لیں۔
- ☆ اچھی طرح تسلی کر لیں کہ بیورٹ کہیں سے لیک (Leak) تو نہیں کرتا؟




HCl کی مولیرٹی	: M_1
HCl کا والیوم جو استعمال ہوا	: V_1
HCl کے مولز کی تعداد کیمیائی مساوات سے	: n_1
NaOH کی مولیرٹی	: M_2
NaOH کا والیوم جو کوئیکل فلاسک میں لیا	: V_2
NaOH کے مولز کی تعداد کیمیائی مساوات سے	: n_2

$$M_2 = \frac{M_1 V_1}{n_1} \times \frac{n_2}{V_2}$$

دیے ہوئے سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ سلوشن کی مولیرٹی $M = \dots\dots\dots$ ہے۔



1- آپ کے پاس دو ٹیٹ ٹیوبز A اور B ہیں۔ ایک ٹیٹ ٹیوب میں ایک ایسڈ کا سلوشن ہے اور دوسری میں ایک الکی کا۔ صرف انڈی کیٹر فینول فٹھلین استعمال کرتے ہوئے بتائیں کہ کس ٹیٹ ٹیوب میں ایسڈ سلوشن ہے اور کس میں بیس سلوشن۔



2- جب کلیم ہائڈروآکسائیڈ کے سلوشن میں ایک قطرہ یونیورسل انڈی کیٹر کا ڈالیں گے تو اس کے رنگ میں کیا تبدیلی آئے گی؟

-2

3- 0.1 مول پرڈیسی میٹرکیوب سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ کے 25cm^3 سلوشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے 0.25 مول پرڈیسی میٹرکیوب ہائڈروکلورک ایسڈ کا کتنا والیوم استعمال ہوگا؟

-3

4- سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ، سوڈیم کاربونیٹ اور آگزیڈک ایسڈ کے سلوشنز بنانے کے لیے ہم ڈسلاڈ واٹر کیوں استعمال کرتے ہیں؟

-4

ہفتی آزمائش



- 1- بیالوجی لیبارٹری میں کام کرنے والے لوگ جانوروں کے بے ہوش کرنے کے لیے مخصوص کیمیائی مرکب کا جو سلوشن استعمال کرتے ہیں اس کا ارتکاز مخصوص ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مخصوص ارتکاز کے سلوشن کو حاصل کرنے کے لیے کون سی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔
- 2- ایک ویک ایسڈ کو ایک سٹرونک بیس کے ساتھ ٹائٹریٹ کریں تو کون سا انڈی کیٹر استعمال کرنا چاہیے۔

10.3 تجربہ

دیے گئے ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن کو سٹینڈرڈ رائز (Standardize) کریں۔

تاریخ


ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن کو سٹینڈرڈ رائز کرنے کا مطلب اس کی مولیرٹی معلوم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم سٹینڈرڈ سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ سلوشن استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے طریقہ کار سے ہم ماریٹ سے ملنے والے ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن کے خالص پن کی پڑتال کر سکتے ہیں۔



اپریٹس (Apparatus): پپٹ، بیورٹ، فنل، کوئیک فلاسک، بیکر
کیمیکلز (Chemicals): HCl سلوشن، سٹینڈرڈ NaOH سلوشن، فینول فٹھلین



- 1- تجربہ نمبر 10.2 کی طرح اپریٹس کو جمع کریں۔
- 2- دیے گئے HCl سلوشن کو پلاسٹک یا گلاس سے بنی فنل کی مدد سے بیورٹ میں ڈالیں۔ بیورٹ کی نوزل میں موجود ہوا کو باہر نکالیں۔
- 3- پپٹ کی مدد سے کوئیک فلاسک میں 10cm^3 سٹینڈرڈ NaOH سلوشن لیں۔
- 4- اس میں فینول فٹھلین کا ایک قطرہ ڈالیں۔ NaOH سلوشن گہرا گلابی ہو جائے گا۔
- 5- بیورٹ میں موجود HCl سلوشن قطرہ قطرہ کر کے کوئیک فلاسک میں لیے گئے NaOH سلوشن میں ڈالیں۔ تجربہ نمبر 10.2 کی طرح پہلے ایک ریڈنگ لیں۔ اس تجربہ کا اینڈ پوائنٹ ہلکا گلابی ہے۔



احتیاطیں!

- ☆ پپٹ کے ذریعے سلوشن کے حجم کو ناپتے وقت سلوشن کو منہ سے اوپر کھینچنا پڑتا ہے۔ اس کام کے لیے احتیاط کریں۔ مبادہ سلوشن آپ کے منہ میں نہ چلا جائے۔
- ☆ تمام اپریٹس کو پانی سے اور مخصوص سلوشن سے دھو کر استعمال کریں۔
- ☆ بیورٹ کو سٹینڈ کے ساتھ بالکل سیدھا فٹ کریں۔

- 6- صحیح ریڈنگ لینے کے لیے تجربہ کو دو ہرائیں۔ HCl سلوشن کو کوئیک فلاسک میں موجود NaOH سلوشن میں یکدم اتنا ڈالیں کہ اینڈ پوائنٹ سے 2cm^3 دوری پر آجائے۔ اس کے بعد قطرہ قطرہ HCl سلوشن اینڈ پوائنٹ حاصل کرنے تک ڈالیں۔
- 7- تین کون کارڈینٹ ریڈنگز لیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

- 1- مرکب HCl سلوشن بہت زہریلا ہوتا ہے اور جلد کو جلا دیتا ہے۔ اگر اسے غلطی سے منہ میں ڈال لیا جائے تو حلق، خوراک کی نالی اور معدہ کو سخت نقصان پہنچاتا ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔
- 2- NaOH سلوشن بھی جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے عام طور پر نالیاں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر غلطی سے اسے نگل لیا جائے تو یہ بھی بہت نقصان پہنچاتا ہے۔



3	2	1	رف ریڈنگ	ٹائٹریشن نمبر
			x	فائل ریڈنگ
			y	ابتدائی ریڈنگ
			(x - y)	HCl کا استعمال ہونے والا والیوم cm ³ میں



..... cm³ = اوسط والیوم

..... cm³ = HCl کا والیوم جو استعمال ہوا

HCl سلوشن کی مولیرٹی معلوم کرنے کے لیے ذیل میں دی گئی مولیرٹی مساوات استعمال کریں۔



$$\frac{M_1 V_1}{n_1} = \frac{M_2 V_2}{n_2}$$

HCl سلوشن کی مولیرٹی : M_1

HCl سلوشن کا استعمال ہونے والا والیوم : V_1

HCl کے مولز کی تعداد جیسا کہ متوازن کیمیائی مساوات میں موجود ہے : n_1

NaOH کے سلوشن کی مولیرٹی : M_2

NaOH سلوشن کا لیا گیا والیوم : V_2


NaOH کے مولز کی تعداد جیسا کہ متوازن کیمیائی مساوات میں موجود ہے : n_2

$$M_1 = \frac{M_2 V_2}{n_2} \times \frac{n_1}{V_1}$$


دیے ہوئے ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن کی مولیرٹی M ہے۔

ذرا سوچیے

- 1- فلاسک میں موجود NaOH سلوشن کارنگ HCl ڈالنے سے تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟
- 2- سلوشن کی طاقت (Strength of Solution) کا کیا مطلب ہے؟
- 3- ایک ایسڈ اور ایک بیس کے درمیان تعامل کا نام کیا ہے؟
- 4- ایسڈ اور بیس کے درمیان تعامل کی آئیونک مساوات لکھیے۔



1- دیے گئے سرکہ کے سلوشن کو سینڈرڈ اینز کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو سینڈرڈ NaOH سلوشن مہیا کیا گیا ہے۔



.....

.....

.....

-2 دیے گئے لیٹموں کے جوس کو سٹینڈرڈ NaOH سلوشن کی مدد سے سٹینڈرڈائز کریں۔

.....

.....

.....

-3 1 M سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ اور 1 M ہائڈروکلورک ایسڈ کا 1:1 آمیزہ پی لیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس بات کی وضاحت کریں۔

.....

.....

.....

ذہنی آزمائش

سٹرولنگ ایسڈ اور سٹرولنگ بیس کی ٹائٹریشن کے لیے فینول فٹھلین انڈی کیٹر کے علاوہ کوئی اور دوسرا انڈی کیٹر کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟




Web Version of PCB Textbook

10.4 تجربہ

والیومیٹرک اینالیزس سے دیے گئے سوڈیم کاربونیٹ سلوشن کی مولیرٹی معلوم کریں۔

تاریخ

سوڈیم کاربونیٹ (Na_2CO_3) عام طور پر واشنگ سوڈا ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) یا سوڈا الش (Na_2CO_3) کی صورت میں دستیاب ہوتا ہے مگر الذکر کو ہم این ہائڈرس (Anhydrous) سوڈیم کاربونیٹ بھی کہتے ہیں۔ پانی میں سوڈیم کاربونیٹ کا سلوشن الکی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں یہ سوڈیم آئنز اور کاربونیٹ آئنز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ کاربونیٹ آئنز پانی کے ساتھ تعامل کر کے ہائڈروآکسائیڈ آئنز (OH^-) بنا دیتے ہیں۔ اس تعامل کو ہائڈرولیز (Hydrolysis) کہتے ہیں۔ ہائڈروآکسائیڈ آئنز چونکہ ایک سٹرونک الکی ہیں اس لیے یہ سلوشن الکی کی طرح کا ہو جاتا ہے۔




سوڈیم کاربونیٹ سلوشن کی مولیرٹی معلوم کرنے کے لیے اسے سٹینڈرڈ ہائڈروکلورک ایسڈ سلوشن کے ساتھ ٹائٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹائٹریشن میں میتھائل اورنج انڈی کیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی ٹائٹریشن میں انڈی کیٹر کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اینڈ پوائنٹ پر سلوشن کی پی ایچ کیا ہے۔ اس تجربہ میں ایک سٹرونک ایسڈ (HCl) کو ایک ویک بیس سے ٹائٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ٹائٹریشن کے اینڈ پوائنٹ پر سلوشن کی پی ایچ ایسڈک (Acidic) ہوتی ہے اس لیے اس تجربہ کے لیے میتھائل اورنج بہترین انتخاب ہے۔ میتھائل اورنج اپنا رنگ اورنج (پی ایچ 4.4) سے سرخ (پی ایچ 3.1) تبدیل کرتا ہے۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

جب خشک پودوں کو چلایا جاتا ہے تو ان میں موجود سوڈیم اور پوٹاشیم اپنے اپنے کاربونیٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پودوں کی راکھ میں ان مرکبات کی مقدار خاصی بڑھ جاتی ہے۔



- اپریٹس:** پیپٹ، بیورٹ، فنل، کونیکل فلاسک، بیکر، بیورٹ اسٹینڈ
- کیمیکلز:** HCl کا سٹینڈرڈ سلوشن، سوڈیم کاربونیٹ کا سلوشن، میتھائل اورنج
- 1- بیورٹ کو HCl سلوشن کے ساتھ دھو کر بیورٹ سٹینڈ میں سیدھا لگائیں۔
 - 2- فنل کی مدد سے HCl سلوشن کی تھوڑی مقدار بیورٹ میں ڈال کر اس کو دھوئیں۔
 - 3- فنل کی مدد سے HCl سلوشن بیورٹ میں ڈالیں اور فنل ہٹا دیں۔
 - 4- بیورٹ کا سٹاپ کاک کھول کر ایسڈ کو تیزی سے نکلنے دیں تاکہ بیورٹ کے نوزل میں موجود ہوائ نکل جائے۔
 - 5- بیورٹ میں موجود ایسڈ کی ابتدائی ریڈنگ نوٹ کریں۔
 - 6- پیپٹ کو پہلے ڈسٹلڈ واٹر سے دھوئیں اور پھر سوڈیم کاربونیٹ کے سلوشن سے۔
 - 7- کونیکل فلاسک کو صرف ڈسٹلڈ واٹر سے دھوئیں۔
 - 8- 10cm^3 دیا گیا سوڈیم کاربونیٹ سلوشن پیپٹ سے ناپ کر کونیکل فلاسک میں ڈالیں۔

اس میں 2 سے 3 قطرے میتھائل اورنج انڈی کیٹر کے ڈالیں۔

کونیکل فلاسک میں موجود سلوشن اورنج رنگ اختیار کر لے گا۔ اگر کونیکل فلاسک کے نیچے سفید رنگ کی ٹائل رکھ دیں تو اس میں موجود سلوشن کا رنگ زیادہ اچھی طرح دیکھا جاسکتا ہے۔

بیورٹ سے ایسڈ سلوشن 1cm^3 پورشنز میں کونیکل فلاسک میں ڈال کر ریف ریڈنگ لیں۔ اس دوران فلاسک کو متواتر ہلائیں حتیٰ کہ سلوشن کا رنگ تبدیل ہو کر سُرخ ہو جائے۔

بیورٹ میں سلوشن کی فائل ریڈنگ لیں۔

ٹائٹریشن کو دہرائیں۔ صحیح ریڈنگ نوٹ کرنے کے لیے ایسڈ سلوشن یکدم کونیکل فلاسک میں ڈالیں یہاں تک کہ اینڈ پوائنٹ سے 2cm^3 کا فاصلہ رہ جائے۔ اس کے بعد قطرہ قطرہ ایسڈ سلوشن ڈال کر اینڈ پوائنٹ حاصل کریں۔

اس وقت تک تجربہ دہرائیں جب تک کہ تین ریڈنگز ایسی نہ لے لیں جن میں 0.1cm^3 کا فرق ہو۔

-9

-10

-11

-12

-13

-14

احتیاطیں!

☆ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیورٹ کی نوزل میں سے ہوائ نکل گئی ہے۔

☆ بیورٹ کے پیچھے ایک سفید رنگ کا کارڈ رکھیں تاکہ ریڈنگ اچھی طرح پڑھی جاسکے۔

☆ یاد رہے کہ مائع کی چٹکی سطح کے برابر آنکھوں کو لاکر ریڈنگ نوٹ کرنی چاہیے؟

☆ ٹائٹریشن کے دوران اگر سلوشن کے قطرے کونیکل فلاسک کی دیواروں سے لگ گئے ہیں تو ان کو ڈسحلڈ وائر سے نیچے سلوشن میں لے آئیں۔

☆ ٹائٹریشن میں پہلے ریف ریڈنگ لیں۔ یہ ریڈنگ استعمال ہونے والے ایسڈ کا بالکل صحیح والیوم نہیں بتاتی۔

ذرا سوچیے

☆ ٹائٹریشن کے لیے ہم پیکر کی بجائے کونیکل فلاسک کیوں استعمال کرتے ہیں؟

☆ بیورٹ کو استعمال کرنے سے پہلے ہم ذیل میں درج احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کرتے ہیں؟

(i) بیورٹ کو اسی سلوشن سے دھوتے ہیں جو اس میں ڈالنا ہے۔

(ii) نوزل میں سے ہوائ نکالتے ہیں۔

(iii) کونیکل فلاسک کی دیواروں سے لگا سلوشن پانی سے دھوتے ہیں۔

(iv) کونیکل فلاسک میں موجود سلوشن کو وقفوں سے ہلاتے ہیں۔

☆ تجربے کو دہرائیں تاکہ ایک سے زیادہ صحیح ریڈنگ کیوں لیتے ہیں؟



3	2	1	ریف ریڈنگ	ٹائٹریشن نمبر
			x	فائل ریڈنگ
			y	ابتدائی ریڈنگ
			(x - y)	HCl کا استعمال ہونے والا والیوم cm^3 میں

اوسط والیوم = cm^3

HCl کا والیوم جو استعمال ہوا = cm^3


درج ذیل مولیریٹی مساوات کی مدد سے سوڈیم کاربونیٹ سلوشن کی مولیریٹی معلوم کریں۔




$$\frac{M_1 V_1}{n_1} = \frac{M_2 V_2}{n_2}$$

$$M_1 = \frac{M_2 V_2}{n_2} \times \frac{n_1}{V_1}$$

سوڈیم کاربونیٹ سلوشن کی مولیریٹی M ہے۔



لیبارٹری میں سوڈیم کاربونیٹ کی مولیریٹی نکالنے کے لیے متبادل تجربہ لکھیں۔



اپنے سکول کی لیبارٹری میں موجود ویک ایسڈز اور ویک پیسز کی لسٹ بنائیں۔

-2

ایک ویک ایسڈ اور ایک سٹرونک بیس کی ٹائٹریشن کے دوران کون سا انڈیکیٹور استعمال کریں گے۔ اپنے جواب کی وضاحت دلیل سے کریں۔

-3

ذہنی آزمائش

سوڈیم کاربونیٹ کا ایک اہم صنعتی استعمال لکھیں۔

دیے گئے آگزیلیک ایسڈ $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ سلوشن کی مولیرٹی معلوم کریں۔



تاریخ


ایک ایسا کمپاؤنڈ جو بالکل خالص حالت میں مہیا کیا جاسکے پرائمری سٹینڈرڈ کمپاؤنڈ کہلاتا ہے اور اس کمپاؤنڈ سے جو سلوشن بنایا جا رہا ہے اسے سٹینڈرڈ سلوشن کہتے ہیں۔ پرائمری سٹینڈرڈ کمپاؤنڈ کا معلوم مولیرٹی والا سلوشن بنانے کے لیے اس کی درکار مقدار کا وزن کر کے اسے پانی میں حل کیا جاتا ہے۔ آگزیلیک ایسڈ چونکہ خالص حالت میں ملنے والا ایک قلمی کمپاؤنڈ ہے اس لیے اسے پرائمری سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس سیکنڈری سٹینڈرڈ کمپاؤنڈ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کے صحیح ارتکاز کو پرائمری سٹینڈرڈ کے ساتھ ٹائٹریٹ کرنے کے بعد نکالا جاتا ہے۔



اپریٹس: ٹاپ لوڈنگ بیلنس، واچ گلاس، ٹھوس اشیا ڈالنے والا جج، 100cm^3 کی ناپنے والی فلاسک،

بیکرز (250cm^3)، فنل، پیپٹ، بیورٹ

کیمیکلز: فینول فٹھلین انڈی کیٹر، 0.1M سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن، گلاس راڈ، ڈسٹلڈ واٹر، آگزیلیک ایسڈ



- 1- واچ گلاس میں آگزیلیک ایسڈ ڈال کر ٹاپ لوڈنگ بیلنس سے 1.26g وزن کریں۔
- 2- بیکر میں 50cm^3 ڈسٹلڈ واٹر لیں اور آگزیلیک ایسڈ اس میں حل کریں۔
- 3- اوپر بنائے گئے سلوشن کو 100cm^3 ناپنے والی فلاسک میں ڈالیں۔ بیکر کو تھوڑے سے پانی سے دھو کر یہ بھی ناپنے والی فلاسک میں ڈالیں۔
- 4- ناپنے والی فلاسک میں دیے گئے نشان تک پانی بھریں اور سلوشن کو اچھی طرح ہلائیں۔
- 5- آگزیلیک ایسڈ کے اس سلوشن کی مولیرٹی سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے ساتھ ٹائٹریٹ کر کے معلوم کریں۔
- 6- اس مقصد کے لیے آگزیلیک ایسڈ سلوشن بیورٹ میں ڈالیں۔
- 7- بیورٹ کی نوزل سے ہوا خارج کرنے کے بعد ابتدائی ریڈنگ نوٹ کریں۔
- 8- دیے گئے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کا 10cm^3 والیوم پیپٹ کی مدد سے کوئیکل فلاسک میں ڈالیں۔ پھر گلاس راڈ کی مدد سے دو قطرے فینول فٹھلین کے ڈالیں۔ سلوشن کا رنگ گہرا گلابی ہو جائے گا۔
- 9- بیورٹ سے آگزیلیک ایسڈ کا سلوشن قطرہ قطرہ اس الکلائن سلوشن میں ڈالیں اور تجربہ 10.2 میں دیے گئے طریقہ کے مطابق رف ریڈنگ لیں۔ اس تجربہ کا اینڈ پوائنٹ ہلکا گلابی رنگ ہے۔ بیورٹ سے فائنل ریڈنگ نوٹ کریں۔

احتیاطیں!

- 1- فینول فٹھلین انڈی کیٹر کے صرف ایک تادو قطرے استعمال کریں۔
- 2- بیورٹ کی ریڈنگ نوٹ کرتے ہوئے اپنی آنکھ لوئر مینسکس کے متوازی رکھیں۔
- 3- تجربہ شروع کرنے سے پہلے سامان کا دھونا اور صاف کرنا بہت ضروری ہے۔

10- آگزیٹک ایسڈ کا صحیح والیوم نکالنے کے لیے ٹائٹریشن کو دہرائیں حتیٰ کہ اینڈ پوائنٹ سے 2cm^3 پیچھے رہ جائیں۔ اس کے بعد آگزیٹک ایسڈ کو قطرہ قطرہ ڈال کر اینڈ پوائنٹ حاصل کریں۔

11- بیورٹ سے فائل ریڈنگ نوٹ کریں۔

12- تین کن کارڈینٹ ریڈنگز نوٹ کریں۔



☆ ایک طالب علم 25cm^3 والیوم کے 0.88M سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن میں 50cm^3 مزید پانی ڈال دیتا ہے، اس ڈائلوٹ سلوشن کا ارتکاز معلوم کریں۔

☆ ایک ٹائٹریشن کے دوران معدہ میں موجود مائع (Gastric Juice) کے 5cm^3 والیوم (جس میں HCl موجود ہوتا ہے) کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے 0.01M سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کا 11cm^3 والیوم استعمال ہوا۔ معدہ میں موجود مائع میں HCl کا ارتکاز معلوم کریں۔



3	2	1	رف ریڈنگ	ٹائٹریشن نمبر
			x	فائل ریڈنگ
			y	ابتدائی ریڈنگ
			(x - y)	آگزیٹک ایسڈ کا استعمال ہونے والا والیوم cm^3 میں

اوسط والیوم = cm^3

آگزیٹک ایسڈ کا والیوم جو استعمال ہوا = cm^3

مولیریٹی مساوات کی مدد سے دیے گئے آگزیٹک ایسڈ کی مولیریٹی نکالیں۔

$$\frac{M_1 V_1}{n_1} = \frac{M_2 V_2}{n_2}$$

آگزیٹک ایسڈ کی مولیریٹی : M_1

آگزیٹک ایسڈ کا والیوم جو استعمال ہوا : V_1

آگزیٹک ایسڈ کے مولز کی تعداد کیمیائی مساوات سے : n_1

NaOH کی مولیریٹی : M_2


NaOH کا والیوم جو کونیکل فلاسک میں لیا : V_2

NaOH کے مولز کی تعداد کیمیائی مساوات سے : n_2

$$M_1 = \frac{M_2 V_2}{n_2} \times \frac{n_1}{V_1}$$



دیے گئے آگزیٹک ایسڈ سلوشن کی مولیرٹی M ہے۔



1- سٹرونک ایسڈ اور ویک ایسڈ میں کیا فرق ہے؟



2- مرکز ایسڈ اور ڈالیوٹ ایسڈ میں کیا فرق ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



آگزیٹک ایسڈ ایک خطرناک مرکب ہے۔ قدرتی طور پر پائے جانے والی اشیاء مثلاً پالک، ٹماٹر اور پتوں والی گوبھی میں آگزیٹک ایسڈ اتنی کم مقدار میں موجود ہوتا ہے کہ ہمارا جسم اس کے اثرات کو جلد ختم کر دیتا ہے۔ گھروں میں موجود بعض پودوں مثلاً رُوباب پودے کے سرخ ڈٹھل (Rhubarb Stalks)، سون کی تیل (Philodendron) اور گولنگا کرنے دینے چھڑی (Dieffenbachia) کے پتوں میں آگزیٹک ایسڈ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ان کو ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔

3- ٹائٹریشن کے دوران اینڈ پوائنٹ پر سلوشن کی pH کیا ہوگی؟

4- اس تجربہ میں اگر فیٹو تھلین انڈی کیٹر استعمال کرنے کی بجائے میتھائل اورنج استعمال کیا جائے تو آپ کے خیال میں آگزیٹک ایسڈ کا استعمال ہونے والا والیوم یہی ہوگا یا مختلف ہوگا؟

ذہنی آزمائش



☆ ایک کیمیا دان نے کافی مقدار میں HCl ڈال کر اس کا 250cm³ آبی سلوشن تیار کیا اس سلوشن میں 1.10g H⁺ موجود تھے۔ اس سلوشن میں H⁺ کی مولیرٹی معلوم کریں۔

10.6 تجربہ

چند قدرتی طور پر پائی جانے والی اشیاء کے بارے میں ثابت کریں کہ وہ ایک ویک ایسڈ ہیں۔

تاریخ

قدرتی طور پر پائی جانے والی بہت سی اشیاء کے بارے میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسڈز ہیں یا بیسز۔ ایسڈز کا ذائقہ چونکہ ترش ہوتا ہے اس لیے بعض قدرتی اشیاء چکھنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان میں ایسڈز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لیموں، سٹرابیری اور ٹماٹر وغیرہ میں ایسڈز موجود ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر پائی جانے والی اشیاء میں سے بعض اشیاء میں سٹرونگ ایسڈز ہوتے ہیں اور بعض میں ویک۔




ٹمس پیپر کے ساتھ ٹیسٹ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اشیاء ایسڈک، بیسیک یا پھر نیوٹرل ہیں۔ ایک خاص قسم کے انڈیکیٹر سے جسے یونیورسل انڈیکیٹر کہتے ہیں یہ اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی شے میں سٹرونگ ایسڈ یا سٹرونگ بیس موجود ہے یا ویک ایسڈ یا ویک بیس موجود ہے۔ دراصل یونیورسل انڈیکیٹر سرخ سے بنفشی تک کے مختلف رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ مثلاً اورنج، بنز، پیلا اور نیلگوں۔ چونکہ ہر رنگ سلوشن کی ایک خاص پی ایچ کو ظاہر کرتا ہے اس لیے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اشیاء میں موجود ایسڈز سٹرونگ ہے یا ویک۔ pH پیپر دراصل فلٹر پیپر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جسے یونیورسل انڈیکیٹر میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ کسی سلوشن کی پی ایچ ویلیو نکالنے کے لیے پی ایچ پیپر کو اس سلوشن میں ڈبو کر باہر نکال لیتے ہیں۔ پی ایچ پیپر پر ظاہر ہونے والے رنگ کا موازنہ اس پیپر کے ساتھ دیے گئے رنگوں کے چارٹ سے کر کے سلوشن کی پی ایچ نکال لیتے ہیں۔


کسی سلوشن کی پی ایچ اس میں موجود H^+ کے ارتکاز کے معکوس کالاگ (Log) لے کر نکالی جاتی ہے۔ اگر سلوشن کی پی ایچ سات سے زیادہ ہوگی تو وہ بیسیک ہوگا لیکن اگر سات سے کم ہوگی تو ایسڈک ہوگا۔ جبکہ 7 پی ایچ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سلوشن نیوٹرل ہے۔ کوئی سلوشن جتنا زیادہ ایسڈک ہوگا اس کی پی ایچ ویلیو اتنی ہی کم ہوگی اور کوئی سلوشن جتنا زیادہ بیسیک ہوگا اس کی پی ایچ ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

ذیل میں دیے گئے ٹیبل میں کچھ اشیاء اور ان کی پی ایچ ویلیوز دی گئی ہیں۔

H^+ آئنز کا ارتکاز (mol/dm^3)	pH ویلیو	مثالیں	OH^- آئنز کا ارتکاز (mol/dm^3)
1	0	ہائڈروکلورک ایسڈ	10^{-14}
10^{-1}	1	معدے کا ایسڈ	10^{-13}
10^{-2}	2	لیموں کا جوس	10^{-12}
10^{-3}	3	سرکہ، کوکا کولا، بیٹرز	10^{-11}
10^{-4}	4	ٹماٹر	10^{-10}
10^{-5}	5	بلیک کافی، ٹائل، بارش کا پانی	10^{-9}
10^{-6}	6	پیشاب	10^{-8}
10^{-7}	7	خالص پانی	10^{-7}
10^{-8}	8	سمنڈری پانی	10^{-6}
10^{-9}	9	سوڈیم ہائی کاربونیٹ	10^{-5}
10^{-10}	10	نمکین جھیل	10^{-4}
10^{-11}	11	ہائڈروکسائیڈ	10^{-3}
10^{-12}	12	بائی کاربونیٹ آف سوڈا	10^{-2}
10^{-13}	13	اودن کیٹر	10^{-1}
10^{-14}	14	سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ	1




اپریٹس: چھ ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، پی ایچ پیپر رول، پی ایچ چارٹ، چاقو
کیمیکلز: ہائڈروکلورک ایسڈ، لیموں، مالٹوں اور سیبوں کے جوس، سرکہ



احتیاطیں!

- ☆ ہمیشہ خشک پی ایچ پیپر استعمال کریں۔
- ☆ پی ایچ پیپر کے اس سرے کو ہاتھ مت لگائیں جس کو سلوشن میں ڈبونا ہے۔
- ☆ پی ایچ پیپر پر ظاہر ہونے والے رنگ کا پی ایچ چارٹ سے موازنہ کرتے وقت خاص احتیاط کریں۔


- 1- دیے گئے جوس سے ٹیسٹ ٹیوب کا 1/4 حصہ بھریں اور اتنا ہی ڈسٹلڈ واٹر ڈالیں۔
- 2- ایک اور ٹیسٹ ٹیوب میں ڈائی لیوٹ ہائڈروکلورک ایسڈ ڈالیں اور اتنا ہی ڈسٹلڈ واٹر ڈال کر اسے مزید ڈائی لیوٹ کر لیں۔
- 3- پی ایچ کے پیپر رول میں سے ایک پی ایچ پیپر کا ٹکڑا لے کر اسے اوپر دیے گئے ہائڈروکلورک ایسڈ میں ڈبوئیں۔
- 4- پی ایچ پیپر کے رنگ میں تبدیلی کا پی ایچ چارٹ سے ساتھ موازنہ کریں اور اس کی پی ایچ نوٹ کر لیں۔
- 5- اوپر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق دیے گئے تمام جوسز کی پی ایچ نکال کر درج ذیل ٹیبل میں لکھیں۔




ذرا سوچیے

- ☆ پی ایچ پیپر بنانے کے لیے کونسی اشیا استعمال ہوتی ہیں۔
- ☆ قدرتی طور پر پائی جانے والی کچھ بیسک اشیا کے نام لکھیں۔

سیپل	ہائڈروکلورک ایسڈ	لیموں کا جوس	اورنج جوس	سیب کا جوس	سرکہ
pH					





-1

درج ذیل اشیا کی ایسڈک یا بیک نوعیت کی پڑتال کرنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔
(a) سمندری پانی / دریائی پانی (b) سوڈا واٹر (c) بلیک کافی (d) بارش کا پانی
(e) ٹوتھ پیسٹ (f) گائے کا دودھ (g) ٹماٹروں کا جوس

.....

.....

.....

.....

.....

2- ہمارا معدہ خوراک میں موجود پروٹینز کی ہائڈرولیسز کے لیے ہائڈروکلورک ایسڈ بناتا ہے ایسا کیوں ہے کہ یہ ایسڈ خوراک میں موجود پروٹینز کو ہائڈرولائز کر دیتا ہے لیکن معدہ کی دیواروں کو جو خود بھی پروٹینز سے بنی ہیں ہائڈرولائز نہیں کرتا؟

.....

.....

.....

.....

.....

3- جب ایسڈز اور پیسز کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو پانی کیا کردار ادا کرتا ہے؟

.....

.....

.....

دفنی آزمائش

- 1- کونسلے کی کان سے نکلنے والا پانی ایسڈک ہوتا ہے۔ یہ پانی جب تازہ پانی کی جھیل میں داخل ہوتا ہے تو پانی میں موجود بہت سے جانداروں کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اس تباہی کا سبب بننے والے ایسڈ کا نام بتائیں۔
- 2- آبی حیات کو بچانے کے لیے جھیلوں اور ندی نالوں میں موجود پانی کی تیزابیت کو کیسے ختم کرتے ہیں؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

- ☆ سوڈا واٹر کا بکثرت استعمال اپنے تیزابی اثر کی وجہ سے دانتوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔
- ☆ اگر ہم رات کو سوتے وقت دانتوں کو برش نہیں کریں گے تو دانتوں میں موجود بیکٹیریا خوراک کو ایسڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں جس سے دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔
- ☆ آپ کے معدہ میں موجود رطوبت کی پی ایچ ایک ہوتی ہے۔ یہ پی ایچ کھائی جانے والی خوراک کی پی ایچ سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے معدہ میں موجود مواد کی تیزابیت کو معدہ میں بننے والا ہائڈروکلورک ایسڈ کنٹرول کرتا ہے۔ اس مواد میں موجود تیزابیت نہ صرف بیکٹیریا کو مارتی ہے بلکہ بعض قسم کی خوراک کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ بعض حالتوں میں جب آپ مخصوص قسم کی خوراک اور مشروب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے معدہ میں موجود تیزابی مواد معدہ سے خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ چھاتی میں جلن محسوس کرتے ہیں جسے ہارٹ برن (Heart Burn) کہتے ہیں۔

دی گئی اشیا کو ایسڈ، بیس یا نیوٹرل اشیا میں تقسیم کریں۔




تاریخ

آرینس نظریہ کے مطابق ایسڈ ایسے کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جو پانی میں حل ہو کر ہائڈروجن آئنز (H^+) یا ہائڈروکسو نیئم آئنز (H_3O^+) بنائے۔ اسی طرح بیس ایسے کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جو پانی میں حل ہو کر ہائڈروآکسل آئنز (OH^-) بنائے۔ سلوشن میں موجود ان آئنز کی شناخت کرنے کے لیے ایک ایسا کمپاؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے جو ان آئنز کی موجودگی میں اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کمپاؤنڈ کو انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ بہت سے ایسے انڈیکیٹرز دراصل رنگ دار مرکبات ہیں جن کو قدرتی ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لٹمس ایک نفی رنگ کا کمپاؤنڈ ہے جسے ایک پودے لائکنز (Lichens) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نیلے رنگ والا لٹمس پیپر جب کسی ایسڈ سلوشن میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہو کر سرخ ہو جاتا ہے۔ جبکہ سرخ رنگ کا لٹمس پیپر جب کسی الکی کے سلوشن میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہو کر نیلا ہو جاتا ہے۔ نیوٹرل سلوشن میں لٹمس پیپر کا رنگ نفی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انڈیکیٹر برومو تھامول بلیو (Bromothymol blue) بھی ہے۔ ایسڈ کے سلوشن میں اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور الکی کے سلوشن میں نیلا ہی رہتا ہے۔



اپریٹس: 100cm^3 کے چھ بیکرز، سرخ اور نیلا لٹمس پیپر، حفاظتی عینک، ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ

کیمیکلز: 0.1% برومو تھامول بلیو، 0.1M مختلف ایسڈز یعنی ہائڈروکلورک ایسڈ (HCl)، نائٹرک ایسڈ (HNO_3)، سلفیورک ایسڈ (H_2SO_4) اور ایسک ایسڈ (CH_3COOH) کے سلیوشنز، سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ ($NaOH$)، پوٹاشیم ہائڈروآکسائیڈ (KOH)، کلسیم ہائڈروآکسائیڈ ($Ca(OH)_2$) اور میگنیشیم ہائڈروآکسائیڈ ($Mg(OH)_2$)، میتھانول (CH_3OH)، استھانول (C_2H_5OH)، سوڈیم کلورائیڈ ($NaCl$)، ڈسحلڈ واٹر



ایسڈز نیلے لٹمس پیپر کو سرخ کر دیتے ہیں


بیسز سرخ لٹمس پیپر کو نیلا کر دیتے ہیں

احتیاطیں!

- ☆ ایسڈز یا بیسز کو ہاتھ سے مت چھوئیں۔
- ☆ ہمیشہ حفاظتی عینک لگا کر کام کریں۔
- ☆ لٹمس پیپر کو استعمال کرنے سے پہلے ڈسحلڈ واٹر سے گسلا کر لیں۔

-1 درکار سامان کے تحت دیے گئے کیمیکلز کے سلوشنز علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ ٹیوبز میں ڈالیں اور ٹیسٹ ٹیوبز کو آدھا بھر لیں۔ ہر سلوشن کو سرخ اور نیلے رنگ کے ٹیس پیپر سے ٹیسٹ کریں۔ ٹیس پیپر کے رنگ میں تبدیلی نوٹ کریں اور ذیل میں درج ٹیبل میں لکھیں


-2 اسی طرح دیے گئے تمام مرکبات کے سلوشنز کو ٹیسٹ ٹیوبز میں ڈالیں اور ہر ایک میں 0.1% برومو تھائی مول بلیو کے چند قطرے ڈالیں۔ رنگ میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں اور ذیل میں دیے گئے ٹیبل میں نوٹ کریں



اشیا	سرخ ٹیس پر اثر	نیلے ٹیس پر اثر	0.1% برومو تھائی مول بلیو پر اثر	نتائج
ہائڈروکلورک ایسڈ				
نائٹرک ایسڈ				
ایسیٹک ایسڈ				
سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ				
پوٹاشیم ہائڈروآکسائیڈ				
کیلیم ہائڈروآکسائیڈ				
میتھانول				
ایتھانول				
سوڈیم کلورائیڈ				
عام نلکے کا پانی				



- ☆ میتھانول اور سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ دونوں میں ہائڈروکسل گروپس موجود ہیں۔ اس بات کی کیا وجہ ہے کہ سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ بیسیک ہے جبکہ میتھانول ایک نیوٹرل ہے۔
- ☆ نیوٹرلائزیشن (Neutralization) کی تعریف کریں۔ اس عمل کے دوران کون کون سے حاصلات ملتے ہیں۔
- ☆ مین اور الکلی میں آپ کیسے فرق کریں گے؟



-1 اگر ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کو 84°C پر ٹھنڈا کیا جائے تو یہ ایک ایسے مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے جو برقی موصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کریں۔ آپ کے خیال کے مطابق خالص ہائیڈروجن کلورائیڈ مائع میں آئنز موجود ہوں گے؟

-2 اگر بیریم ہائیڈروآکسائیڈ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ کے سلوشن میں آہستہ آہستہ سلفیورک ایسڈ کا سلوشن ڈالا جائے تو اس کی برقی موصلیت میں کیا فرق پڑے گا۔

-3 کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا لعاب دہن ایسڈک ہوتا ہے یا بیسیک؟

-4 آپ کے گھر کے نزدیک جو دریا، جھیل یا جو ہڑ موجود ہے اس میں سے پانی لے کر اسے ٹمس پیپر سے ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ یہ ایسڈک، بیسیک یا نیوٹرل ہے۔

-5 سر کے کا سلوشن اور امونیا سلوشن استعمال کرتے ہوئے اس بات کا پتہ لگائیں کہ ذیل میں دیے گئے کمپاؤنڈز میں سے کون سے کمپاؤنڈز کو ایسڈ میں انڈی کیٹرز کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے؟
چغندر کا جوس، آلو بخارے کا جوس، ہلدی کا آبی سلوشن
(پھل یا سبزی کے جوس کو حاصل کرنے کے لیے ایک کپ پھل یا سبزی لے کر اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر اس میں تھوڑی سی الکوحل ڈال دیں)

-6 چائے بنانے والی کیتلی سے سکیلز (Scales) کو ختم کرنے کے لیے سرکہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟

-7 امونیا (NH_3) میں اگر چھ کوئی ہائیڈروآکسائیڈ گروپ موجود نہیں ہے پھر بھی پانی میں ہائیڈروآکسائیڈ آئنز کیسے بناتی ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



- ☆ فیوول فحصلین اور بر دمو تھائی مول بلیو انڈی کیفر ز دراصل ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو ایسڈک اور بیسک سلوشنز میں علیحدہ علیحدہ رنگ ظاہر کرتے ہیں۔
- ☆ ٹفس پاؤڈر میں بہت سے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ پی ایچ 5 سے لے کر پی ایچ 8 کے درمیان اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں۔
- ☆ ایک ایسڈک سالٹ پانی میں ایسے کیٹائنز (Cations) بناتا ہے جو پانی سے ری ایکٹ کر کے پروٹونز H^+ بناتے ہیں جبکہ ایک بیسک سالٹ پانی میں ایسے اینائنز (Anions) بناتا ہے جو پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے اس میں سے پروٹونز حاصل کر لیتے ہیں۔
- ☆ ایسڈک اشیا بالوں کو سخت کر کے سیدھا کر دیتی ہیں اس سے بال ملائم اور چمک دار بن جاتے ہیں۔ سرکہ کی موجودگی میں صابن سے بننے والی جھاگ پانی میں حل ہو جاتی ہے جس سے بالوں کا روکھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بیسک اشیا استعمال کرنے سے بال پھول کر نرم ہو جاتے ہیں۔
- ☆ کم پی ایچ رکھنے والے مشروب ہمیں کھنے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ان میں موجود پروٹونز H^+ عارضی طور پر ہماری زبان کے مالیکولز سے ری ایکٹ کر کے ان کی شکل و صورت تبدیل کر دیتے ہیں جس سے ہمارے دماغ کو ان کے کھٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

ذہنی آزمائش




- 1- ہیلتھ سالٹ (Health Salt) سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سیٹرک ایسڈ (Citric Acid) کا مکچر ہے۔ وضاحت کریں کہ سالٹ میں پانی ڈالنے کے بغیر یہ مرکبات آپس میں کیوں ری ایکٹ نہیں کرتے؟
- 2- پینے والے پانی میں موجود فلورائیڈ آئنز (F^-) دانتوں کو خراب ہونے سے کیسے بچاتے ہیں؟
- 3- نیوٹرل اور امفیوٹیرک (Amphoteric) اشیا میں کیا فرق ہے؟ کیا پانی امفیوٹیرک مرکب ہے؟
- 4- شہد کی مکھی کے ڈنک کی نوعیت ایسڈک ہوتی ہے یا بیسک؟

آرگینک کیمسٹری

Organic Chemistry

11
باب

فجلنگ (Fehling) کے ٹیسٹ اور ٹالین (Tollen) کے ٹیسٹ سے ایلڈی ہائڈ (Aldehyde) کی شناخت کریں۔



تاریخ

آرگینک کپاؤنڈز جن میں ایلڈی ہائڈک فنکشنل گروپ ($\text{C}=\text{O}-\text{H}$) موجود ہو ایلڈی ہائڈز کہلاتے ہیں۔ آرگینک کپاؤنڈز کی اس فیملی کو فجلنگ سلوشن اور ٹالین سلوشن سے شناخت کیا جاتا ہے۔ فجلنگ سلوشن کو عام طور پر ایسی شوگرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ریڈیوسنگ ایجنٹس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر گلوکوز مالکیول میں ایک ایلڈی ہائڈک گروپ موجود ہے اس لیے یہ ریڈیوسنگ شوگر ہے۔ فجلنگ سلوشن ٹیسٹ اور ٹالین ٹیسٹ دونوں خاص طور پر ایلڈی ہائڈز کی شناخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔



فجلنگ سلوشن کی تیاری

فجلنگ سلوشن ہمیشہ لیبارٹری میں تازہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل دو سلوشنز کا آمیزہ ہے۔ فجلنگ سلوشن A اور فجلنگ سلوشن B۔ فجلنگ سلوشن A نیلے رنگ کے کوپرسلفیٹ ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) کو پانی میں حل کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ جبکہ فجلنگ سلوشن B سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ اور سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹریٹ (Sodium Potassium Tartarate) کو پانی میں حل کر کے بناتے ہیں۔ ایلڈی ہائڈ کو شناخت کرنے کے لیے ان دونوں سلوشنز کو برابر مقدار میں ملا کر اس میں دیا گیا ایلڈی ہائڈ ڈالا جاتا ہے۔

ٹالین سلوشن کی تیاری



ٹالین سلوشن ایک بے رنگ اور بیسک آبی سلوشن ہے جس میں سلور آئنائز امونیا کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ کو قطرہ قطرہ سلور نائٹریٹ کے سلوشن سے ملایا جاتا ہے جس سے سفید رنگ کا رسوب بن جاتا ہے۔ اس رسوب کو امونیا ڈال کر پانی میں حل کر لیا جاتا ہے۔ اس سلوشن کو امونیکل سلور نائٹریٹ (Ammonical Silver Nitrate) یا ٹالینز ری ایجنٹ (Tollen's Reagents) کہتے ہیں۔

اپریٹس: ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈرز، برنز، واٹر باتھ، ماچس، ڈراپر اور حفاظتی عینک
کیمیکلز: فجلنگ سلوشن، ٹالین سلوشن، گلوکوز سلوشن



فیجنگ سلوشن کے لیے طریقہ کار



1- ایک خالی ٹیسٹ ٹیوب میں 3 cm^3 فیجنگ سلوشن A اور 3 cm^3 فیجنگ سلوشن B ملائیں۔

2- ایک دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں 3 cm^3 پانی لے کر اس میں گلوکوز کے چند کرٹلر حل کریں۔

3- اوپر والے دونوں سلوشنز کو ملائیں۔

4- اوپر والے آمیزہ کو گرم کریں۔


ذرا سوچیے

- ☆ کوپر (II) آکسائیڈ کس رنگ کا ہوتا ہے؟
- ☆ ایلڈی ہائیڈروکسائیڈ میں سے کون سا جلد آکسائیڈز ہو جائے گا۔

احتیاطیں!

- ☆ سیلوشنز بنانے کے لیے ہمیشہ ڈسٹلڈ واٹر استعمال کریں۔
- ☆ کوپر سلفائیڈ ایک زہریلا کپاؤنڈ ہے۔
- ☆ دونوں سیلوشنز کو ہمیشہ تازہ بنا کر رنگ دار شیشے کی بوتلوں میں رکھ کر فریج میں سٹور کیا جاتا ہے۔
- ☆ ٹائلزری اینڈ کو اگر اس طرح سٹور کیا جائے تو 24 گھنٹے تک استعمال کے قابل رہتا ہے۔
- ☆ ٹائلز ٹیسٹ کرنے کے بعد آمیزہ میں ڈائلیوٹ ایسڈ ڈال کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سیلوشن میں بننے والا دھماکہ خیز مواد سلور نائٹرائڈ (Silver Nitride) جلد ختم ہو جاتا ہے۔

مشاہدات	تجربہ
	گلوکوز کے سلوشن کو فیجنگ سلوشن سے ملا کر گرم کریں۔



ٹائلز ٹیسٹ کے لیے طریقہ کار

1- ایک صاف تھری ٹیسٹ ٹیوب میں 3 cm^3 سلور نائٹرائٹ کا آبی سلوشن لیں۔


2- اوپر والے سلوشن میں 3 cm^3 ڈائلیوٹ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن قطرہ قطرہ کر کے ڈالیں۔

3- اوپر والے سلوشن میں پھر امونیا کا آبی سلوشن قطرہ قطرہ کر کے ڈالیں حتیٰ کہ سلور آکسائیڈ کا بننے والا رسوب حل ہو جائے۔

4- ایک علیحدہ ٹیسٹ ٹیوب میں 3 cm^3 پانی میں گلوکوز کے چند کرٹلر حل کریں۔

5- گلوکوز کے اس سلوشن میں 3 cm^3 امونیا ملا سلور نائٹرائٹ ڈالیں۔

6- ٹیسٹ ٹیوب کو چند منٹ واٹر باتھ میں رکھ کر گرم کریں اور اپنے مشاہدات لکھیں۔






سلور مرر

کیا آپ جانتے ہیں؟




- 1- فیچلنگ ٹیسٹ بہت حساس ہوتا ہے یہاں تک کہ گلوکوز کا 1mg بھی کمپاؤنڈ (کو پیر آکسائیڈ) کا مخصوص سرخ رنگ پیدا کر دیتا ہے۔
- 2- فیچلنگ ٹیسٹ شوگر کے مریض کے پیشاب میں ریڈیوسنگ شوگر (گلوکوز) کی شناخت کے لیے کیا جاتا ہے۔
- 3- ششے کی سطح پر جمع شدہ سلور کی رفلکٹنگ خاصیت کی وجہ سے ٹالنزری ایجنٹ عام مرر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔

مشاہدات	تجربہ
	گلوکوز کے سلوشن کو امونیا ملے سلور ٹائٹریٹ سلوشن سے ملائیں اور وائربا تھ پر گرم کریں۔



1- فیچلنگ سلوشن بنانے میں سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹرائٹ کا کیا کردار ہے؟

-1



2- جب ایک ایلڈی ہائیڈر فیچلنگ سلوشن یا ٹالنز سلوشن سے تعامل کرتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟

-2

3- ایلڈی ہائیڈ کے سٹرکچر میں کون سی ایسی خاصی بات ہے جس کی وجہ سے یہ آسانی سے آکسائیڈز ہو جاتا ہے؟

-3

ذہنی آزمائش



انسانی جسم میں بلڈ شوگر کی ریج کیا ہونی چاہیے؟

2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین ٹیسٹ سے کی ٹونز (Ketones) کی شناخت کریں۔



تاریخ

2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین کو مختصراً 2,4-DNP یا 2,4-DNPH لکھا جاتا ہے۔ اس ری ایجنٹ (Reagent) کو تیار کرنے کے لیے 2,4-ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین کو الکوحل میں حل کر کے تھوڑا سا مرکب سلفیورک ایسڈ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسڈ ڈالنے سے آمیزہ گرم ہو جاتا ہے اور ٹھوس ری ایجنٹ سارا حل ہو جاتا ہے۔ فرکٹوز (Fructose) ایک ایسا کاربوہائڈریٹ ہے جس میں کی ٹونک گروپ (Ketonic Group) $R-C(=O)-R$ موجود ہے۔ لہذا اس کپاؤنڈ کو بطور کی ٹون اس تجربہ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔



اپنی مشاہدات: ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، برنر، واٹر باٹھ، ماچس، ڈراپر اور حفاظتی عینک
کیمیکلز: فرکٹوز سلوشن، ڈسولڈ واٹر، 2,4-DNPH، مرکب سلفیورک ایسڈ



کیا آپ جانتے ہیں؟



1- 2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین ایک سرخ رنگ کا کرسٹلائن پاؤڈر ہے۔ اس کا میلنگ پوائنٹ تقریباً 200°C ہے۔ یہ ان آرگنک ایسڈز میں حل پذیر ہے۔ یہ ایسڈی ہائڈز اور کی ٹونز کی شناخت کے لیے بطوری ایجنٹ استعمال ہوتا ہے۔ ایسڈی ہائڈز کی ٹون کپاؤنڈ 2,4-DNPH کے ساتھ تعامل کر کے ہائڈرازون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔


2- تجارتی پیمانے پر ایسی ٹون $(\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3)$ ایک اہم کی ٹون ہے۔ یہ آرگنک کیمیکلز اور بارودی اشیا کی تیاری میں بطور سولویٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ناخنوں پر سے نیل پالش (Nail Polish) کو اتارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

1- 2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین کے 0.25g لے کر 5 cm^3 ایسڈ ہائڈز میں ملائیں اور اس آمیزہ میں احتیاط سے 8 سے 10 قطرے مرکب سلفیورک ایسڈ کے ڈالیں۔

2- ایک علیحدہ ٹیسٹ ٹیوب میں 2 cm^3 95% ایسڈ ہائڈز لیں اور اس میں فرکٹوز کے چند کرسٹلز ڈال کر ہلائیں تاکہ حل ہو جائے۔

3- فرکٹوز کے سلوشن میں 3 cm^3 2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین ری ایجنٹ ملائیں اور آمیزہ کو تیزی سے ہلائیں۔ اگر فوری طور پر کوئی رسوب ظاہر نہ ہو تو سلوشن کو چند منٹ پڑا رہنے دیں۔ اگر پھر بھی کوئی رسوب ظاہر نہ ہو تو سلوشن کو 1M سلفیورک ایسڈ سے ڈائلوٹ کریں۔


4- کبھی کبھی اس آمیزہ آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہونے والے تعامل کو تیز کرنے کے لیے سلوشن کو واٹر باٹھ پر گرم بھی کرنا پڑتا ہے۔
5- اپنے مشاہدات کو نیچے دیے گئے ٹیبل میں لکھیں۔



ذرا سوچیے


- 1- کیا کی ٹون (Ketone) فیملنگ سلوشن اور ٹالینز ری ایجنٹ کے ساتھ پوزیٹو ٹیسٹ دیتا ہے؟
- 2- کیا آپ شوگر کے مریض کے پیشاب میں شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے 2,4DNPH ری ایجنٹ استعمال کر سکتے ہیں؟

مشاہدہ	تجربہ
	فرکٹوزسٹوشن اور 2،4-DNPH ری ایجنٹ کو ملا کر تیزی سے ہلائیں۔ ضرورت پڑنے پر 1M سلفیورک ایسڈ بھی ڈالیں



2،4-DNPH ٹیسٹ کو گلوکوزسٹوشن کے ساتھ کریں اور اپنے مشاہدات نیچے دیے گئے ٹیبل میں لکھیں۔

مشاہدہ	تجربہ
	گلوکوزسٹوشن میں 2،4-DNPH ری ایجنٹ کو ملا کر ہلائیں۔



ذہنی آزمائش

☆ معلوم کریں کہ منرل ایسڈز (Mineral Acids) کی موجودگی میں 2،4-DNPH ری ایجنٹ کتنی دیر تک صحیح حالت میں رہ سکتا ہے۔

11.3 تجربہ

سوڈیم کاربونیٹ ٹیسٹ سے کاربوسلیک ایسڈ (RCOOH) کی شناخت کریں۔

تاریخ


ایسے آرگنک کمپاؤنڈ جن میں کاربوسل فنکشنل گروپ ($\text{C}=\text{O}-\text{OH}$) موجود ہو کاربوسلیک ایسڈ کہلاتے ہیں۔ یہ ایسڈ میٹل کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹس سے تعامل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں۔ اس تعامل کو ان کاربوسلیک ایسڈ کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



اپریٹس: ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، ٹیسٹ ٹیوب ریک (Rack) چھوٹا چمچ، ہنسن برنز، ماس، ڈیلیوری ٹیوب، کارک ایسڈک ایسڈ سلوشن، ٹھوس سوڈیم کاربونیٹ، ڈسکلڈ واٹر، لائٹ واٹر



- ☆ جب کاربوسلیک ایسڈ میٹل بائی کاربونیٹس سے تعامل کرتے ہیں تو کون سے حاصلات بنتے ہیں؟
- ☆ اوپر والے تعامل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کہاں سے آتی ہے؟
- ☆ کون سے دو فنکشنل گروپس ملتے ہیں تو کاربوسلیک ایسڈ گروپ بنتا ہے؟
- ☆ عام استعمال ہونے والے چند کاربوسلیک ایسڈز کے نام لکھیں۔




احتیاطیں!


- ☆ کسی بھی کیمیکل یا سلوشن کو مت چکھیں۔
- ☆ تازہ بنایا گیا لائٹ واٹر استعمال کریں۔



- 1- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں تقریباً 5cm^3 ڈالیوٹ ایسڈک ایسڈ لیں۔
- 2- اوپر والی ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھوس سوڈیم کاربونیٹ کی چند کرشلز ڈالیں۔
- 3- اوپر کیے گئے تعامل کے دوران جو گیس نکل رہی ہے اسے لائٹ واٹر میں سے گزاریں۔
- 4- اپنے مشاہدات نوٹ کریں۔




مشاہدہ	تجربہ
	ایسپیک ایسڈ کے سلوشن میں ٹھوس سوڈیم کاربونیٹ ڈالیں۔



1- املی میں موجود کاربوسیک ایسڈ کی شناخت کریں۔

-1



2- اسپیرین (Aspirin) میں کیا تبدیلی کی جائے تو وہ پانی میں حل ہو جائے گی؟

-2

3- ہر کہ کی مخصوص خوشبو اور ذائقہ کس کاربوسیک ایسڈ کی موجودگی کی وجہ سے ہے؟

-3

کیا آپ جانتے ہیں؟

- 1- خمیری روٹی کا مخصوص ذائقہ ایسٹ (Yeast) اور لیکٹو بیکٹیریا (Lactobacteria) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسٹک ایسڈ اور لیکٹک ایسڈ فرمیشن کے دوران بنتے ہیں جن کی وجہ سے روٹی کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا ہے۔
- 2- بہت سے کیڑے مکوڑے مثلاً چیونٹیاں اپنی حفاظت اور رسل ورسائل کے لیے فورمک ایسڈ (Formic Acid) استعمال کرتے ہیں۔
- 3- اسپیرین کیمیائی طور پر ایسیٹائیل سیلیک ایسڈ (Acetyl Salicylic Acid) ہے جو ایک کاربوسیک ایسڈ ہے۔

ذہنی آزمائش

- 1- ایک یا بسکٹ بتاتے وقت بیکنگ سوڈا ڈالنے سے میدہ کیوں پھول جاتا ہے؟
- 2- سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم ہائی کاربونیٹ سے کون سا کمپاؤنڈ زیادہ بیک ہے؟

فیرک کلورائڈ ٹیسٹ کی مدد سے فینول کی شناخت کریں۔




تاریخ

فینول ایک ایرومیٹک (Aromatic) کمپاؤنڈ ہے جس میں ہائڈروکسل گروپ (OH-) براہ راست بینزین رنگ کے کاربن سے منسلک ہوتا ہے۔ فینول ہوا میں موجود نمی جذب کرتا ہے۔ نمی اور روشنی کی موجودگی میں اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں یہ اتنا زیادہ حل نہیں ہوتا لیکن استھانول اور ایٹھر میں یہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ فینول کے ڈائلکٹوٹ آبی سلوشن یا الکول میں اس کے سلوشن میں جب فیرک کلورائڈ ڈالیں تو اس سے مخصوص بنفشی رنگ کا سلوشن حاصل ہوتا ہے۔ یہ رنگ فیرک فینوآکسائیڈ (Ferric Phenoxide) کے بننے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فینول کو ایک جراثیم کش کمپاؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔



اپریشن: ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، ٹیسٹ ٹیوب ریک (Rack)، ڈراپر، حفاظتی عینک
کیمیکلز: فینول سلوشن، تازہ بنایا گیا فیرک کلورائڈ کا آبی سلوشن، ڈسٹلڈ واٹر



احتیاطیں!
☆ فینول صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔
☆ فینول جلد کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اسے خود سے دور رکھنا چاہیے۔
☆ فیرک کلورائڈ سلوشن کو ہمیشہ تازہ تیار کرنا چاہیے۔




☆ فینول فیرک کلورائڈ ٹیسٹ کیوں دیتی ہے؟
☆ کیا آپ فیرک کلورائڈ ٹیسٹ سے الکول کو بھی شناخت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟


1- تین ٹیسٹ ٹیوبز لیں اور ان پر A، B اور C کے لیبلز لگا کر انہیں ٹیسٹ ٹیوب ریک میں رکھیں۔

2- ٹیسٹ ٹیوب A میں فینول کا آبی سلوشن ڈالیں، ٹیسٹ ٹیوب B میں فیرک کلورائڈ کا آبی سلوشن تازہ بنائیں اور ٹیسٹ ٹیوب C میں ڈسٹلڈ واٹر لیں۔

3- فینول کے آبی سلوشن میں ڈسٹلڈ واٹر ڈال کر ڈائلکٹوٹ کریں اور پھر اس میں ڈراپر کی مدد سے فیرک کلورائڈ سلوشن کے چند قطرے ڈالیں۔ اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں۔




مشاہدہ	تجربہ
	ڈائلیوٹ کیے گئے فینول کے سلوشن میں تازہ تیار کردہ 1% فیرک کلورائیڈ سلوشن ڈالیں۔



1- کاربولک سوپ میں فینول موجود ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو مخصوص ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا تجربہ کریں کہ گھر میں موجود مختلف اقسام کے صابنوں (Soaps) میں موجود فینول کی شناخت ہو جائے۔

-1



2- پی ایچ پیپر کی مدد سے یہ معلوم کریں کہ فینول ایسڈک، بیسیک یا نیوٹرل ہے۔

-2

3- فینول کے چند کرٹلز لے کر انہیں باہر کھلی فضا میں رکھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا مشاہدہ کریں اور تبدیلی نوٹ کریں۔

-3

ذہنی آزمائش

- 1- فینول کی کون سی خصوصیت کی وجہ سے اسے کاربولک صابن میں استعمال کیا جاتا ہے؟
- 2- فیرس کلورائیڈ ($FeCl_3$) فینول کی شناخت کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جاسکتا؟


ہائڈروکاربنز (Hydrocarbons)




پوٹاشیم پرمینگنیٹ (KMnO_4) ٹیسٹ کی مدد سے سچو ریٹڈ اور آن سچو ریٹڈ آرگنک کمپاؤنڈز کی شناخت کریں۔

تاریخ

سچو ریٹڈ کمپاؤنڈز ایسے آرگنک کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں جن میں کاربن ایٹمز سنگل بانڈ سے جوئے ہوئے ہیں۔ ایلیکیز (Alkanes) کو سچو ریٹڈ ہائڈروکاربنز بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر




ایٹھین (Ethane)




پروپین (Propane)


آن سچو ریٹڈ کمپاؤنڈز ایسے آرگنک کمپاؤنڈز ہیں جن میں کاربن ایٹمز کے درمیان کم از کم ایک ڈبل بانڈ (=) یا ٹریپل بانڈ ($\equiv$) موجود ہو۔ ایلیکیز (Alkenes) اور ایلیکائز (Alkynes) آن سچو ریٹڈ ہائڈروکاربنز ہیں۔ مثال کے طور پر




ایٹھین (Ethene)



پروپین (Propene)



ایٹھائن (Ethyne)



پروپائن (Propyne)

سینامک ایسڈ $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$ (Cinnamic acid) ایک ایسا آن سچو ریٹڈ کمپاؤنڈ ہے جو کسی بھی لیبارٹری میں آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ تیزاب ملے KMnO_4 کو بے رنگ کر دیتا ہے۔ سچو ریٹڈ اور آن سچو ریٹڈ کمپاؤنڈز میں فرق ظاہر کرنے کے لیے تیزاب ملا KMnO_4 سلوشن استعمال کیا جاتا ہے۔


اپریٹس: ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، ٹیسٹ ٹیوب ریک، ڈراپر

کیمیکلز: سینامک ایسڈ، تیزاب ملا KMnO_4 سلوشن، ٹارٹارک ایسڈ سلوشن، ایتھریا الکوحل، برومین واٹر اور ڈسٹلڈ واٹر




احتیاط!
 KMnO_4 کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور جلد پر نہ لگنے دیں کیوں کہ یہ جلد پر رنگدار دھبے پیدا کر دیتا ہے۔






- 1- ٹیسٹ ٹیوب A میں 5cm^3 ڈسٹلڈ واٹر لیں اور چند کرشلز KMnO_4 ڈال کر گلاس راڈ سے ہلائیں تاکہ KMnO_4 حل ہو جائے۔ اس سلوشن میں چند قطرے ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ کے ڈالیں۔
- 2- ایک دوسری ٹیسٹ ٹیوب B میں 5cm^3 ڈسٹلڈ واٹر لیں اور سینا مک ایسڈ کی چند کرشلز ڈالیں۔ پانی میں کم حل پذیر ہونے کی وجہ سے سینا مک ایسڈ پانی میں معلق ہو جائے گا۔
- 3- سینا مک ایسڈ کے اس آمیزے میں ڈراپر کی مدد سے چند قطرے تیزاب ملے KMnO_4 سلوشن کے ڈالیں اور اپنے مشاہدات لکھیں۔
- 4- ایک ٹیسٹ ٹیوب C میں ڈسٹلڈ واٹر لیں اور چند کرشلز ٹارٹارک ایسڈ اس میں ڈال کر ہلائیں۔ ٹارٹارک ایسڈ پانی میں حل ہو جائے گا۔
- 5- ڈراپر کی مدد سے ٹیسٹ ٹیوب C میں چند قطرے تیزاب ملے KMnO_4 سلوشن کے ڈالیں اور اپنے مشاہدات لکھیں۔




ذرا سوچیے

- 1- سچو ریٹڈ کمپاؤنڈ اور سچو ریٹڈ کاربن میں کیا فرق ہے؟
- 2- مائع تیل کی ہائڈروجنیشن کیسے ہوتی ہے؟

مشاہدہ	تجربہ
	☆ سینا مک ایسڈ کے آبی آمیزہ میں چند قطرے تیزاب ملے KMnO_4 سلوشن کے ڈالیں۔
	☆ ٹارٹارک ایسڈ کے آبی سلوشن میں چند قطرے تیزاب ملے KMnO_4 سلوشن کے ڈالیں۔




1- آرگینک کمپاؤنڈ میں موجود ان سچو ریشن (Unsaturation) کو برومین (Bromine) واٹر سے بھی شناخت کیا جاسکتا ہے۔



نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
1-		ایک ٹیٹ ٹیوب میں موجود سنا مک ایسڈ اور پانی کے آمیزہ میں چند قطرے برومین واٹر ڈالیں۔
2-		ٹارٹارک ایسڈ کے آبی سلوشن میں چند قطرے برومین واٹر ڈالیں۔

2- اگر تیزاب ملا KMnO_4 امتحین (Ethene) سے تعامل کرے تو کون سے حاصلات بنتے ہیں؟



3- عام طور پر ان سچو ریٹڈ کمپاؤنڈز کس قسم کے تعاملات دیتے ہیں؟

کیا آپ جانتے ہیں؟



- ☆ وِجی ٹیل (Vegetable) آئل کی کیمائسٹری کی موجودگی میں ہائیڈروجنیشن (Hydrogenation) کی جائے تو یہ مائع سے نیم ٹھوس مارجرین (Margarine) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ لوگ اپنی ذیل روٹی پتیل کی بجائے نیم ٹھوس مارجرین لگانا پسند کرتے ہیں۔
- ☆ امتحین (Ethene) گیس نہ صرف پلاسٹک (پولی تھین) بنانے کے کام آتی ہے بلکہ اس کی موجودگی میں پھل اور سبزیاں جلدی پک جاتی ہیں۔
- ☆ وِجی ٹیل آئل میں بہت سے کاربن کاربن ڈبل بانڈز موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کو پولی (Poly) ان سچو ریٹڈ آرگینک کمپاؤنڈز بھی کہتے ہیں۔
- ☆ ایسی خوراک جس میں بہت سے سچو ریٹڈ فیٹی ایسڈز (Fatty Acids) موجود ہوں صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔
- ☆ پٹرولیم سچو ریٹڈ ہائیڈروکاربنز کا آمیزہ ہے۔
- ☆ سچو ریٹڈ اور ان سچو ریٹڈ فیٹی ایسڈز کی موجودگی کی بدولت دیسی گھی ایک نیم ٹھوس کی صورت میں ملتا ہے۔
- ☆ بینزین (Benzene) میں تین ڈبل بانڈز موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ زیادہ تر سچو ریٹڈ ہائیڈروکاربنز کی طرح کے خواص رکھتی ہے۔

ذہنی آزمائش



مچھلی کے تیل میں بہت سے ایسے ان سچو ریٹڈ فیٹی ایسڈز کے ایسٹرز (Esters) موجود ہوتے ہیں۔ جن کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ان ایسٹرز کو کیا نام دیا جاتا ہے؟




تجربہ سے ثابت کریں کہ شوگر تحلیل ہو کر عناصر یا دوسرے کمپاؤنڈز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

تاریخ

ایک ایسا کیمیائی تعامل جس میں کوئی کمپاؤنڈ ٹوٹ کر دو یا دو سے زیادہ عناصر یا سادہ کمپاؤنڈز میں تبدیل ہو جائے ڈی کمپوزیشن (Decomposition) تعامل کہلاتا ہے۔ کمپاؤنڈ کی ڈی کمپوزیشن کے دوران ایک یا ایک سے زیادہ کیمیکل بانڈز ٹوٹتے ہیں اس لیے اس تعامل کے دوران ہمیشہ انرجی کسی نہ کسی صورت میں مہیا کی جاتی ہے۔ یہ انرجی اگر ہیٹ کی شکل میں مہیا کی جائے تو اس تعامل کو تھرمل ڈی کمپوزیشن (Thermal Decomposition) کہیں گے اور اگر یہ انرجی بجلی کی صورت میں مہیا کی جائے تو یہ طریقہ الیکٹرولیک ڈی کمپوزیشن یا الیکٹرالیسیز (Electrolytic Decomposition or Electrolysis) کہلاتا ہے۔ جب شوگر کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تھرمل ڈی کمپوزیشن ہو جاتی ہے اور اس دوران میں یہ کاربن اور سٹیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔



اپریٹس: ٹیسٹ ٹیوبز، بنسن برنر، ماچس، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر یا کلیمپ، کوبالٹ کلورائیڈ پیپر، حفاظتی عینک
کیمیکلز: شوگر



شوگر کی تھرمل ڈی کمپوزیشن

احتیاطیں!


- ☆ شوگر گرم کرنے کے دوران حفاظتی عینک پہن لیں۔
- ☆ ٹیسٹ ٹیوب کو گرم کرتے وقت لگاتار ہلاتے چلے جائیں تاکہ شوگر اُچھل کر باہر نہ آئے۔



ذرا سوچیے

☆ تجربہ کے اختتام پر ٹیسٹ ٹیوب میں ملنے والے کالے رنگ کے مواد کو آپ کیا نام دیں گے؟
☆ کیرامل (Caramel) کسے کہتے ہیں اور اسے کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟

- 1- خشک ٹیسٹ ٹیوب کے ایک تہائی حصے میں شوگر کی کرٹلز ڈالیں۔
- 2- اس ٹیسٹ ٹیوب کو ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر یا آئرن سٹینڈ کے کلیپ میں فکس کریں۔
- 3- ٹیسٹ ٹیوب کو بنسن برنر پر اعتدال سے گرم کریں۔
- 4- گرم کرنے کے دوران برنر کا نیلا شعلہ استعمال کریں کیونکہ یہ نہ صرف بہت گرم ہوتا ہے بلکہ اس سے ٹیسٹ ٹیوب کالی نہیں ہوتی۔
- 5- خشک کو بالٹ کلورائنڈ پیپر ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے پاس لے کر آئیں اور اس کے رنگ میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں۔



مشاہدہ	تجربہ
	عام شوگر کو ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر اعتدال کے ساتھ گرم کریں۔
	ٹیسٹ ٹیوب کو تیز شعلے پر گرم کریں۔
	کو بالٹ کلورائنڈ پیپر کو ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے پاس لے کر جائیں۔



- 1- ایک خشک ٹیسٹ ٹیوب میں گلوکوز کی چند کرٹلز لیں۔ پہلے آہستہ گرم کریں اور پھر تیز شعلے پر گرم کریں۔ اپنے مشاہدات نیچے دیے گئے ٹیبل میں لکھیں۔

تیز گرم کرنے پر	آہستہ گرم کرنے پر	گرم کرنے سے پہلے	تجربہ
			گلوکوز کی طبعی حالت (رنگ)



-2- موم کو جلانے کے تو ہمیں کون سے حاصلات ملیں گے؟

-3- گھر کے باورچی خانہ میں کون سی گیس جلانی جاتی ہے؟ اس کے جلنے سے کون سے حاصلات بنتے ہیں؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

- 1- سپرٹ یا استھانول اور دوسرے بہت سے آرگنک کمپاؤنڈز جن میں نائٹروجن موجود نہیں ہوتی، ہوا میں جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اور پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
- 2- 100 گرام شوگر جو کہ سوڈا واٹر میں موجود ہوتی ہے، کھانے سے ہمارے خون میں موجود سفید ذرات کی بیکٹیریا مارنے کی صلاحیت 40% تک کم ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت میں یہ کمی شوگر کھانے کے آدھ گھنٹے بعد واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات اگلے پانچ گھنٹے تک موجود رہتے ہیں۔ اس کے برعکس قدرتی کاربوہائیڈریٹس یا سٹارچ کھانے سے ہماری قوت مدافعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ذہنی آزمائش

قدرتی گیس کو اگر ہوا کی غیر موجودگی میں زیادہ درجہ حرارت تک گرم کریں تو یہ کاربن اور ہائیڈروجن میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ملنے والی کاربن گاڑیوں کے مائز بنانے کے دوران فلر (Filler) کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ دوسری طرف ملنے والی ہائیڈروجن یا تو ہم ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا اس سے امونیا بنائی جاتی ہے۔ ہائیڈروجن سے امونیا بنانے والے تعامل کا نام اور اس کے لیے متوازن مساوات لکھیں۔

ماحولیاتی کیمیا (پانی)

Environmental Chemistry (Water)

تجربہ کر کے دکھائیں کہ سخت پانی میں سے کیلیم اور میگنیشیم آئنز نکال دیں
تو پانی نرم ہو جاتا ہے۔



تاریخ

عام پانی میں اگر معدنیات کی زیادہ مقدار حل ہو جائے تو وہ سخت (Hard) ہو جاتا ہے۔ عام پانی کے برعکس سخت پانی صابن کے ساتھ جھاگ نہیں بناتا۔ پانی کا سخت پن اس میں کیلیم اور میگنیشیم آئنز کے حل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔


پانی کا عارضی سخت پن (Temporary Hardness) اس میں کیلیم اور میگنیشیم کے بائی کاربونیٹس کے حل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جبکہ اس کا مستقل سخت پن اس میں موجود کیلیم اور میگنیشیم کے کلورائیڈز اور سلفیٹس کے حل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پانی میں موجود یہ آئنز صابن کے آئنز کے ساتھ تعامل کر کے پھٹکیاں بنادیتے ہیں جن کی وجہ سے صابن کا صاف کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ عام طور پر صابن حیوانی چربی یا تیل سے حاصل ہونے والے لمبی لڑی (chain) والے آرگینک ایسڈز کے سوڈیم سالتس پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوڈیم سٹییریٹ (Stearate) اس قسم کے کمپاؤنڈز کی ایک مثال ہے۔ صابن میں موجود منفی چارج والے کاربائیکیلٹ آئنز پانی میں موجود کیلیم اور میگنیشیم آئنز سے تعامل کر کے پھٹکیاں بنادیتے ہیں جس سے صابن کا صاف کرنے کا عمل جس میں یہ گرد اور گریس کو صاف کرتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔



پانی کا عارضی سخت پن دور کرنے کے لیے اس کو ابالنا کافی ہے۔ اس عمل کے دوران حل شدہ بائی کاربونیٹس تحلیل ہو کر نائل پذیر کاربونیٹس میں تبدیل ہو کر پانی سے باہر آ جاتے ہیں جس سے پانی نرم ہو جاتا ہے۔



پانی کا مستقل سخت پن دور کرنے کے لیے اس میں سوڈیم کاربونیٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ سوڈیم کاربونیٹ میں موجود کاربونیٹ آئنز پانی میں حل شدہ کیلیم اور میگنیشیم آئنز سے تعامل کر کے نائل پذیر کاربونیٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔



سخت پانی کو پینا یا صنعتوں میں استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ سخت پانی میں موجود سالتس پانی بوائل کرنے والے پائپوں (Pipes) کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جن کو باقاعدہ وقفوں سے صاف کرنا پڑتا ہے۔

اپریٹس: ٹیسٹ ٹیوبز، بیکرز، ڈسٹلڈ واٹر



کیمیکلز: سوپ سلوشن، سوڈیم سلفیٹ، کیلیم کلورائیڈ، سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ




احتیاطیں!

- ☆ کسی کیمیکل یا سلوشن کو ہرگز نہ چھیں۔
- ☆ پانی کو اعتدال سے اُبائیں۔






- 1- تین ٹیسٹ ٹیوبز لیں اور ہر ایک میں تقریباً 10cm^3 ڈسٹلڈ واٹر ڈالیں، ان کو A، B، C لیبل لگائیں۔
- 2- ٹیسٹ ٹیوب A میں 0.5g سوڈیم سلفیٹ ڈال کر ہلائیں تاکہ یہ حل ہو جائے۔
- 3- ٹیسٹ ٹیوب A میں چند قطرے سوپ سلوشن کے ڈال کر ہلائیں اور اپنے مشاہدات نوٹ کریں۔
- 4- ٹیسٹ ٹیوب B میں 1g سوڈیم بائی کاربونیٹ اور 0.5g کیلیم کلورائیڈ ڈال کر ہلائیں تاکہ یہ دونوں حل ہو جائیں۔
- 5- ٹیسٹ ٹیوب B میں سے 5cm^3 سلوشن ایک علیحدہ ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر اس میں چند قطرے سوپ سلوشن کے ڈال کر ہلائیں اور اپنے مشاہدات لکھیں۔
- 6- ٹیسٹ ٹیوب B میں موجود باقی سلوشن کو ابال کر ٹھنڈا کریں اور پھر اس میں چند قطرے سوپ سلوشن کے ڈال کر ہلائیں۔ اپنے مشاہدات لکھیں۔
- 7- ٹیسٹ ٹیوب C میں تقریباً 0.5g کیلیم کلورائیڈ ڈال کر ہلائیں تاکہ یہ حل ہو جائے۔ اس سلوشن کے ایک حصہ میں سوپ سلوشن ڈال کر ہلائیں۔ اپنے مشاہدات نوٹ کریں۔
- 8- ٹیسٹ ٹیوب C میں سے تقریباً 3cm^3 سلوشن ایک علیحدہ ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر ابالیں۔ سلوشن کو پھر ٹھنڈا کریں اور اس میں چند قطرے سوپ سلوشن ڈال کر ہلائیں۔ اپنے مشاہدات لکھیں۔
- 9- ٹیسٹ ٹیوب C میں موجود باقی سلوشن میں تقریباً 1.0g سوڈیم کاربونیٹ ڈال کر ہلائیں اور فلٹر کریں۔ فلٹریٹ میں چند قطرے سوپ سلوشن ڈال کر ہلائیں اور اپنے مشاہدات نوٹ کریں۔




مشاہدات	تجربات
	1- ٹیسٹ ٹیوب A میں چند قطرے سوپ سلوشن ڈال کر ہلائیں۔
	2- ٹیسٹ ٹیوب B میں موجود سلوشن کے ایک پورشن میں چند قطرے سوپ سلوشن ڈال کر ہلائیں۔
	3- ٹیسٹ ٹیوب B میں موجود سلوشن کو بواں کریں۔ ٹھنڈا کر کے اس میں چند قطرے سوپ سلوشن ڈال کر ہلائیں۔
	4- ٹیسٹ ٹیوب C میں موجود سلوشن کے ایک پورشن میں چند قطرے سوپ سلوشن کے ڈال کر ہلائیں۔
	5- ٹیسٹ ٹیوب C میں موجود سلوشن کے دوسرے پورشن کو بواں کریں۔ ٹھنڈا کر کے اس میں سوپ سلوشن ڈالیں اور ہلائیں۔
	6- ٹیسٹ ٹیوب C میں موجود سلوشن کے باقی ماندہ پورشن میں سوڈیم کاربونیٹ ڈال کر ہلائیں اور فلٹر کریں۔ فلٹریت میں سوپ سلوشن کے چند قطرے ڈال کر ہلائیں۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

صنعتوں میں پانی کا عارضی سخت پن دور کرنے کے لیے لائم واٹر (Ca(OH)₂) ڈالا جاتا ہے۔ یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ لائم واٹر جس میں خود کلیسیم آئرنز موجود ہیں، پانی میں موجود بائی کاربونیٹ اور کلیسیم آئرنز کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ لائم واٹر کے ایک مول میں 2 مول OH⁻ اور ایک مول Ca²⁺ ہیں۔ OH⁻ کے دو مولز کو نیوٹرلائز کر کے دو مولز CO₃²⁻ بناتے ہیں جو دو مولز Ca²⁺ سے تعامل کر کے CaCO₃ کی شکل میں رسوب بنادیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مول Ca²⁺ پانی میں پہلے موجود تھے جبکہ ایک مول لائم واٹر میں موجود تھے۔





-1 زمین سے حاصل ہونے والے پانی میں کس طرح کیلیم اور میگنیشیم آئنز حل ہو کر اس کو سخت کر دیتے ہیں۔

-2 کیا سخت پانی اور بھاری پانی (Heavy Water) ایک ہی شے کو ظاہر کرتے ہیں؟

-3 آپ کے خیال میں کیا بارش کا پانی سخت ہوتا ہے؟

-4 اپنے گھر کے نلکے سے پانی کا سپہیل لیں اور تجربہ سے ثابت کریں کہ یہ سخت ہے یا نرم۔

-5 سخت پانی پودوں کی نشوونما پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

ذہنی آزمائش



-1 صفائی کے بہت سے کاموں کے لیے مصنوعی صابن نے قدرتی صابن کی جگہ لے لی ہے۔ اس بات کی وضاحت کریں۔

-2 بوائکرز میں سخت پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی حرارتی موصلیت کم ہو جاتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کریں۔